




Integra[®] MicroFrance[®]

Catalogue Integra ORL - Nez

Table des matières	ii	Décolleur rugine	10
Informations sur les commandes et garanties	vi	Décolleur courbe	10
Indications / Contre-indications	vii	Décolleur double	10
Consultation	2	Rugine courbe	10
Aspirateur sonde	2	Décolleur aspirateur	11
Canule pour examen	2	courbe	11
Galvano-cautère	2	irrigateur	11
Micro crochets mousse 45°	3	malléable	11
Micro crochets mousse 90°	3	mousse à soupape	11
Poire	2	tranchant à soupape	11
Porte-coton	3	tube baïonnette	11
Sonde stylet	3	tube malléable	11
Spéculum à ressort	2	Bistouri	12
Spéculum à vis	2	Bistouri coudé boutonné	13
Spéculum à manche	4	Bistouri droit	13
Autostatique	4	Couteau baïonnette	13
Câble à lumière froide	5	Lames de bistouri	12
Dilatateur	4	Manche de bistouri	12
Raccords câble Lumière froide	5	Rugine courbe	14
Spéculum à lumière froide	5	Rugine courbe bout carré	14
Spéculum à manche main gauche	4	Rugine courbe tranchante	15
Bras articulé	6	Rugine droite	15
Bras articulé complet	6	Ecarteur	16
Cavalier	6	Crochet pointu	16
Lame malléable	6	Ecarteur double	16
Porte-spéculum	6	Ecarteur double à angle droit	18
Rotule articulée	6	Ecarteur double en «Z»	18
Spéculum autostatique	6	Ecarteur double et guide bistouri	20
Pince à disséquer coudée	7	Ecarteur double mousse	18
à griffes baïonnette	7	Ecarteur double mousse anse et 2 boules	20
à griffes coudée	7	Ecarteur mousse	16
mors curettes baïonnette	7	Ecarteur pointu	17
mors curettes coudée	7	Ecarteur pointu articulé	16
striée baïonnette	7	Erigne double	17
striée coudée	7	Guthrie	17
Pince coudée	8	Curette	21
mors lisses	8	Coudée	23
mors striés	8	Courbe	23
Seringue	9	Courbe malléable	22
Aiguille à injection	9	Double	22
Aiguilles pour seringue	9	Fenêtrée coudée	23
Corps de seringue	9	Micro curette et crochet mousse	22
Joint blanc cône luer	9	Maillet	24
Joint gris embout cône luer	9	Ciseau burin	25
Pousse-seringue	9	Ciseau burin droit	25
Seringue	9	Ciseau gouge baïonnette	25
		Ciseau gouge droit	25

Ostéotome	26	Pince septum	38
Ostéotome courbe	26	Ciseaux pointus courts	39
Ostéotome droit	26	Ciseaux pointus Longs	40
Ostéotome boutonné	27	Ciseaux mousses courts	41
d'un coté courbe à droite	27	Ciseaux mousses Longs	42
d'un coté courbe à gauche	27	Ciseaux Metzenbaum petits	43
d'un coté droit	27	Ciseaux de Mayo	44
Ostéotome boutonné des 2 côtés	28	Ciseaux angulés	45
Ostéotome boutonné des 2 côtés	28	Ciseaux crantés	46
Ostéotome droit lame incurvée	28	Ciseaux coudés sur le champ	46
Ostéotome fin	29	Ciseaux droits lames baïonnettes crantées	46
Ostéotome boutonné d'un coté courbe à droite	29	Ciseaux droits lames crantées	46
Ostéotome boutonné d'un coté courbe à gauche	29	Ciseaux lames crantées tungstènes coupe fil d'acier	46
Ostéotome boutonné d'un coté droit	29	Pince à disséquer fine	47
Ostéotome droit gradué	29	Pincettes à griffes	47
Ostéotome très courbe	29	Pincettes à griffes horizontales et plateaux	47
Scie - Râpe droite	30	Pincettes à griffes obliques et plateaux	47
Râpe droite diamantée	30	Pincettes striées	47
Râpe droite en tirant	30	Pince à disséquer Adson	48
Scie baïonnette	30	Pince à disséquer moyenne	49
Scie droite	30	Pince à disséquer 180mm	51
Râpe courbe	31	Pince à disséquer 200mm	52
à double action	31	Pince à disséquer bipolaire moyenne	53
diamantée	31	Pince à disséquer monopolaire moyenne	54
en poussant	31	Porte-aiguille tungstène	55
en tirant	31	Pince hémostatique fine	56
longitudinale	31	Pince hémostatique moyenne	57
transversale	31	Pince à préhension	58
Râpe double 210 mm	32	Aspirateur à soupape	59
tungstènes grains fins	32	Micro aspirateur / raccords	60
tungstènes gros grains	32	Aspirateur coudé raccord olivaire	60
Attelle, moule à tympan, presse-grefe	33	Aspirateur courbe raccord olivaire	60
Attelle nasale	33	Manche aspirateur	60
Plaque moule à tympan	33	Raccord luer-lock	60
Presse-grefe écraseur à cartilage	33	Aspirateur boutonné	61
Compas, réglet, sonde stylet, Pince à os	34		
Compas	34		
Perforateur à os	34		
Réglet	34		
Sonde stylet	34		
Pince gouge	35		
Cisaille, pince coupante à os	37		
Cisaille	37		
Pince coupante à os	37		

Serre-noeud, trocart	62	Micro instruments monopolaires	82
Anse	62	Aspirateur à soupape	82
Drain	62	Bistouri lancéolé	82
Guide-anse	62	Crochet	82
Passe-drain	62	Décolleur aspirateur	82
Pince mors curette	62	Pointes	82
Serre-noeud	62		
Trocart et canule	62	Instruments Lemoine , Klossek, Kennedy	83
		Chignole à manivelle	83
Rhinolaveur de Dessi	63	Clous de Klossek	83
Chemise pour optique	63	Clous de Lemoine	83
Rhinolaveur pour chemise optique	63	Fraise forêt à butée variable	83
Tubulure irrigation stérile	63	Instrumentation de Kennedy	83
Luxateur, Palpateur, Pousse-noeud	64	Instruments Vaughan	84
Décolleur luxateur	64	Aspirateur à soupape	84
Micro palpateur double	64	Bistouri aspirateur à soupape	84
		Nettoyeur pour pince	84
Bistouri décolleur	65	Pince mors curettes avec aspiration	84
Dacryocystorhinostomie	65	Pince punch emporte-pièce	84
Micro bistouri et décolleur	65		
Micro bistouri falciforme	65	Instruments Parson	85
Micro bistouri tige contre coudée	65	Aspirateur boutonné	85
Micro décolleur coudé	65	Bistouri double	85
		Décolleur aspirateur	85
Micro pince mors curettes droites 190mm	66	Micro curette aspirateur à soupape	85
Micro pince mors curettes 45°	67	Micro palpateur double	85
Micro pince mors curettes 90°	68		
Micro pince courbe mors curettes fines	69	Instruments Duncavage	86
Micro pince courbe en bas	70	Aspirateur boutonné	86
Micro pince courbe en haut	71	Décolleur aspirateur	86
Micro pince mors curettes forme poire	72	Décolleur coudé	86
Micro pince punch	73	Palpateur coudé	86
Micro pince punch fine	76	Pince mors curettes	86
Micro pince rongeur	77	Pince punch emporte-pièce	86
Micro ciseaux lames crantées	78		
Micro pince applicateur de clip	79	Instrumentation Orbitale Levine	87
Micro pince bipolaire	80	Anneau mousse	87
Micro pince bipolaire aspirante	81	Bistouri	87
		Micro curette aspirateur à soupape	87
		Micro instrument double	87
		Pince mors striés	87
		Instrumentation frontale Wormald	88
		Anneau mousse	88
		Aspirateur	88
		Aspirateur à soupape	88
		Décolleur aspirateur	88
		Instrument de cambrage	88
		Pousse-noeud	88

Instrumentation base du crâne Wormald	89
Aspirateur à soupape	89
Clamps vasculaires	90
Container	89
Décolleur aspirateur	89
Instrument de cambrage	89
Micro aspirateur	89
Micro ciseaux	89
Micro curette	89
Micro pinces	89
Palpateur	89
Porte-aiguille tungstène	90
Instrumentation base du crâne Stamm	91
Aspirateur boutonné à soupape	91
Aspirateur boutonné coudé	91
Ciseaux	91
Container	91
Dissecteur boule	91
Micro crochet	91
Micro décolleur	91
Pince bipolaire	91
Pince mors curette baïonnette	91
Panier, Cupule, Lubrifiant	92
Cupules	92
Panier perforé inox	92
Plateau inox	92
Spray lubrifiant	92
Panier plastique	93
INDEX numérique	94

Prix :

Les prix mentionnés dans le cadre de devis particuliers établis par écrit sont fermes pendant trente jours à compter de la date du devis, et sont autrement sujets à modification sans préavis. Les conditions de prix qui sont énoncées dans les contrats écrits sont régies par lesdits contrats.

Montant minimum de commande :

Le montant minimum de commande est de 250 € (Integra se réserve le droit d'appliquer des frais de manutention de 20 € ainsi que des frais de transport pour toute commande d'un montant inférieur à 250 €). Pour les commandes d'unité partielle, contacter le service clients pour obtenir un devis.

Frais de traitement administratif des commandes :

Pour toute commande, des frais pourront être appliqués.

Procédure de commande :

Pour l'achat des produits Integra MicroFrance®, un bon de commande écrit est requis.

Acceptation des commandes :

Les commandes sont acceptées sur l'approbation du service clients d'Integra MicroFrance.

Procédure de retour des produits :

- L'autorisation du service clients doit être obtenue avant tout retour de produit.
- Les produits stériles doivent être renvoyés dans leur conditionnement non ouvert et non endommagé, emballés de façon à prévenir tout dégât.
- Les produits non stériles doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sans avoir été utilisés et dans un état permettant leur vente.
- Aucun crédit ne pourra être accepté pour les produits personnalisés ou faisant l'objet d'une commande spéciale.
- Un avoir sera accordé pour les marchandises retournées moins de quatre vingt dix jours après la date d'expédition, avec des frais de restockage de 20%, sous réserve que le produit retourné ne soit pas endommagé et que l'on puisse vérifier qu'il n'a pas été utilisé ou ouvert.

Garantie limitée d'Integra

Pour connaître les garanties applicables, merci de vous référer aux garanties précisées dans l'emballage de chaque produit.

Contacts Services Clients:**France / International**

+33 (0) 470 67 98 00
+33 (0) 470 67 98 20 (Fax)
microfrance@integralife.com

Benelux

+32 (0) 2 257 4130
+32 (0) 2 253 2466 (Fax)
custsvcbenelux@integralife.com

Royaume-Uni

+44 (0) 1264 312 725
+44 (0) 1264 312 821 (Fax)
custsvcuk@integralife.com

Allemagne

+49 (0) 2102 5535 6200
+49 (0) 2102 5536 636 (Fax)
custsvcgermany@integralife.com

Instrumentation O.R.L. MicroFrance®


INDICATIONS

- Tous les dispositifs médicaux présentés dans ce catalogue sont indiqués pour le diagnostic et/ou la chirurgie ORL.
- Les dimensions présentes dans ce document ne sont pas contractuelles et sont données à titre indicatif seulement.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser dans d'autres indications que celles prévues (mentionnées) dans la notice d'instructions ou l'étiquetage.

Explications sur la présentation de ce catalogue



Explications sur le tableau référence produit et description complémentaire

Titre ou sous titre	
description complémentaire globale	
Réf. produit1	description complémentaire1
Réf. produit2	description complémentaire2


Galvano-cautère



Aspirateur sonde



Spéculum à ressort, à vis



Canule pour examen



Proetz



Poire

Causse





Marquet

Day

Legent



90°



90°



90°



45°



Micro crochets mousse 90°

Micro crochets mousse 45°

Porte-coton

Sonde stylet

165mm				150mm	
MCO805	2mm	MCO950	0,8mm	3724027	1,5mm
MCO805A	2,5mm			3724028	2mm
				3724029	2,5mm

165mm	
MCO807	1mm

140mm
7719-2

110mm
7731

Hartmann



160mm

7898

Tieck-Halle



130mm

7897

Beckman



140mm

7899

Viennois



140mm

MCO233


Dilatateur



140mm

MCO237

Autostatique




Spéculum à lumière froide - Câble à lumière froide 220cm - Raccords



^(t) Produit non dispositif médical

^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)


Bras articulé



Cavalier



Accessoires pour Bras articulé



Gruenwald

Lucae

Lucae

Politzer



200mm

3711007

140mm

3711002

1,50x15mm

3711004

1,25x15mm

150mm

7726MF

1,10x12mm

7727

curette

7728

à griffes

120mm

7732-1

1,50x14mm

3711102

2x14mm

7733

curette


7734

à griffes

160mm


3711103

1,50x14mm




Pince mors curettes

Brünings




Luc



Seringue

Génia



Aiguilles

7903-50-5^(D)

50mm

Ø 0,5mm

Pack 12

Livré avec la seringue

130mm

777MF-5CC

Joint gris embout cône luer

Corps de seringue

Joint blanc cône luer



7779MF-2

Pack 6



7779MF-3



7779MF-1

Pack 6

Pousse-seringue

7783-12


Pack 2



Chouard



pour seringue usage unique luer-lock 12cc



Aiguille à injection

110mm


3714247

3714249

Baïonnette

3734108

3734107



^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

Lempert



160mm

3714115

2mm

3714116

3mm



190mm

CP985

5mm

Sébileau



180mm

MCO305

8,5mm

Freer



160mm

MCO803

2,5mm

Fleury



185mm

CP611

5mm

Howarth



220mm

CP625

Cottle



220mm


CP626

McKenty




240mm

CP627



Bistouris



CP821B	100mm
CP821C	130mm
CP821D	150mm
CP821E	190mm

Ballenger



200mm

CP622-4

4mm

Joseph



160mm

CP333

Freer



150mm

3714163

Cottle



135mm

3714173

Heavy



195mm

3724059

6,5mm

Farabeuf



150mm

7787-10

10mm

Fleury



170mm

MCO979

6,5mm

Sébileau



150mm

CP825

4mm

Plester



180mm



MCO988

7,5mm

Joseph

Obwegeser

Obwegeser-Tessier



Army navy

Farabeuf

Desmarres

Gillies

Gillies

Humby



210mm

3714018



140mm

7768-1

120mm

7768



140mm

CP822-12

12mm

CP822-10

10mm

CP822-14

14mm



180mm

CP17

3mm

CP17-1

2mm



145mm

CP17-3

2mm

CP17-2

3mm



145mm

CP628

5mm



110mm

CP941

Knapp

Blair

Guthrie

Volkmann

Senn-Miller



150mm

3714027

8mm

3714028

Mousse



140mm

3714184



140mm

CP21-3

Pointu

CP21A-3

Mousse



130mm

3714044

2mm

Erigne



150mm

7782-1-2



180mm

CP335



160mm

CP609

3 griffes pointues

3714032

3 griffes mousses


Claoué



80mm

CP340


Kilner



95mm

CP331

Converse



110mm

CP341



120mm

CP338



130mm

CP339

Converse



110mm

3714179

Jost



125mm

CP803

Cottle

130mm

3714187



Aufricht



170mm

CP306

Cottle



130mm

3714182



130mm

3714183

Fomon



160mm

3714181

Joseph



160mm

CP23-10



CP23-4

4mm



CP23-6

6mm



CP23-8

8mm




CP23A-8

8mm



CP23-10

10mm



220mm

CP630


Cottle



200mm

3714180

Neivert



200mm

3714681

Cottle-Neivert



190mm

3714684

Ragnell



160mm

CP632

Dufourmentel



170mm

CP947

Volkman



200mm


0	3724043	1,5x3mm
0	3724044	2x3,5mm
0	3724045	2,5x4mm
0	3724046	3x4,5mm
0	3724047	4x5,5mm



160mm

0	CP302-4	4mm
0	CP302-5	5mm
0	CP302-6	6mm
0	CP302-8	8mm






190mm	190mm	190mm	180mm	180mm	190mm	190mm	190mm
3714703	3714221	3714284	3714285	3714230	3714229	3714224	3714227
2x5mm	7x11mm	2x5mm	2x5mm	2x5mm	2x5mm	3x9mm	7x10mm
	3714225	75°	100°	90°	45°	3714223	3714228
	8x11mm					2,5x6mm	Coupe en arrière
	3714226						
	9x13mm						



Copper

180mm - 115g

3714350



Lombard

185mm - 330g

7766



180mm

CP907 200g

3714105 2 faces téflon



180mm - 230g

CP300

Jost



180mm

	CP801-7	7mm
	CP801-10	10mm

Freer



160mm

	3714053	4mm
---	---------	-----



150mm

	CP823-5	5mm
--	---------	-----



150mm

	CP824-5	5mm
--	---------	-----

Fleury



130mm

	MCO214-13-10	1mm
	MCO214-13-20	2mm
	MCO214-13-40	4mm
	MCO214-13-60	6mm
	MCO214-13-80	8mm

Aiach



160mm

CP317

16mm

Pollet-Pech



160mm

CP318

13mm

Rubin



170mm

3714075

10mm

3714076

14mm

3714077

16mm

Marchac



180mm

CP304B-4

4mm

180mm	
Courbe	Droit
	CP304B-2 CP304-2
	2mm
	CP304-3
	3mm
	CP304B-4 CP304-4
	4mm
	CP304B-6 CP304-6
	6mm
	CP304B-8 CP304-8
	8mm
	CP304B-10 CP304-10
	10mm
	CP304B-12 CP304-12
	12mm

Tessier

Jost

Marchac

Pech-Marchac

Claoué

Lindas

Silver



180mm

CP316



180mm

CP802



180mm

CP315



180mm

CP315D




180mm

CP315G



180mm

CP305



CP305L




CP305R



180mm

3714097



3714098



3714099

Parkès

Mac-Indoe

Cinelli

Robin




3714100
10mm




3714101
12mm



3714102
14mm



CP309-8-12
8 - 12mm



CP309-10-14
10 - 14mm



CP309-12-16
12 - 16mm



CP309-14-16
14 - 16mm



CP309-14-18
14 - 18mm

180mm

3714106

6.0x10mm

180mm

CP314-14

14mm

155mm

3714100

10mm

160mm

CP309-14-16

14 - 16mm



Joseph



190mm

3714162

36mm


Joseph



190mm

3714673

38mm
à droite



190mm

3714673

38mm
à gauche

Maltz



170mm

CP301

10x45mm

Maltz



170mm

CP301-1

8x35mm



180mm

CP810

8x30mm

Toriumi



200mm

CP1100

8.0x8mm

Belloc



160mm

CP975



160mm

CP975A

Aufricht



200mm

CP973


8x25mm



200mm

CP974

8x25mm



200mm

CP976

8x30mm

Bigot



200mm

CP291

4x15mm



190mm

CP998-1

8x12mm

Fomon



180mm

CP301-2

8x30mm



180mm

CP809

8x30mm

Diamantée

Becker

Becker

Rees

Gorney



3714152

7x30mm

5/6



CP301-10

7x38mm

3/4



CP1104

7x20mm

1/2



CP1105

7x20mm

3/4




CP301-4

7x38mm



CP301-5

7x38mm



CP301-9

7x12mm

8x22mm



Jost



CP814-1

Livré avec clé CP814-3

CP814-3


Presse-greffe



CP814-2

30x50mm

Aquaplast



Aquaplast

AQ1728^(D)

75x75mm - Pack 10

Echelle 1/2

^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)


Cottle



3750012

Moule à tympan

Toriumi




Moule

CP1109


80x90mm

Echelle 1/2

Compas



Réglet



Perforateur à os




Sonde stylet



- 3740074
0000/000
- 3740075
00/0
- 3740076
1/2
- 3740077
3/4
- 3740078
5/6
- 3740079
7/8

3/4



Citelli

7764

3mm



Lempert

190mm

3712003 4mm

3712002 Mors droits



Friedman

130mm

3712200 1,5x5mm

3712201 Mors courbes

Beyer

Jansen-Middleton



160mm

CP380 2mm

CP380-2 Mors courbes

180mm

CP380-3 2mm

CP380-5 4mm

3712211 5mm

Ruskin


CP380-1 2mm
Mors droits



180mm

CP621 4x20mm

Rowland



190mm

3712219

Ruskin

160mm

CP381

Gorney

200mm

3713025

Caplan

180mm

3713063

Echelle 1/2

Martin



Waksham



Asch





105mm

CP353

Offret

105mm

CP356



Streiff

105mm

CP16-1

Lames courbes

CP16

Lames droites



Joseph


120mm

CP354A

Lames courbes

CP354

Lames droites



Joseph

110mm

CP919A

Lames courbes

CP919

Lames droites



Fox


110mm

CP358A

Lames courbes

CP358

Lames droites



Kilner-jost



120mm

CP362

Courbe

Boetcher



180mm

CP997

Courbe

Brophy



150mm

CP367-1

CP367

Courbe

Droit

Joseph



150mm

CP355A

CP355

Courbe

Droit

Shea

120mm

CP637

Lames courbes



Stevens

115mm

CP922B

Lames courbes
modèle «Angers»



Bregeat

110mm

CP363

Lames courbes



Stevens

110mm

CP922A

Lames courbes



Stevens


110mm

CP922

Lames droites



Ragnell



150mm

CP616-15

courbe

Léger




150mm

CP365

courbe

Reynolds



160mm

CP921

courbe

Joseph



150mm

CP355C


courbe

130mm

CP616-13

courbe

Metzenbaum



110mm	
CP351-7	Lames courbes
CP351-6	Lames droites

Lames Fines



150mm	
CP931-1	Lames courbes
CP931	Lames droites

Lames tungstène



150mm	
CP351-3	Lames courbes
CP351-2	Lames droites



150mm	
3741065	Lames courbes
3741071	modèle fin

Mayo



CP352-1



CP352-3

Mayo-Stille



150mm

3741057

Ciseaux lames droites pointues



Mayo-Stille

150mm

170mm

Lames courbes

3741080

3741082

Lames droites

3741081

3741083

Mayo

150mm

170mm

Lames courbes

CP352-1

CP352-3

Lames droites

CP352


CP352-2

Becker-Converte

100mm

CP1106

lames crantées



Converte

100mm

CP348



Fomon

Fomon




140mm

CP612

très courbe

Cottle

Cottle-Pech



140mm


CP635



140mm

CP613

Pellegrini



150mm

CP359


lames crantées



150mm

CP614

Heymann-Klossek



170mm

CP615-2

Courbe à gauche



170mm

CP615-3

Courbe à droite

170mm

CP615-1


droites



180mm

CP350

Droits



150mm

CP360


Droits



120mm

713T

Coudé



Bebee

Pince à griffes et plateaux



110mm

CP37

Griffes obliques et plateaux

110mm

CP938-1

Griffes horizontales et plateaux

Castroviejo

Pince striée

Pince à griffes



110mm

CP332



120mm

CP414

Mors 1mm



120mm

7831A-12

Mors 1,5mm



120mm

CP406

Mors 1mm



120mm

7833A-12

Mors 1,5mm



120mm

CP400-1

Mors 5x5

150mm

Adson



CP604-15

Mors 1,5mm

Striés

Adson



CP605-15

Mors 1,5mm

A griffes

Adson-Brown



CP606-15

Mors 7x7

120mm



Adson-Tubiana

Adson

Adson-Brown

M832	M833	CP604	CP605	3740027	CP606A	CP606	3740038
Mors 1mm	Mors 1mm	Mors 1,5mm	Mors 1,5mm	Mors 1mm	Mors 1,5mm	Mors 7x7	Mors 7x7
striée	à griffes	striée	à griffes	striés à griffes	Mors tungstène		Mors coudés

Mac-Indoe




140mm

CP934

Dents obliques

Mac-Indoe




140mm

CP934-1

striée

Debakey

Barraya



150mm

140mm

CP415

7831A-15

CP407

7833A-15

CP988-15

CP933-14

CP400

Mors 1mm

Mors 1,5mm

Mors 1mm

Mors 1,5mm

Mors 1,5mm

Mors 3x4

Mors 5x5

Cottle



110mm

3740067

14mm

Précelle



150mm

CP345

Barraya



160mm

CP933-16

3x4

Claoué



160mm

CP401

5x6

Mac-Indoe



170mm

CP936

150mm

3740015

2mm

150mm


3740019

2mm

Debaquey

Potts-Smith

Barraya



Gruenwald-Jansen



210mm

3711100



1mm

7832



2mm

7831A-20

Debaquey



1,5mm


CP988-20



2mm


7833A-20

1x2




Magnan

Adson



Câbles monopolaires - 4,5 m



CP391E
Erbe Storz Wolf

CP391M
Aesculap Berchtold Martin
Erbe T Serie Lamidey

CP391V
Bowa Emc Lamidey Valleylab

Adson



110mm

CP390-1

Mors 1x8mm



120mm

CP604M

Mors striés



CP605M

Mors à griffes



160mm

CP390-2


Mors 1x8mm



CP390-8

Mors à griffes

Halsey



130mm


703T

Mors striés

704T

Mors lisses

Ryder



130mm

3744027

Mors 1mm

Crile-Wood



703T

Becker



3744027

Crile-Wood

Mayo-Hégar



150mm

702T


714T



130mm

CP1107

Mors diamantés




702T



CP1107

Hartmann-Mosquito



95mm


3755111

3755110

Courbe


Droite

sans griffes



3755111

Halsted-Mosquito



120mm

3755102

3755101

Courbe


Droite

sans griffes



3755102

Leriche




140mm

7867-1

Droite

Sans griffe




140mm

7867-2


Courbe

Sans griffe



7867-1

Leriche



140mm

7867-4

Courbe

Avec griffes




140mm


7867-3

Droite

Avec griffes



Halsted



120mm

P761-7


Droite



P761-8

Courbe

A griffes




P761-7

Crile

140mm - Sans griffes

Courbe

Droite



3755117



3755116

Kelly

140mm - Sans griffes

Courbe

Droite



P762-2

3755114

160mm


P762-4

Rochester-Péan

Kocher

3755117

P762-2



170mm

3755133


Droite sans griffes

165mm

3755136

Courbe sans griffes

Kocher



Droite sans griffes


140mm

160mm

P764-1

P764-5

Kocher



Droite à griffes

140mm

160mm

180mm

P764-3

P764-7

P764-11

3755133

P764-3

Backauss


Pince à champs

90mm

3755000

120mm

3755001



3755000

Backauss-Roeder

Pince à champs



130mm

3755002

Martel

Pince à griffes en «T»



130mm

P763



P763

Péan




P765-14

Péan

Pince striée

140mm



P765-14


160mm

P765-16

Terrier

Pince striée

130mm



P769


Chaput



7866-13

Pince à 2x3 griffes


130mm



7866-13

Allis

Pince à griffes



3755161

150mm

4x5 griffes

3755160

140mm

3x4 griffes

3755162

150mm

5x6 griffes

Wertheimer

Jankowski

Lempert

○ 1,5mm

○ 2mm

○ 2,5mm

○ 3mm

○ 3,5mm

○ 4mm

Longueur utile 120mm

MCO770-3-5	3,5mm
MCO770-1-5	1,5mm
MCO770-2-0	2mm
MCO770-2-5	2,5mm
MCO770-3-0	3mm
MCO770-3-5	3,5mm
MCO770-4-0	4mm

Longueur utile 120mm

MCEN770J40	4mm
MCEN770J30	3mm

Longueur utile 120mm

MCO771-2-5	2,5mm
MCO771-3-0	3mm
MCO771-4-0	4mm


Longueur utile 110mm

CP330-3-0	3mm
CP330-4-0	4mm

Raccord luer-lock



MCO775-1



MCO772

Manche aspirateur



MCO776

Benezeth



MCO1B

Aspirateur raccord olivaire

- 1mm
- 1,2mm
- 1,5mm
- 1,8mm
- 2mm
- 2,5mm
- 3mm
- 3,5mm
- 4mm

Aspirateur courbe raccord olivaire


Longueur utile 100mm

MCO311-2-0	2mm
MCO311-1-0	1mm
MCO311-1-2	1,2mm
MCO311-1-5	1,5mm
MCO311-1-8	1,8mm
MCO311-2-5	2,5mm
MCO311-3-0	3mm
MCO311-3-5	3,5mm
MCO311-4-0	4mm

Aspirateur coudé raccord olivaire

Longueur utile 140mm

MCEN23-3-0	3mm
MCEN23-2-5	2,5mm




Trocart et canule


Echelle 2/3

Longueur utile «L»

Rouvier




Albertini



Drain


Albertini



(1) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

Guide passe drain

Albertini



Serre-noeud, anse, guide-anse

Krause




Anse - Pack 12

3714195 Ø 0,30mm 3714197 Ø 0,40mm

Guide-anse

3714685

Pince mors curettes



210mm

MCEN28

2 mors mobiles

2x5mm



Dessi



MCEN80



Tubulure irrigation
stérile

MCEN84S^(D)

Pack 20

^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

Echelle 2/3

Chemise pour optique diamètre 4mm

0°	MCEN83-C
30°	MCEN81-C
45°	MCEN87C
70°	MCEN82-C

MCEN82-C
L 150mm



Comeg

MCEN81O
L 140mm




Olympus

L 140mm

L 125mm

		L 140mm	L 125mm	
0°	MCEN83O	MCEN83OL	pour optique (WA96200A)	
30°	MCEN81O	MCEN81O1	(WA96201A)	MCEN81O2 pour optique (WA96202A)
45°		MCEN87O3	(WA96203A)	MCEN87O4 (WA96204A)
70°	MCEN82O	MCEN82O5	(WA96205A)	MCEN82O6 (WA96206A)

MCEN83-S
L 150mm



Storz

0°	MCEN83-S
30°	MCEN81-S
45°	MCEN87-S
70°	MCEN82-S

MCEN83-W
L 150mm



Wolf

0°	MCEN83-W
25°	MCEN81-W
30°	MCEN81-W
45°	MCEN87W
70°	MCEN82-W

Décolleur luxateur

Goldman



190mm

3714382

Pradès



220mm

MCEN55

Micro palpateur double



190mm

MCEN713

Ø 2,3mm



200mm

3714231

Ø 1,2mm



190mm

3714232

Ø 2,3 - 2,6mm

Herman



Friedrich

Rouvier

Lérault

Dacryocystorhinostomie



3718010



3718020



235mm

MCEN127

4x5mm



3714282

190mm

3714282



180mm

MCEN44



MICRO-RANGE[®]
MCEN50 130702
CE INOX

180mm

MCEN50



190mm

MCEN103



3718010


150mm

3718010

Jankowski



MCEN62T1	MCEN62T2	MCEN62T3
3x8mm	5x11mm	6x11mm




Weil-Blakesley

Rouvier




MCEN33	MCEN90	7762-1	7762-2	MCEN4
3x6mm	3x7mm	3mm	3,5mm	3x6mm



Klossek



7762-5 3mm



Rouvier



MCEN3 2mm



MCEN3



Takahashi



3711017	3711018	3711019
2x10mm	3x10mm	4x10mm



Blakesley



7763

2x5mm

7763

Echelle 2/3

Longueur utile «L»

Jankowski




MCEN62A1
3x8mm



MCEN62A2
5x11mm



MCEN62A3
6x11mm



MCEN62A2

Weil-Blakesley

Rouvier



MCEN34
3x6mm



MCEN91
3x7mm



MCEN91B
3x10mm



7762A-1
3mm




7762A-2
3,5mm



MCEN5
3x6mm



MCEN5B
3x12mm



7762A-5

Klossek




7762A-5 3mm

Blakesley



7763-1 2x5mm



7763-1

Echelle 2/3

Longueur utile «L»

Jankowski

Weil-Blakesley



MCEN62B1

3x8mm



MCEN62B2

5x11mm




MCEN62B3

6x11mm



7762B-1

3mm



MCEN62B2

Jankowski



7762A4

4x17mm



7762A4

Dessi



0°



45°




90°



MCEN61

3mm




MCEN61

Echelle 2/3

L 130mm

Longueur utile «L»


Rouvier



MCEN29

2x5mm

45°



MCEN29


L 120mm



MCEN35


2x4mm

55°



MCEN36

80°




MCEN35

L 160mm

Peynègre-Bossard

MCEN53

2x4mm




MCEN53

L 140mm

Peynègre

MCEN99

3x4mm



MCEN99


Echelle 2/3

Longueur utile «L»


Orsel




MCEN68 3x4,5mm





Heuwieser



3711071 90°



Skinner





Ouverture horizontale	Ouverture verticale
3711128	3711127
3mm	
110°	70°


3711128

Echelle 2/3



Longueur utile «L»



Jankowski



Jankowski




Jankowski

Echelle 2/3


Longueur utile «L»



MCEN96oH 80°



MCEN96oH



MCEN96




MCEN97

55°

A droite

A gauche



MCEN96



3711069 3711068

80°


45°



3711068

Echelle 2/3

Terrier



MCEN27-1

3x6mm

MCEN27-2

2x4mm

L 100mm

Longueur utile «L»



MCEN27-1

Terrier



MCEN27

4x7mm

L 120mm



MCEN27

Terrier



MCEN27-3

2x4mm

L 100mm




MCEN27-3



MCEN27R


2,5x7mm

L 100mm




MCEN27R

L 100mm



3712012



3712012


2x3,5mm

Joséphine Terrier





MCEN960H
Ouverture à gauche

Rouvier



MCEN49
4mm - 30°



3712116	3712117
3,5x5mm	3,5x5mm
Ouverture à gauche	Ouverture à droite

3712116

Echelle 2/3


Longueur utile «L»

Blakesley



3711079	2mm
3711080	2,5mm
3711081	3,5mm

L 100mm



3711079

Blakesley



45°

3711084	2mm
3711085	2,5mm
3711086	3,5mm

L 100mm



3711085

Weil-Blakesley



3711200	2,5mm
3711201	3,5mm
3711202	4mm

L 100mm



3711200

Weil-Blakesley



45°


3711203	2,5mm
3711204	3,5mm
3711205	4mm

L 100mm




3711203

Struycken




MCEN65	MCEN66
1,5mm	1,5mm
	45°




Struycken




MCEN67	MCEN67-1	MCEN67-2
1,5mm	Mors à droite	Mors à gauche




Lusk



Struycken




3711009
1x15mm



Echelle 2/3


Longueur utile «L»

Citelli-Peynègre



MCEN98

3mm




Citelli-Frèche





MCEN12

4mm - 45°




Hajek-Kofler



3712022

3x7mm

3712022



McKenty



3712025

2x5,5mm

3712025

Echelle 2/3

Longueur utile «L»

Jankowski

L 110mm

Titane - 15mm



MCEN41J

Droit

MCEN42J

Courbe à gauche

MCEN42J1

Courbe à droite

MCEN41J

Dessi

L 120mm



MCEN41D3

10mm

MCEN41D3

Peynègre

L 100mm




MCEN41-1

10mm

MCEN41-1

Rouvier

10mm



MCEN42

Courbe à gauche

MCEN42-1

Courbe à droite

MCEN42

Echelle 1/2


L 110mm

Longueur utile «L»



MCEN21

Clip LT200




MCEN21

L 120mm



MCEN21R

Clip LT200



MCEN21R

Wormald

L 180mm

45°




MCEN211

Clip LT200



MCEN211S

Clip LT100



MCEN211


Wormald

L 180mm



MCEN212

Clip LT200



MCEN212S

MCEN212S

Clip LT100

Wormald


45°

L 170mm



MCEN213

Clip LT200




MCEN213S

MCEN213S

Clip LT100

Micro pince bipolaire non démontable

Dessi




Echelle 1/2

Longueur utile «L»

MCEN54

Micro pince bipolaire démontable

Dessi



Démontable

Insert

Tube

Poignée

	MCEN54I	MCEN54G	MCEN54P
--	---------	---------	---------

Autres Compositions

	MCEN54H	MCEN54G	MCEN54P
--	---------	---------	---------

	MCEN54H	MCEN54G	CEV669BG
--	---------	---------	----------

	MCEN54I	MCEN54G	CEV669BG
--	---------	---------	----------

MCEN54G



Tube

MCEN54I



Insert


MCEN54H



Insert



Assemblé



MCEN54P

Poignées



CEV669BG

Câbles bipolaires - 4.5 m

CP393-2

Bowa Emc Lamidey Valleylab



CP393-3

Erbe Storz Wolf



CP393-4

Aesculap Berchtold Martin




MCEN640

Container
270x160x35mm

Echelle 1/2


Wormald



Longueur utile «L»


MCEN64

Wormald




MCEN641

Wormald



MCEN643

MCEN644
Pack 5
Embout tube silicone
stérile



Câbles bipolaires - 4.5 m

CP393-2
Bowa Emc Lamidey Valleylab



CP393-3
Erbe Storz Wolf



CP393-4
Aesculap Berchtold Martin



MCEN640

Container
270x160x35mm



Crochet

Echelle 1/2
Longueur utile «L»

Frèche



90°

L 70mm

200mm

MCEN101

Herman



90° - 5mm

L 125mm

245mm

MCEN128

Décolleur aspirateur

Appelbaum



Ø2mm

L 65mm

170mm

MCEN730

Aspirateur à soupape

Frèche

MCEN100-2-0	2mm
MCEN100-2-5	2,5mm
MCEN100-3-0	3mm

L 145mm

200mm

MCEN100-2-5

Bistouri lancéolé

Frèche



L 140mm

260mm

MCEN105

Pointes

Rouvier




L 110mm

220mm

MCEN11

Rouvier



L 110mm

220mm

MCEN102
aspirante

Câbles monopolaires - 4,5 m



CP391E

Erbe Storz Wolf



CP391M

Aesculap Berchtold Martin Erbe T Serie
Lamidey



CP391V

Bowa Emc Lamidey Valleylab

Fraise forêt à butée variable



Echelle 1/1

7777 85mm Ø 2mm

Longueur utile «L»

Lemoine



7778

L 15mm



7778-1

L 10mm

Echelle 1/1

Klossek



7778K


L 15mm



7778K1

L 10mm

Chignole à manivelle



^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

Clous

Instrumentation de Kennedy - 150mm

Kennedy

L 105mm


Malleable

Echelle 1/1



Palpateur

MCSK1



Crochet pointu

MCSK2




Crochet mousse - 90°

MCSK3



Crochet mousse - 150°

MCSK4



Curette - 1mm

MCSK6



Aspirateur - 2mm

MCSK5



Container


MCSKoS

180x100x15mm - 200x100x25mm


Bistouri aspirateur à soupape, Aspirateur à soupape

Echelle 1/2


Longueur utile «L»



Pince mors curettes avec aspiration




Aspirateur à soupape 170mm



Nettoyeur



Pince punch emporte-pièce




Echelle 2/3

Longueur utile «L»

150mm

MCEN766	MCEN767
Ø 3mm	Ø 4mm


Aspirateur boutoné



Micro curette aspirateur à soupape

150mm - Ø 3,5mm


MCEN768	MCEN769
Curette 90°	Curette 60°



180mm - Ø 3,5mm

MCEN764
tranchant
MCEN765
mousse

Décolleur aspirateur



190mm

MCEN720
double palpeur



240mm

MCEN760



240mm

MCEN761



Bistouri double

195mm

MCEN721



190mm

MCEN723



245mm

MCEN762



245mm


MCEN763



Micro palpateur double

3717010 container non représenté

Micro palpateur coudé





Echelle 2/3

Longueur utile «L»




MCEN155 180mm

Décolleur coudé





MCEN157 180mm

Aspirateur boutoné



MCEN156 185mm
Ø 2mm

Décolleur aspirateur



MCEN158 185mm
Ø 2mm

Pince mors curettes

courbe en bas



MCEN151

Ouverture verticale



MCEN152

Ouverture horizontale

Pince punch emporte-pièce




MCEN153

Ouverture verticale



MCEN154


Ouverture horizontale



MCEN153

Echelle 2/3

Anneau mousse, bistouri, micro curette aspirateur à soupape



Longueur utile «L»

210mm - Ø 3mm

MCEN165



Anneau mousse



Bistouri aspirateur à soupape



135°

MCEN164



45°

MCEN165

Micro curette
aspirateur à soupape

90°

MCEN167

Micro bistouri, bistouri falciforme, anneau mousse tige courbe



225mm

MCEN168



Micro bistouri

90°

MCEN162

180mm



Bistouri falciforme

Courbe

MCEN168

225mm



Anneau mousse

70°

MCEN170

250mm


Micro instrument double palpeur - perforateur



250mm

MCEN171

Pince mors striés



MCEN169

Container & rack

MCOS10SC

385x256x128mm



Pince mors striés


3x12mm

MCEN169


Micro palpateur, aspirateur à soupape, décolleur aspirateur, anneau mousse

Echelle 2/3


Longueur utile «L»



Pousse-noeud



Panier pour instrumentation frontale



Panier et couvercle perforé plastique

MCEN136SC

90x175x55mm - 270x160x35mm

Echelle 1/2

Micro Palpateur, aspirateur à soupape, micro curette, micro aspirateur, décolleur aspirateur

Longueur utile «L»

Micro palpateur - 270mm

90° Droit

MCEN139 MCEN139A

270mm

MCEN139A

Instrument de cambrage

MCEN149W

150mm

280mm

MCEN142

Aspirateur à soupape Micro curette aspirateur à soupape Micro aspirateur à panier et soupape Décolleur aspirateur

Ø 3,5mm	Ø 2mm	Ø 2,5mm	Ø 2,5mm	Ø 2,5mm	Ø 2,5mm	Ø 2,5mm	Ø 2,5mm
malléable		45°	45°	90°	90°		malléable
		4x5mm	5x6mm	4x5mm	5x6mm		
MCEN138	MCEN138S	MCEN140	MCEN140A	MCEN141	MCEN141A	MCEN142	MCEN147

Micro ciseaux, micro pinces, container

L 165mm

Ciseaux

Droits Courbes à gauche Courbes à droite Coudés dessus

Woo Wormald Wormald Wormald Wormald Wormald Woo Wormald

260mm 230mm 230mm 230mm 230mm 230mm 260mm 230mm

5mm 8mm 5mm 8mm 5mm 8mm 5mm 8mm

MCLW10 MCEN217S MCEN216L MCEN217L MCEN216R MCEN217R MCLW11 MCEN217U

MCEN217R

Pince mors curettes fenêtrées 230mm

mors droits mors 45°

1,5x3,5mm 1,5x3,5mm

MCEN214 MCEN215

Container & rack


MCEN143

530x250x140mm

Porte-aiguille tungstène


Echelle 1/2

Longueur utile «L»




MCEN218

tungstène



Clamp vasculaire




MCEN191

L 170mm



MCEN192

L 165mm




MCEN191




MCEN190

Droit




MCEN193

Droit 45°




MCEN194

courbe 45°



MCEN195

courbe 45°




MCEN193

Echelle 1/2

Longueur utile «L»


Aspirateur boutoné à soupape




Aspirateur boutoné coudé



Micro crochet, dissecteur boule, micro décolleur



Pince mors cures baïonnette, ciseaux, pince bipolaire



Câbles bipolaires - 4,5 m

 CP393-2
 Bowa Emc
 Lamidey
 Valleylab

 CP393-3
 Erbe
 Storz
 Wolf

 CP393-4
 Aesculap
 Berchtold
 Martin


Container & rack

MCOS10SC

385x256x128mm



Echelle 1/2

Cupule

7876-60^(D)	60mm
7876-80^(D)	80mm
7876-100^(D)	100mm
7876-120^(D)	120mm
7876-160^(D)	160mm



Plateau inox

7872-24^(D)	240x180mm
------------------------------	-----------

Echelle 1/4




Spray instruments

MCO731^(D)


Panier

Echelle 1/5




7874MF-22

240x105x45mm
220x100x40mm




7874MF-25

270x155x65mm
250x150x60mm



7874MF-34

380x205x85mm
340x200x80mm




7874MF-40

440x205x95mm - 400x200x90mm

^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

Echelle 1/5

Wormald



MCEN136SC

290x175x55mm
270x160x35mm



3717012

380x255x74mm

Selesnick



MCOS10SC

385x256x128mm

Toriumi



3717011

528x250x123mm



3717002

520x250x28mm



3717000

530x255x140mm



3717006

530x250x140mm

1

1003IG ^(D)	12
1003LI ^(D)	12
1004IG ^(D)	12
1005I ^(D)	12

3

3711002	7
3711004	7
3711007	7
3711009	76
3711017	66
3711018	66
3711019	66
3711028	38
3711029	38
3711049	71
3711053	71
3711054	71
3711068	72
3711069	72
3711071	70
3711079	75
3711080	75
3711081	75
3711084	75
3711085	75
3711086	75
3711100	52
3711102	7
3711103	7
3711127	70
3711128	70
3711200	75
3711201	75
3711202	75
3711203	75
3711204	75
3711205	75
3712002	35
3712003	35
3712012	73
3712022	77
3712025	77
3712116	74
3712117	74
3712200	35
3712201	35
3712211	36
3712219	37
3713025	37
3713063	37
3714018	16

3714027	17
3714028	17
3714032	17
3714044	17
3714053	25
3714071	29
3714072	29
3714073	29
3714074	29
3714075	26
3714076	26
3714077	26
3714094	29
3714095	29
3714097	27
3714098	27
3714099	27
3714100	28
3714101	28
3714102	28
3714105	24
3714106	28
3714115	10
3714116	10
3714152	32
3714162	30
3714163	13
3714173	13
3714179	18
3714180	20
3714181	19
3714182	19
3714183	19
3714184	17
3714187	19
3714194	62
3714195	61, 62
3714197	62
3714221	23
3714223	23
3714224	23
3714225	23
3714226	23
3714227	23
3714228	23
3714229	23
3714230	23
3714231	64
3714232	64
3714237	61
3714238	61
3714239	61
3714240	61
3714247	9
3714249	9

3714282	65
3714284	23
3714285	23
3714350	24
3714382	64
3714494	61
3714673	30
3714674	30
3714681	20
3714684	20
3714685	62
3714703	23
3717000	93
3717002	93
3717006	93
3717010	85
3717011	93
3717012	93
3718010	65
3718020	65
3724027	3
3724028	3
3724029	3
3724043	21
3724044	21
3724045	21
3724046	21
3724047	21
3724059	14
3724265	8
3734107	9
3734108	9
3740009	34
3740015	50
3740019	50
3740027	48
3740038	48
3740067	50
3740074	34
3740075	34
3740076	34
3740077	34
3740078	34
3740079	34
3740086	34
3740090	51
3741057	44
3741065	43
3741071	43
3741080	44
3741081	44
3741082	44
3741083	44
3744027	55
3750012	33

3755000	58
3755001	58
3755002	58
3755101	56
3755102	56
3755110	56
3755111	56
3755114	57
3755116	57
3755117	57
3755133	57
3755136	57
3755160	58
3755161	58
3755162	58

7

702T	55
703T	55
704T	55
713T	46
714T	55
7706MF	2
7717C	2
7719-2	3
7726MF	7
7727	7
7728	7
7731	3
7732-1	7
7733	7
7734	7
7742-1	2
7742-2	2
7742-3	2
7746A ^(D)	2
7746B ^(D)	2
7749	8
7750	8
7761-1	8
7761-2	8
7761B-1	8
7761B-2	8
7761BC1	8
7761BC-2	8
7761BC2	8
7761BC3	8
7761C1	8
7761C2	8
7761C3	8
7762-1	66
7762-2	66
7762-5	66
7762A-1	67

^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

CP621.....	36	CP941.....	16	MCEN37-1-30	61	MCEN82-C.....	63
CP622-4	13	CP947	20	MCEN37-2-0.....	61	MCEN82O	63
CP624-45	5	CP949-45	5	MCEN37-2-5.....	61	MCEN82O5.....	63
CP624-55.....	5	CP949-55	5	MCEN37-3-0.....	61	MCEN82O6.....	63
CP624-65	5	CP949-75.....	5	MCEN37-3-5.....	61	MCEN82-S	63
CP624-75	5	CP973.....	31	MCEN37D4	61	MCEN82-W.....	63
CP624LF-75.....	5	CP974.....	31	MCEN39	11	MCEN83-C	63
CP625	10	CP975.....	31	MCEN41-1	78	MCEN83O	63
CP626	10	CP975A	31	MCEN41D3.....	78	MCEN83OL	63
CP627.....	10	CP976	31	MCEN41J	78	MCEN83-S.....	63
CP628	16	CP985	10	MCEN42	78	MCEN83-W	63
CP630	20	CP988-15	49	MCEN42J.....	78	MCEN84S ^(D)	63
CP632	20	CP988-18	51	MCEN42J1	78	MCEN87C.....	63
CP635.....	45	CP988-20	52	MCEN44.....	65	MCEN87O3	63
CP637.....	41	CP997	40	MCEN49.....	74	MCEN87O4	63
CP640.....	34	CP998	31	MCEN50.....	65	MCEN87-S.....	63
CP801-7	25	CP1100.....	31	MCEN53	69	MCEN87W	63
CP801-10	25	CP1102	11	MCEN54	80	MCEN90	66
CP802	27	CP1103	11	MCEN54G	80	MCEN91	67
CP803	18	CP1104	32	MCEN54H	80	MCEN91B.....	67
CP806.....	29	CP1105	32	MCEN54I	80	MCEN96.....	72
CP807	29	CP1106	45	MCEN54P.....	80	MCEN97	72
CP808-6.....	29	CP1107	55	MCEN55	64	MCEN98.....	77
CP809.....	31	CP1109.....	33	MCEN61	68	MCEN99.....	69
CP810.....	30			MCEN62A1.....	67	MCEN100-2-0	82
CP814-1.....	33			MCEN62A2	67	MCEN100-2-5	82
CP814-2	33			MCEN62A3	67	MCEN100-3-0	82
CP814-3	33			MCEN62B1	68	MCEN101.....	82
CP821.....	12			MCEN62B2	68	MCEN102	82
CP821B.....	12			MCEN62B3.....	68	MCEN103	65
CP821C	12			MCEN62T1.....	66	MCEN104	22
CP821D	12			MCEN62T2	66	MCEN105	82
CP821E.....	12			MCEN62T3.....	66	MCEN106.....	22
CP822-10	16			MCEN64.....	81	MCEN107	22
CP822-12	16			MCEN65.....	76	MCEN109.....	22
CP822-14	16			MCEN66.....	76	MCEN110.....	84
CP823-5.....	25			MCEN67	76	MCEN111.....	84
CP824-5.....	25			MCEN68.....	70	MCEN112	84
CP825.....	14			MCEN73	76	MCEN113	84
CP907	24			MCEN74	76	MCEN114	84
CP919.....	39			MCEN75	76	MCEN115-6	84
CP919A	39			MCEN77-3-0.....	61	MCEN115-8	84
CP921.....	42			MCEN77-3-5.....	61	MCEN115-9	84
CP922	41			MCEN78J30.....	61	MCEN116	84
CP922A.....	41			MCEN78J40	61	MCEN117	84
CP922B.....	41			MCEN79J25.....	61	MCEN118	84
CP931	43			MCEN79J30	61	MCEN120	84
CP931-1	43			MCEN79J40	61	MCEN127.....	65
CP933-14	49			MCEN80.....	63	MCEN128.....	82
CP933-16	50			MCEN81-C	63	MCEN130	88
CP933-18	51			MCEN81O.....	63	MCEN131	88
CP934	49			MCEN81O1.....	63	MCEN133.....	88
CP934-1	49			MCEN81O2	63	MCEN134.....	88
CP936	50			MCEN81-S	63	MCEN135.....	88
CP938-1	47			MCEN81-W	63	MCEN136SC.....	88, 93

M

M832.....	48
M833.....	48
MCEN3	66
MCEN4	66
MCEN5	67
MCEN5B.....	67
MCEN10	11
MCEN11	82
MCEN12.....	77
MCEN18.....	8
MCEN21.....	79
MCEN21R	79
MCEN23-2-5.....	60
MCEN23-3-0.....	60
MCEN25-4-0	62
MCEN27	73
MCEN27-1	73
MCEN27-2.....	73
MCEN27-3.....	73
MCEN27R.....	73
MCEN28	62
MCEN29	69
MCEN33	66
MCEN34	67
MCEN35	69
MCEN36	69
MCEN37-1-20	61
MCEN37-1-25.....	61

^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

MCEN138.....	89
MCEN138S	89
MCEN139.....	89
MCEN139A.....	89
MCEN140.....	89
MCEN140A.....	89
MCEN141.....	89
MCEN141A.....	89
MCEN142.....	89
MCEN143.....	89
MCEN147.....	89
MCEN149W.....	88, 89
MCEN151.....	86
MCEN152.....	86
MCEN153.....	86
MCEN154.....	86
MCEN155.....	86
MCEN156.....	86
MCEN157.....	86
MCEN158.....	86
MCEN161.....	87
MCEN162.....	87
MCEN163.....	87
MCEN164.....	87
MCEN165.....	87
MCEN167.....	87
MCEN168.....	87
MCEN169.....	87
MCEN170.....	87
MCEN171.....	87
MCEN183.....	61
MCEN184.....	61
MCEN186.....	61
MCEN187.....	11
MCEN190.....	90
MCEN191.....	90
MCEN192.....	90
MCEN193.....	90
MCEN194.....	90
MCEN195.....	90
MCEN211.....	79
MCEN211S.....	79
MCEN212.....	79
MCEN212S.....	79
MCEN213.....	79
MCEN213S.....	79
MCEN214.....	89
MCEN215.....	89
MCEN216L.....	89
MCEN216R.....	89
MCEN217L.....	89
MCEN217R.....	89
MCEN217S.....	89
MCEN217U.....	89
MCEN218.....	90

MCEN328S.....	91
MCEN328U.....	91
MCEN329.....	91
MCEN330.....	91
MCEN344S.....	91
MCEN344U.....	91
MCEN344V.....	91
MCEN345.....	91
MCEN346.....	91
MCEN347.....	91
MCEN348.....	91
MCEN349.....	91
MCEN350.....	91
MCEN350H.....	71
MCEN350V.....	71
MCEN351.....	91
MCEN360H.....	71
MCEN360V.....	71
MCEN364.....	91
MCEN365.....	91
MCEN371D4.....	61
MCEN371D35.....	61
MCEN640.....	80, 81
MCEN641.....	81
MCEN643.....	81
MCEN644.....	81
MCEN713.....	64
MCEN720.....	85
MCEN721.....	85
MCEN723.....	85
MCEN730.....	82
MCEN760.....	85
MCEN761.....	85
MCEN762.....	85
MCEN763.....	85
MCEN764.....	85
MCEN765.....	85
MCEN766.....	85
MCEN767.....	85
MCEN768.....	85
MCEN769.....	85
MCEN770B25.....	61
MCEN770B30.....	61
MCEN770J30.....	59
MCEN770J40.....	59
MCEN960H.....	72, 74
MCL38N.....	5
MCL75.....	5
MCL170 ^{(D)(i)}	5
MCL171 ^{(D)(i)}	5
MCL173 ^{(D)(i)}	5
MCL174 ^{(D)(i)}	5
MCL197 ^{(D)(i)}	5
MCLW10.....	89
MCLW11.....	89

MCO1B.....	60
MCO214-13-10.....	25
MCO214-13-20.....	25
MCO214-13-40.....	25
MCO214-13-60.....	25
MCO214-13-80.....	25
MCO233.....	4
MCO237.....	4
MCO305.....	10
MCO311-1-0.....	60
MCO311-1-2.....	60
MCO311-1-5.....	60
MCO311-1-8.....	60
MCO311-2-0.....	60
MCO311-2-5.....	60
MCO311-3-0.....	60
MCO311-3-5.....	60
MCO311-4-0.....	60
MCO731 ^(D)	92
MCO770-1-5.....	59
MCO770-2-0.....	59
MCO770-2-5.....	59
MCO770-3-0.....	59
MCO770-3-5.....	59
MCO770-4-0.....	59
MCO771-2-5.....	59
MCO771-3-0.....	59
MCO771-4-0.....	59
MCO772.....	60
MCO775-1.....	60
MCO776.....	60
MCO803.....	10
MCO805.....	3
MCO805A.....	3
MCO807.....	3
MCO950.....	3
MCO978.....	6
MCO978S.....	6
MCO979.....	14
MCO980.....	6
MCO981.....	6
MCO981D.....	6
MCO982.....	6
MCO983.....	6
MCO983-4.....	6
MCO988.....	14
MCOS10SC.....	87, 91, 93
MCSKoSC.....	83
MCSK1.....	83
MCSK2.....	83
MCSK3.....	83
MCSK4.....	83
MCSK5.....	83
MCSK6.....	83

P

P761-7.....	56
P761-8.....	56
P762-2.....	57
P762-4.....	57
P763.....	58
P764-1.....	57
P764-3.....	57
P764-5.....	57
P764-7.....	57
P764-11.....	57
P765-14.....	58
P765-16.....	58
P769.....	58

S

SCP337A.....	11
SM63 ^(D)	12
SM64 ^(D)	12
SM65 ^(D)	12

⁽ⁱ⁾ Produit non dispositif médical

^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

Fabricants :



Integra MicroFrance SAS (France)
Le Pavillon ■ 03160 Saint Aubin le Monial ■ France



HEMODIA SAS
85, rue du Chêne Vert
31670 LABEGE ■ France



Marquat Génie Biomédical
P.A. de la Haie Griselle
9 rue du 8 mai 1945 ■ B.P. 90011
94471 Boissy-St-Léger ■ France



Unimed SA
Rue du Grand-Pré 10
1007 Lausanne ■ Suisse



Swann Morton Ltd
Penn Works ■ Owlerton Green ■ Sheffield
South Yorkshire S6 2BJ ■ Royaume Uni



Medtronic Xomed
6743 Southpoint Drive N.
Jacksonville 32216-0980 ■ Florida USA



Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands

Fabricants avec produits du catalogue uniquement de classe I



Agencinox
Zone Industrielle
89110 Aillant sur Tholon ■ France



Concorde Import Export
B.P. 37
92300 Levallois-Perret ■ France



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co.
Mühlentagen
D-20539 Hamburg ■ Allemagne



Medicon eG
Gaensaecker 15
D-78832 Tuttlingen ■ Allemagne



Qfix
440 Church Road
Avondale ■ PA 19311 USA



Medical devis & QA Services Ltd
76, Stockport Road ■ Timperley
Cheshire ■ WA15 75N ■ Royaume Uni

Informations supplémentaires pour les clients Europe, Moyen-Orient, Afrique :

Attention : la loi restreint la vente de ces appareils à des médecins ou suite à leur prescription.

Toutes les références mentionnées dans ce document sont marquées CE en accord avec la directive du conseil Européen 93/42/EEC sur les dispositifs médicaux et ses amendements. Les références qui ne sont pas des dispositifs médicaux sont identifiées avec la mention "PRODUIT NON DISPOSITIF MEDICAL".

Tous les textes et diagrammes contenus dans ce catalogue sont à considérer comme des notes d'orientations et sont à but illustratif seulement. Aucune information contenue dans ce catalogue n'a pour but de se substituer au mode d'emploi présent dans chaque emballage des produits Integra. Veuillez toujours vous référer au mode d'emploi approprié pour les instructions cliniques complètes. Pour des informations supplémentaires techniques et cliniques sur les produits Integra, veuillez contacter votre spécialiste Integra.

Lire attentivement la notice d'instructions du produit.

La disponibilité de ces produits peut varier d'un pays ou d'une région à l'autre du fait de procédures d'enregistrement réglementaires ou de conditions de vente locales spécifiques.

Les produits identifiés par le symbole ⁽¹⁾ sont distribués par Integra MicroFrance SAS (France).

Produits de classe I, IIa. Pour plus d'informations sur la classe des produits, veuillez contacter le Service Client Integra.

Date de dernière révision: 06/2015

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service client :

Europe, Moyen-Orient, Afrique

France / International : +33 (0) 470 67 98 00 ■ +33 (0) 470 67 98 20 (Fax) ■ microfrance@integralife.com
Royaume-Uni : +44 (0) 1264 312 725 ■ +44 (0) 1264 312 821 (Fax) ■ custsvuk@integralife.com
Allemagne : +49 (0) 2102 5535 6200 ■ +49 (0) 2102 5536 636 (Fax) ■ custsvgermany@integralife.com
Benelux: +32 (0)2 257 4130 ■ +32 (0)2 253 2466 (Fax) ■ custsvbenelux@integralife.com
integralife.eu/contact

MicroFrance, Integra et le logo Integra sont des marques enregistrées de Integra LifeSciences Corporation ou de ses filiales aux USA et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques et noms de produits sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

©2015 Integra LifeSciences Corporation. Tous droits réservés.

Imprimé en France. 0329660-1-FR

DOCUMENT DESTINE A L'EUROPE, AU MOYEN-ORIENT ET A L'AFRIQUE UNIQUEMENT.