



Integra[®] MicroFrance[®]

Catalogue Integra Laparoscopie

Table des matières	ii	Porte-aiguille - 5 mm	22	Poignée axiale rotative - 5 mm	42
Informations sur les commandes et garanties	iv	Insert	22	Tube 5 mm	43
Indications / Contre-indications	v	Instrument complet non démontable	23	Câbles monopolaires	43
Les instruments démontables - MicroFrance®	vi	Porte-aiguille - 10 mm	24	Tube non gaine et boîte de 3 gaines	43
Pince mors fenêtrés - 5 mm	2	Instrument complet non démontable	24	Tubes gainés	43
Insert mors fenêtrés 2 mors mobiles	6	Pousse-noeud, Ciseaux pousse-noeud	25	Poignée ergonomique rotative - 5 mm	44
Insert mors fenêtrés 15x5mm	4	Ciseaux pousse-noeud	25	Tube 5 mm	45
Insert mors fenêtrés 20x3mm	4	Insert ciseaux pousse-noeud	25	Câbles monopolaires	45
Insert mors fenêtrés 20x5mm	2	Pousse-noeud	25	Tube non gaine et boîte de 3 gaines	45
Insert mors fenêtrés 40x5mm	4	Ciseaux - 5 mm	26	Tubes gainés	45
Insert mors fenêtrés dentelés	6	Gaine noire	27	Poignée rotative 5 et 10 mm	46
Instrument complet mors 15x5mm	5	Insert	26	Poignée axiale	46
Instrument complet mors 20x3mm	5	Insert ciseaux courbes	27	Poignée ergonomique	46
Instrument complet mors 20x5mm	3	Inserts ciseaux isolés	27	Poignée revolver	46
Instrument complet mors 40x5mm	5	Insert tige	27	Tube métallique	47
Pince mors fenêtrés avec graduation - 5 mm	7	Instrument complet non démontable	28	Poignée non rotative 5 mm et tube gainé	48
Insert	7	Tube métallique	27	Poignée axiale	48
Tube avec graduation	7	Ciseaux - 10 mm	29	Poignée revolver	48
Pince mors fenêtrés - 10 mm	8	Insert	29	Tube gainés pour instrument non rotatif	48
Insert	8	Instrument complet non démontable	29	Poignée non rotative 5 mm et tube métallique	49
Instrument complet non démontable	9	Clamp vasculaire - 5 mm	30	Poignées ergonomiques	49
Pince mors Babcock	10	Clamp vasculaire 5mm	31	Tube métallique pour instrument non rotatif	49
Insert	10	Clamp vasculaire 12mm	31	Pince bipolaire rotative	50
Instrument complet non démontable	11	Insert	30	Embout de protection	50
Pince mors striés - 5 mm	12	Clamp vasculaire - 10 mm	32	Inserts bipolaires	50
Insert	12	Insert	32	Poignée ergonomique bipolaire	50
Instrument complet non démontable	13	Instrument complet non démontable	33	Tube 5 mm	51
Pince mors à griffes	14	Clamp intestinal	34	Câbles bipolaires	51
Insert	14	Insert	34	Tube non gaine et boîte de 3 gaines	51
Insert	16	Instrument complet non démontable	35	Tubes gainés	51
Instrument complet non démontable	15	Clamp aortique Ø 6mm	36	Pince bipolaire non rotative 5 mm	52
Dissecteur - 5 mm	17	Clamp Bull-dog, Pince pose-clamps	38	Inserts	52
Insert	17	Clamp Bull-dog largable	38	Instrument complet non démontable	53
Insert courbure courte	18	Insert mors pose-clamp	38	Poignées	52
Insert courbure longue	18	Pince pose-clamp	38	Tube	52
Insert courbure moyenne	18	Pince à clips, Pince pour enclume	39	Crochet monopolaire	56
Instrument complet non démontable	19	Insert pince pour enclume	39	Crochet complet non démontable	56
Dissecteur - 10 mm	20	Pince à clips	39	Insert crochet	56
Insert	20	Poignée revolver rotative - 5 mm	40	Manche de crochet	56
Instrument complet non démontable	21	Tube 5 mm	41		
		Câbles monopolaires	41		
		Tube non gaine et boîte de 3 gaines	41		
		Tubes gainés	41		

Bistouri, Palpateur monopolaire	57	Instrumentation thoracique	70	Panier & Plateaux, Divers accessoires	85
Bistouris monopolaires	57	Insert mors curette	70	Capuchon	85
Câbles monopolaires	57	Pince mors curette	70	Panier Inox	85
Lame de bistouri	57	Pince mors fenêtrés	70	Panier plastique	85
Palpateur monopolaires	57	Trocart	70	Plateau inox	85
Ecarteur & Palpateur	58	Pince bipolaire avec irrigation	71	Spray lubrifiant	85
Ecarteur rétracteur	58	Instrumentation mini port 3,5 mm	72	INDEX numérique	86
Ecarteur rétracteur articulé	58	Aspirateur irrigateur	75		
Palpateur boutonné	58	Crochet monopolaire	75		
Palpateur spatulé	58	Insert	72		
Bras articulé	59	Instrument complet non démontable	73		
Bras articulé flexible	59	Palpateur	75		
Cavalier	59	Pince bipolaire	74		
Porte-instrument	59	Pince sans trocart	75		
Laveur aspirateur électrique	60	Pousse-noeud	75		
Aspirateur irrigateur	60	Raccord pour lavage insert tube	72		
Chemise lavante pour optique	60	Trocart	76		
Laveur aspirateur électrique	60	Instrumentation pédiatrique 3,5 mm	77		
Poignée de commande électrique	60	Aspirateur irrigateur	77		
Tubulures stériles	60	Bistouri à lame rétractable	77		
Laveur aspirateur	61	Ciseaux monopolaires complet	79		
Aspirateur irrigateur démontable	61	Crochet monopolaire	77		
Aspirateur irrigateur standard	61	Insert mors avec tube gainé	78		
Poignée pour aspirateur	61	Instruments monopolaires non démontables	81		
Aiguille & Passe-fil	62	Pince bipolaire	80		
Aiguille à insufflation	62	Pince monopolaire complète	79		
Aiguille à ponction	62	Pince pour discision	77		
Passe-fil articulé	62	Porte-aiguille	81		
Passe-fil rétractable	62	Raccord pour lavage insert tube	78		
Set de Mintz pour ponction	62	Set d'Henry - 3,0mm	82		
Cholangiographie & Cholédoscopie	63	Bague de fixation	82		
Cholangiographie	63	Ciseaux	82		
Choledocopie	63	Crochet monopolaire	82		
Trocart modulaire - 5,5 mm	64	Palpateur	82		
Trocart modulaire - 10,5 mm	65	Pince mors fenêtrés	82		
Trocart modulaire - 12/13 mm	66	Pince mors striés alligator	82		
Trocart à piston	67	Trocart	82		
Joint pour trocart	67	Set de Terris	83		
Trocart complet	67	Aspirateur à soupape et crépine	83		
Trocart à clapet automatique	68	Décolleur aspirateur malléable	83		
Accessoires pour trocart	69	Décolleur courbe	83		
Ecarteur double «open laparo»	69	Ecarteur double	83		
Joint pour trocart	69	Porte-boule de coton	83		
Réducteur trocart	69	Pince rectale de Scheye	84		
		Insert pour biopsie	84		
		Poignée	84		

Prix :

Les prix mentionnés dans le cadre de devis particuliers établis par écrit sont fermes pendant trente jours à compter de la date du devis, et sont autrement sujets à modification sans préavis. Les conditions de prix qui sont énoncées dans les contrats écrits sont régies par lesdits contrats.

Montant minimum de commande :

Le montant minimum de commande est de 250 € (Integra se réserve le droit d'appliquer des frais de manutention de 20 € ainsi que des frais de transport pour toute commande d'un montant inférieur à 250 €). Pour les commandes d'unité partielle, contacter le service clients pour obtenir un devis.

Frais de traitement administratif des commandes :

Pour toute commande, des frais pourront être appliqués.

Procédure de commande :

Pour l'achat des produits Integra MicroFrance®, un bon de commande écrit est requis.

Acceptation des commandes :

Les commandes sont acceptées sur l'approbation du service clients d'Integra MicroFrance.

Procédure de retour des produits :

- L'autorisation du service clients doit être obtenue avant tout retour de produit.
- Les produits stériles doivent être renvoyés dans leur conditionnement non ouvert et non endommagé, emballés de façon à prévenir tout dégât.
- Les produits non stériles doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sans avoir été utilisés et dans un état permettant leur vente.
- Un avoir sera accordé pour les marchandises retournées moins de quatre vingt dix jours après la date d'expédition, avec des frais de restockage de 20%, sous réserve que le produit retourné ne soit pas endommagé et que l'on puisse vérifier qu'il n'a pas été utilisé ou ouvert.

Garantie limitée d'Integra

Pour connaître les garanties applicables, merci de vous référer aux garanties précisées dans l'emballage de chaque produit.

Contacts Services Clients:

France / International

+33 (0) 470 67 98 00
+33 (0) 470 67 98 20 (Fax)
microfrance@integralife.com

Benelux

+32 (0) 2 257 4130
+32 (0) 2 253 2466 (Fax)
custsvcbenelux@integralife.com

Royaume-Uni

+44 (0) 1264 312 725
+44 (0) 1264 312 821 (Fax)
custsvcuk@integralife.com

Allemagne

+49 (0) 2102 5535 6200
+49 (0) 2102 5536 636 (Fax)
custsvcgermany@integralife.com

Instrumentation Laparoscopie MicroFrance®

INDICATIONS

- Tous les dispositifs médicaux présentés dans ce catalogue sont indiqués pour le diagnostic et/ou la chirurgie Laparoscopique.
- Les dimensions présentes dans ce document ne sont pas contractuelles et sont données à titre indicatif seulement.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser dans d'autres indications que celles prévues (mentionnées) dans la notice d'instruction ou l'étiquetage.

Explications sur la présentation de ce catalogue

Titre et/ou famille produit

Symbole
"Instrument complet"

INTEGRA
PFA UNIVERSAL











Pinces mors fenêtrés - 5 mm




INTEGRA
PFA UNIVERSAL

Pinces mors fenêtrés - 5 mm

Symbole "démontable"

Représentation du
mors de l'instrument
à l'échelle 1/1
sauf indications
contraires

Démontable				
Mors Echelle (s)	Inserts			N° Pages
	Longueur utile			
	Court	Standard	Long	
 Johann 200gmm	CEV625C 345 mm	CEV625 345 mm	CEV625L 445 mm	
 Johann 200gmm		CEV625PH 345 mm Cap élastomérique		
 à mors mobiles 200gmm	CEV625D 345 mm	CEV625D 345 mm	CEV625D 445 mm	
 Coureur 200gmm	X	CEV625C 345 mm	X	
 Coureur 200gmm	CEV625C 345 mm	CEV625C 345 mm	CEV625C 445 mm	
				Rotatif 40 -> 47
				Non rotatif 48 - 49

NON Démontable				
Instruments complets				
Mors Echelle (s)	Poignée	Longueur utile		
		Court	Standard	Long
 Johann 200gmm	Monoplaire à cœliothèque	Montupet CEV625M 345 mm	CEV625 345 mm	X
	A ressort	X	Gayet CEV625C 345 mm	X
	A cœliothèque	Montupet CEV625 345 mm	X	X
	A cœliothèque	CEV625C 345 mm	CEV625 345 mm	X
	Monoplaire à cœliothèque	X	CEV625M 345 mm	X
	A cœliothèque longue	X	CEV625 345 mm	X
X	X	X	X	X
 Coureur 200gmm	Monoplaire à cœliothèque	X	CEV625 345 mm	X
 Coureur 200gmm	A cœliothèque	X	CEV625C 345 mm	X

2

DOCUMENT DESTINÉ À L'EUROPE, AU MOYEN-ORIENT ET À L'AFRIQUE.

DOCUMENT DESTINÉ À L'EUROPE, AU MOYEN-ORIENT ET À L'AFRIQUE.

Sauf indications contraires, les pages de ce catalogue se présentent ainsi :

- Page de gauche : Instruments démontables
- Page de droite : Instruments complets non démontables

Dans la majorité des cas, les instruments démontables sont mis en correspondance avec les instruments complets. Si il n'y a aucune correspondance, il est affiché un "X" sur la ligne correspondante.


Exemple : L'insert CEV625C n'existe pas en instrument complet.

Dans le tableau des inserts démontables, un renvoi aux pages des "poignées" à utiliser avec les inserts est indiqué. Sur cette dernière, les tubes compatibles avec les poignées sont affichés à côté de la page des poignées.

Voir la composition des instruments démontables en page suivante.







Les instruments démontables laparoscopiques MicroFrance® se décomposent en trois parties : Mors, Gaine Tube et poignée.

La portion noire de l'étiquette indique la section présentée dans la page en cours :



Dans la majorité des cas, les instruments démontables sont mis en correspondance avec les instruments complets non démontables.

Poignées




** Bague grise de rotation pour tube métallique ou tube non gainé Ø5 et 10mm



* Bague noire de rotation pour tube gainé Ø5mm

Mors















Gaines Tubes



Instrument non rotatif	Instrument rotatif	Tube gainé	Tube métal non gainé	Tube avec Gaine indépendante	Utilisé pour Instrument Bipolaire
NR	R				














Démontable					
Inserts				Poignée	
Mors Echelle 1/1	Longueur utile			N° Pages	
	Court	Standard	Long		
 Johann 20x5mm	CEV8625-1 245 mm	CEV625-1 345 mm	CEV9625-1 445 mm	   Rotatif 40 -> 47	
 Johann 20x5mm		CEV625P1 345 mm Grip atraumatique		Non rotatif 48 - 49  	
 2 mors mobiles 20x5mm	CEV8625D 245 mm	CEV625D 345 mm	CEV9625D 445 mm		
 Concave 20x5mm	X	CEV670-1 345 mm	X		
 Courbe 20x5mm	CEV8625C 245 mm	CEV625C 345 mm	CEV9625C 445 mm		

NON démontable










Instruments complets










Mors Echelle 1/1	Poignée		Longueur utile		
			Court	Standard	Long
 Johann 20x5mm		Monopolaire à crémaillère	Montupet CEV815M 240 mm	CEV405 365 mm	X
		A ressort	X	Gayet CEV405BG 365 mm	X
		A crémaillère	Montupet CEV815 240 mm	X	X
		A crémaillère	CEV915G 240 mm	CEV525 345 mm	X
		Monopolaire à crémaillère	X	CEV525M 345 mm	X
		A crémaillère longue	X	CEV725 345 mm	X
X	X	X	X	X	X
 Concave 20x5mm		Monopolaire à crémaillère	X	CEV470 365 mm	X
 Courbe 20x5mm		A crémaillère	X	CEV525C 345 mm	X

	Démontable				Poignée
	Inserts			N° Pages	
	Mors Echelle 1/1	Longueur utile			
		Court	Standard	Long	
 15x5mm	X	CEV406l 340 mm	X		
 Demaizières 20x3mm	CEV8407l 245 mm	CEV407l 345 mm	CEV9407l 445mm		
 40x5mm	CEV8660-1 270 mm	CEV660-1 370 mm	CEV9660-1 470 mm	 Rotatif 40 -> 47	
 Concave 40x5mm	X	CEV671-1 370 mm	X	Non rotatif 48 - 49	
 Crovella 40x5mm mors lisse	X	CEV661l 370 mm	X	 	

NON démontable

Instruments complets

Mors Echelle 1/1	Poignée	Longueur utile		
		Court	Standard	Long
 15x5mm			CEV406 360mm	X
 Demaizières 20x3mm		X	Demaizières CEV407 365mm	X
 40x5mm		X	Desplantez CEV460 385mm	X
		X	CEV760 365mm	X
 Concave 40x5mm		X	CEV470-1 385mm	X

	Démontable				
	Inserts			Poignée	
	Mors Echelle 1/1	Longueur utile		N° Pages	
		Court	Standard	Long	
	 2 mors mobiles ronds 15x5mm	X	CEV433D 350 mm	X	   Rotatif 40 -> 47 Non rotatif 48 - 49  
	 Mors dentelés 20x3mm	CEV8625E 245 mm	CEV625E 345 mm	X	
	 Porpiglia 1 mors fenêtré 20x5mm	X	CEV625P 345 mm	X	
	 2 mors mobiles concaves 15x5mm	CEV8670D 240 mm	CEV670D 340 mm	CEV9670D 440 mm	

Démontable

Inserts

Poignée

Mors
Echelle 1/1

N° Pages



De Manzini

CEV7625I

435 mm - 20x5mm

Scopinaro

CEV7660I

435 mm - 40x5mm

Tubes
Echelle 1/3

CEV649M5

CEV649G5









Graduation 50 / 100 / 150 mm

Graduation 100 / 150 / 200 mm



















Rotatif
46 - 47

	Démontable		
	Inserts		Poignée
	Mors Echelle 1/1	Longueur utile	N° Pages
	 Mors ronds, 2 mors mobiles	CEV433-1 370 mm	 Rotatif 46 -> 47
	 35x10mm	CEV610-1 375 mm	
	X	X	
	X	X	
	 Hüscher Mors ronds, 2 mors mobiles	CEV433H 380 mm	
	 Mors ronds, 2 mors mobiles avec tube CEV864910B	CEV8434I 295 mm Court	

NON démontable







Instruments complets











	NON démontable		
	Instruments complets		
	Mors Echelle 1/1	Poignée	Longueur utile
	 Mors ronds, 2 mors mobiles	 Axiale à crémaillère	CEV533-2 370 mm
	 35x10mm	 revolver, crémaillère longue	CEV410 360 mm
		 Axiale à crémaillère	CEV530 370 mm
	 Duval	 revolver, crémaillère longue	CEV432 365 mm
	 Mors ronds	 revolver, crémaillère longue	CEV433 365 mm
	X	X	X
	X	X	X

Démontable				
Inserts			Poignée	
Mors Echelle 1/1	Longueur utile		N° Pages	
 Ø10mm			 Rotatif 46 - 47	
			 Rotatif 46 - 47	
 Delaitre Ø5mm	Court	Standard	Long	 Rotatif 40 -> 47 Non rotatif 48 - 49 
	CEV8621-1 250 mm	CEV621-1 350 mm	X	

NON démontable









Instruments complets











Mors Echelle 1/1	Poignée		Longueur utile		
 Ø10mm		revolver, crémaillère longue	Delaitre CEV420 360 mm		
		axiale avec crémaillère	Delaitre CEV502 370 mm		
 Ø5mm		revolver, crémaillère longue	Court	Standard	Long
			Montupet CEV821G 245 mm	Delaitre CEV421 370 mm	X
		Axiale à crémaillère	X	Delaitre CEV521 350 mm	X
		Axiale, crémaillère longue	X	CEV721 350 mm	X

	Démontable			
	Inserts			Poignée
	Mors Echelle 1/1	Longueur utile		
		Court	Standard	Long
	 Manhès 10mm	X	CEV614-1 335 mm	CEV9614-1 435 mm
	 Manhès 15mm	CEV8615-1 240 mm	CEV615-1 340 mm	CEV9615-1 440 mm
	 Manhès 20mm	X	CEV620-1 345 mm	CEV9620-1 445 mm
	 Dauphin 20x3mm	X	CEV617I 340 mm	CEV9617I 440 mm
   Rotatif 40 -> 47 Non rotatif 48 - 49  				

NON démontable














Instruments complets








Mors Echelle 1/1	Poignée	Longueur utile		
		Court	Standard	Long
 10mm	 Monopolaire à crémaillère	X	Manhès CM110 330 mm	X
	 Monopolaire à crémaillère	X	Manhès CM115 360 mm	X
	 Axiale à crémaillère	X	CEV515 340 mm	X
 15mm	 Axiale, Monopolaire à crémaillère	X	CEV515M 340 mm	X
	 Monopolaire à ressort	X	Manhès CEV220 365 mm	X
	 Monopolaire à crémaillère	X	Manhès CM120 365 mm	X
X	X	X	X	X

Démontable				
Inserts				Poignée
Mors Echelle 1/1	Longueur utile			N° Pages
<div></div> <div>Ø10mm Mors à griffes</div>	<div>Museux CEV606-1 370 mm</div>			<div></div> <div>Rotatif 46 -> 47</div>
<div></div> <div>Manhès Grip-pince Ø5mm</div>	Court	Standard	Long	<div>  </div> <div>Rotatif 40 -> 47</div>
	X	<div>Manhès CEV611-1 335 mm</div>	<div>CEV9611-1 435 mm</div>	
<div></div> <div>Manhès Cobra Ø5mm</div>	X	<div>Manhès CEV612-1 340 mm</div>	X	<div>Non rotatif 48 - 49</div> <div> </div>
<div></div> <div>Manhès Tigre Ø5mm</div>	X	<div>Manhès CEV613-1 340 mm</div>	X	









NON démontable









Instruments complets

Mors Echelle 1/1	Poignée		Longueur utile		
			Court	Standard	Long
 Ø10mm		Revolver à ressort	X	Museux CEV321 360 mm	X
		Axiale à crémaillère	X	Museux CEV506 370 mm	X
 Manhès Grip-pince Ø5mm		Monopolaire à ressort	X	CEV211 355 mm	X
		Monopolaire à crémaillère	X	Manhès CM111 355 mm	X
		Axiale à crémaillère	X	Manhès CEV511 335 mm	X
		Monopolaire à crémaillère	X	Manhès CEV511M 335 mm	X
 Manhès Cobra Ø5mm		Monopolaire à crémaillère	X	Manhès CM112 355 mm	X
		Axiale à crémaillère	X	Manhès CEV512 335 mm	X
 Manhès Tigre Ø5mm		Monopolaire à crémaillère	X	Manhès CM113 360 mm	X

Démontable				
Inserts			Poignée	
Mors Echelle 1/1	Longueur utile			N° Pages
	Court	Standard	Long	
 <p>cobra 2 mors mobiles Ø5mm</p>	CEV8612D 240 mm	CEV612D 340 mm	CEV9612D 440 mm	   <p>Rotatif 40 -> 47</p>
 <p>Vallancien Mors fenêtrés à griffes Ø5mm</p>	CEV8616I 245 mm	CEV616I 345 mm	X	<p>Non rotatif 48 - 49</p>  

Démontable







Démontable				
Inserts				Poignée
Mors Echelle 1/1	Longueur utile			N° Pages
	Court	Standard	Long	
 Delaitre 2 mors mobiles, 22mm Ø5mm	X	CEV641D 355 mm	X	
 2 mors mobiles, 20mm Ø5mm	X	CEV641F 350 mm	X	 Rotatif 40 -> 47
 Allal 2 mors mobiles 15mm Ø5mm	X	CEV642TF 345 mm	X	Non rotatif 48 - 49 
 2 mors mobiles coudés à 90° 20mm Ø5mm	X	CEV643I 345 mm	X	







	Démontable				
	Inserts			Poignée	
	Mors Echelle 1/1	Longueur utile			N° Pages
		Court	Standard	Long	
 Courbure courte 2 mors mobiles 12mm	X		CEV532I 335 mm	X	
 Courbure moyenne 2 mors mobiles 15mm	CEV8641-1 245 mm		CEV641-1 345 mm	CEV9641-1 445 mm	 Rotatif 40 -> 47 Non rotatif 48 - 49
 Courbure longue 2 mors mobiles 18mm	CEV8642-1 245 mm		CEV642-1 345 mm	X	 



NON démontable

Instruments complets


Mors Echelle 1/1	Poignée		Longueur utile		
			Court	Standard	Long
 Courbure courte à gauche 2 mors mobiles 12mm		Axiale à crémaillère	X	CEV532 340 mm	X
 Courbure moyenne à gauche 2 mors mobiles 15mm		Axiale à crémaillère	X	CEV531-2 340 mm	X
 Courbure longue à gauche 2 mors mobiles 18mm		Axiale, Monopolaire à crémaillère	X	CEV531-3 350 mm	X











	Démontable		
	Inserts		Poignée
	Mors Echelle 1/1	Longueur utile	N° Pages
	 <p>Delaitre Courbure moyenne à gauche 50mm</p>	CEV601-1 380 mm	
	 <p>Delaitre Courbure moyenne - 2 mors mobiles 50mm</p>	CEV651-1 380 mm	 
	 <p>Pignata Courbure courte à gauche 90°, 45mm</p>	CEV601P 380 mm	Rotatif 46 -> 47
	 <p>Puglisi Courbure longue 2 mors mobiles 60mm</p>	CEV652I 380 mm	



NON démontable

Instruments complets











Mors Echelle 1/1	Poignée		Longueur utile
 Courbure moyenne à gauche 50mm		Revolver	Delaitre CEV430 370 mm
		Axiale à crémaillère	Nouaille CEV501 380 mm
 Delaitre Courbure moyenne à gauche - 2 mors mobiles 50mm		Axiale à crémaillère	CEV501-2 380 mm
X	X	X	X
X	X	X	X

	Démontable				
	Inserts			Poignée	
	Mors Echelle 1/1	Longueur utile			N° Pages
		Court	Standard	Long	
 Droit tungstène	X		CEV500T 335 mm	CEV9500T 435 mm	
 Courbe à gauche tungstène	CEV8538T 240 mm		CEV538T 340 mm	X	  Rotatif 40 -> 47
 Courbe à droite	CEV8544I 235 mm		CEV544I 335 mm	CEV9544I 435 mm	Non rotatif 48 - 49 
 Droit automatique titane	CEV8650T 235 mm		CEV650T 335 mm	CEV9650T 435 mm	



NON démontable







Instruments complets

Mors Echelle 1/1	Poignée	Longueur utile		
		Court	Standard	Long
 Droit tungstène	 Axiale à crémaillère	CEV965 230 mm	CEV500T5 335 mm	X
	 Ergonomique grip large gâchette en haut à crémaillère	X	CEV700T5 335 mm	X
	 Ergonomique grip large gâchette en bas à crémaillère	X	CEV700T5D 335 mm	CEV9700T5D 450 mm
 Mors courbes à gauche, tungstène	 Axiale à crémaillère	X	CEV538T5 335 mm	X
	 Ergonomique grip large gâchette en bas à crémaillère	X	CEV738T5 335 mm	CEV9738T5 455 mm
	 Ergonomique grip fin	X	CEV738-5 350 mm	X
 Mors courbes à droite	 Axiale à crémaillère	X	CEV544 335 mm	X
 Mors droits automatiques titane	 Axiale à crémaillère	X	Mouiel CEV540-5 335 mm	X
	 Ergonomique grip large gâchette en bas à crémaillère		CEV650T5D 335 mm	X
	 Ergonomique grip fin	X	CEV740-5 350 mm	X
 Mors courbes à droite, tungstènes	 Ergonomique grip large gâchette en bas à crémaillère		CEV744T5 335 mm	CEV9744T5 455 mm










NON démontable










Instruments complets












Mors Echelle 1/1	Poignée		Longueur utile
 <p>Nouaille Mors droits</p>		<p>Axiale à crémaillère</p>	<p>Nouaille CEV500-A10 345 mm</p>
 <p>Mors courbes à gauche</p>		<p>Axiale à crémaillère</p>	<p>CEV538-10 345 mm</p>
 <p>Mouiel Mors droits automatique</p>		<p>Axiale à crémaillère</p>	<p>Mouiel CEV540-10 345 mm</p>

Pousse-noeud - 5 mm

NON démontable	
Instruments complets	
 Delaitre CEV442 340 mm	  Echelle 1/3
CEV442E 365 mm	 
CEV442Z 350 mm	 

Ciseaux pousse-noeud - 5 mm

NON démontable					
Instruments complets					
Mors Echelle 1/1	Poignée		Longueur utile		
			Court	Standard	Long
  Drouard Instrument complet non démontable		Poignée revolver	X	CEV445-5 355 mm	X
Démontable					
  Drouard Instrument démontable	  Rotatif 40 -> 47	  Non rotatif 48 - 49	CEV8445I 235 mm	CEV445I 335 mm	CEV9445I 435 mm

	Démontable				  Rotatif 40 -> 47 Non rotatif 48 - 49  
	Inserts			Poignée	
	Mors Echelle 1/1	Longueur utile		N° Pages	
		Court	Standard	Long	
 Droits, 1 mors mobile cranté 10mm		CEV8104I 240 mm	CEV104I 340 mm	CEV9104I 440 mm	
 Droits, 2 mors mobiles 10mm		X	CEV623-1 340 mm	X	
 Courbes, 2 mors mobiles 15mm		CEV8605-1 245 mm	CEV605-1 345 mm Pack 1 CEV605-3 345 mm Pack 3	CEV9605-1 445 mm	
 Courbes, 2 mors mobiles isolés 15mm		CEV8605G 250 mm Pack 3	CEV605G 350 mm Pack 3	CEV9605G 450 mm Pack 3	
 Courbes, 2 mors mobiles isolés titane 15mm		CEV8605GT 250 mm	CEV605GT 350 mm	CEV9605GT 450 mm	
 Courbes, 2 mors mobiles 10mm		CEV8604-1 240 mm	CEV604-1 340 mm Pack 1 CEV604-3 340 mm Pack 3	X	

Démontable

Inserts

Poignée

Mors
Echelle 1/1

Insert tige

Longueur utile

Court

Standard

Long

CEV8607-1
245 mm

CEV607-1
345 mm

CEV9607-1
445 mm

N° Pages

CEV607

Inserts ciseaux courbes isolés Pack 6
2 mors mobiles 15 mm pour insert tige

CEV607C

Inserts ciseaux courbes isolés Pack 6
2 mors mobiles 10 mm pour insert tige

CEV607D

Inserts ciseaux droits isolés Pack 6
2 mors mobiles 10 mm pour insert tige

Nota:

Pour le nettoyage, l'insert et
l'insert tige doivent être démontés.



Rotatif
40 -> 47

Non rotatif
48 - 49



CEV605BGP (Pack 1)
CEV605GP (Pack 3)

Tube métallique
pour insert CEV605BGP / CEV605GP et gaine noire

CEV8649GP
Pack 1
CEV8649BGP
Pack 3

CEV649GP
Pack 1
CEV649BGP
Pack 3

CEV9649GP
Pack 1
CEV9649BGP
Pack 3

Gaine noire pour tube non gainé - Pack 3

CEV8649C5
210mm

CEV649C5
310mm

CEV9649C5
410mm

Câbles monopolaires - 4,5 m



CP391E

Erbe Storz Wolf












CP391M

Aesculap Berchtold Martin Erbe T Serie Lamidey



CP391V




Bowa Emc Lamidey Valleylab

NON démontable					
Instruments complets					
Mors Echelle 1/1		Poignée	Longueur utile		
			Court	Standard	Long
 Ciseaux droits lames crantées 10mm		Revolver monopolaire	X	CEV104M 355 mm	X
		Revolver	Montupet CEV804 235 mm	Manhès CM104 355 mm	X
		Axiale	CEV904 235 mm	X	X
 Ciseaux droits lames crantées fines 10mm		Revolver	X	Manhès CM106 355 mm	X
 Ciseaux courbes à gauche lames crantées 10mm		Revolver monopolaire	X	CEV114M 355 mm	X
		Axiale monopolaire	X	CEV514M 335 mm	X




NON démontable





Instruments complets

Mors Echelle 1/1	Poignée		Longueur utile
 Ciseaux courbes à gauche lames crantées 25 mm		Revolver	CEV404 340 mm
		Axiale	CEV503 350 mm





Démontable

		Longueur utile
		 Rotatif 46 -> 47 CEV653-1 365 mm



Démontable				
Inserts				Poignée
Mors Echelle 1/1	Longueur utile			N° Pages
	Court	Standard	Long	
 Mors clamp droit vasculaire 25mm Ø 5mm	CEV8626I 250 mm	CEV626-1 350 mm	X	 Rotatif 40 -> 47
 Mors clamp courbe vasculaire 2 mors mobiles 25mm Ø 5mm	CEV8627I 255 mm	CEV627I 355 mm	CEV9627I 455 mm	Non rotatif 48 - 49 

Clamp vasculaire - Ø 5 mm

NON démontable					
Instruments complets					
Mors Echelle 1/1	Poignée		Longueur utile		
			Court	Standard	Long
 Debakey Clamp droit 20mm Ø 5mm		Axiale à crémaillère	X	Debakey CEV526 350 mm	X

Clamp vasculaire - Ø 12 mm











NON démontable			
Instruments complets			
Mors Echelle 1/1	Poignée		Longueur utile
 Dulucq Courbe à gauche 45mm Ø 12mm		Axiale à crémaillère	Dulucq CEV570 400 mm






	Démontable		
	Inserts		Poignée
	Mors Echelle 1/1	Longueur utile	
		Court	Standard
	X	X	X
 <p>Delaitre Courbe à gauche 45mm Ø 10mm</p>	X	CEV635-1 385 mm	 <p>Rotatif 46 -> 47</p>
X	X	X	
X	X	X	
















NON démontable

Instruments complets








Mors Echelle 1/1	Poignée		Longueur utile
 <p>Delaitre Courbe à gauche 45mm Ø 10mm</p>		Axiale à crémaillère avec verrou	Delaitre CEV505 385 mm
 <p>Querleu Courbe à gauche 45mm Ø 10mm</p>		Revolver à crémaillère longue	Querleu CEV435-1 375 mm
 <p>Querleu Courbe à gauche 45mm Ø 10mm</p>		Axiale à crémaillère avec verrou	Querleu CEV535 385 mm
 <p>Querleu Courbe à droite 45mm Ø 10mm</p>		Revolver à crémaillère longue	Querleu CEV435-2 375 mm
 <p>Courbe 75mm Ø 10mm</p>		Axiale à crémaillère avec verrou	CEVA112 320 mm

	Démontable		
	Inserts		Poignée
	Mors Echelle 1/1	Longueur utile	N° Pages
	 <p>Mors clamp droit intestinal 65x7mm - Ø10mm</p>	<p>CEV6o8-1 395 mm</p>	 <p>Rotatif 46 - 47</p>
	 <p>Annibale Mors clamp droit intestinal 2 mors mobiles 65x7mm - Ø10mm</p>	<p>Annibale CEV6o8D 395 mm</p>	






	NON démontable			
	Instruments complets			
	Mors Echelle 1/1	Poignée		Longueur utile
 <p>Clamp droit intestinal 65x7mm Ø 10mm</p>			Revolver à crémaillère longue	Delaitre CEV431-65 390 mm
			Axiale à crémaillère avec verrou	CEV508 400 mm
	X	X	X	X

NON démontable			
Instruments complets			
Mors Echelle 1/1		Poignée	Longueur utile
 <p>Satinsky Clamp courbe tube coudé mors 110mm</p>		 <p>axiale à crémaillère avec verrou</p>	CEVA101 260 mm
 <p>Clamp courbe tube coudé mors 90mm</p>			CEVA102 250 mm
 <p>Satinsky Clamp courbe tube coudé mors 80mm</p>			CEVA103 240 mm
 <p>Clamp courbe tube coudé mors 110mm</p>			CEVA104 290 mm





NON démontable			
Instruments complets			
Mors Echelle 1/1		Poignée	Longueur utile
 <p>Demaizière Clamp courbe tube coudé mors 85mm</p>			CEVA110 270 mm
 <p>Demaizière Clamp courbe tube coudé mors 90mm</p>		 <p>axiale à crémaillère avec verrou</p>	CEVA528 260 mm
 <p>Demaizière Clamp courbe tube coudé mors 60mm</p>			CEVA529 220 mm

Clamp Bull-dog largable



 <p>CEV565 + CEV560</p>		
Mors Echelle 1/1		
	Clamp droit vasculaire 15x3mm Pack 2	Sartori CEV568
	Clamp droit vasculaire 25x3mm Pack 2	Begin CEV565
	Clamp pour cholédoque 35x4mm Pack 2	Begin CEV566
	Clamp intestinal 45x5mm Pack 2	Begin CEV567

Pince pose-clamps - 10 mm







NON démontable			
Mors Echelle 1/1	Poignée		Longueur utile
 <p>Pince pose-clamp bull-dog Ø 10mm 360mm</p>		Axiale à crémaillère	Begin CEV560 360 mm









Démontable		
 <p>Insert mors pose-clamp bull-dog pour tube Ø10mm 310mm</p>	 <p>Rotatif 46 -> 47</p>	CEV560-1 355 mm

Pince à clips






	NON démontable		
	Instruments complets		
	Mors Echelle 1/1	Poignée	Longueur utile
	 <p>Pince applicateur de clips TI300 et LC300 Ø 10mm</p>	 <p>Revolver à ressort</p>	<p>CEV310 335 mm</p>

Pince démontable pour enclume




	Démontable		
	 <p>Morino Insert pour enclume pour suture circulaire 2 mors mobiles Ø 10mm</p>	 <p>Rotatif 46 -> 47</p>	<p>Morino CEV603I 375 mm</p>
	 <p>Massard Insert pour Enclume Ø 5mm</p>	 <p>Rotatif 40 -> 47</p> <p>Non rotatif 48 - 49</p> 	<p>Massard CEV622I 335 mm</p>

Démontable			
Instruments rotatifs			
Poignées Echelle 1/3	Référence	Poignées Echelle 1/3	Référence
 <p>Connexion monopolaire Crémaillère externe Poignée revolver, deux branches mobiles Bague noire de rotation</p>	CEV1019-5B	 <p>Connexion monopolaire Crémaillère interne Poignée revolver, une branche mobile Bague noire de rotation</p>	CEV10195C
 <p>Connexion monopolaire Crémaillère externe Poignée revolver, une branche mobile Bague noire de rotation</p>	CEV10195D	 <p>Connexion monopolaire Crémaillère externe Poignée revolver, une branche mobile Bague noire de rotation</p>	CEV10195R
 <p>Connexion monopolaire sans crémaillère Poignée revolver, deux branches mobiles Bague noire de rotation</p>	CEV1039-5-B	 <p>Connexion monopolaire sans crémaillère Poignée revolver, une branche mobile Bague noire de rotation</p>	CEV10395D
 <p>Connexion monopolaire sans crémaillère Poignée revolver, une branche mobile Bague noire de rotation</p>	CEV10395R	 <p>Connexion monopolaire sans crémaillère Poignée revolver, une branche mobile Bague noire de rotation</p>	CEV1039G5

Tubes gainés - 5 mm

Démontable			
Instruments rotatifs			
Longueur utile			
Court	Standard	Long	
 			
Tube gainé noir			
CEV8649-5-B 210mm	CEV649-5B 310mm	CEV9649-5-B 410mm	
			
Tube gainé jaune			
CEV8646B5 210mm	CEV646B5 310mm	CEV9646B5 410mm	
			
Tube gainé bleu			
CEV8647B5 210mm	CEV647B5 310mm	CEV9647B5 410mm	
			
Tube gainé vert			
CEV8648B5 210mm	CEV648B5 310mm	CEV9648B5 410mm	

Tube non gainé et boîte de 3 gaines

 			
Tube non gainé à utiliser avec gaine noire			
CEV8649B5 210mm	CEV649B5 310mm	CEV9649B5 410mm	
			
Gaine noire pour tube non gainé Pack 3			
CEV8649C5 210mm	CEV649C5 310mm	CEV9649C5 410mm	

Câbles monopolaires 4,5 m


CP391E
 Erbe Storz Wolf






CP391M
 Aesculap Berchtold Martin
 Erbe T Serie Lamidey

CP391V
 Bowa Emc Lamidey Valleylab








Démontable




Instruments rotatifs

Poignées Echelle 1/3	Référence	Poignées Echelle 1/3	Référence
 <p>3 dents</p> <p>Connexion monopolaire Crémaillère interne Bague noire de rotation</p>	CEV6185R	 <p>Sans connexion électrique Crémaillère interne 3 dents Bague noire de rotation</p>	CEV6285R
 <p>Connexion monopolaire Sans crémaillère Bague noire de rotation</p>	CEV6385R	 <p>Sans connexion électrique Crémaillère externe Bague noire de rotation</p>	CEV728T5
 <p>5 dents</p> <p>Sans connexion électrique Crémaillère interne 5 dents Bague noire de rotation</p>	CEV628P5		

Tubes gainés - 5 mm

Démontable			
Instruments rotatifs			
Longueur utile			
Court	Standard	Long	
 			
Tube gainé noir			
CEV8649-5-B 210mm	CEV649-5B 310mm	CEV9649-5-B 410mm	
			
Tube gainé jaune			
CEV8646B5 210mm	CEV646B5 310mm	CEV9646B5 410mm	
			
Tube gainé bleu			
CEV8647B5 210mm	CEV647B5 310mm	CEV9647B5 410mm	
			
Tube gainé vert			
CEV8648B5 210mm	CEV648B5 310mm	CEV9648B5 410mm	

Tube non gainé et boîte de 3 gaines

 					
Tube non gainé à utiliser avec gaine noire					
CEV8649B5 210mm		CEV649B5 310mm		CEV9649B5 410mm	
					
Gaine noire pour tube non gainé Pack 3					
CEV8649C5 210mm		CEV649C5 310mm		CEV9649C5 410mm	

Câbles monopolaires 4,5 m


CP391E
 Erbe Storz Wolf





CP391M
 Aesculap Berchtold Martin
 Erbe T Serie Lamidey

CP391V
 Bowa Emc Lamidey Valleylab








Démontable




Instruments rotatifs

Poignées Echelle 1/3	Référence	Poignées Echelle 1/3	Référence
 <p>Grip large Connexion monopolaire A crémaillère débrayable Bague noire de rotation</p>	CEV720BR	 <p>Poignée fine Connexion monopolaire A crémaillère débrayable Bague noire de rotation</p>	CEV720R
 <p>Elhadad Poignée fine Connexion monopolaire A crémaillère Bague noire de rotation</p>	CEV7285R	 <p>Grip large Connexion monopolaire A crémaillère débrayable Bague noire de rotation</p>	CEV728BR5

Tubes gainés - 5 mm

Démontable			
Instruments rotatifs			
Longueur utile			
Court	Standard	Long	
 			
Tube gainé noir			
CEV8649-5-B 210mm	CEV649-5B 310mm	CEV9649-5-B 410mm	
			
Tube gainé jaune			
CEV8646B5 210mm	CEV646B5 310mm	CEV9646B5 410mm	
			
Tube gainé bleu			
CEV8647B5 210mm	CEV647B5 310mm	CEV9647B5 410mm	
			
Tube gainé vert			
CEV8648B5 210mm	CEV648B5 310mm	CEV9648B5 410mm	

Tube non gainé et boîte de 3 gaines

 			
Tube non gainé à utiliser avec gaine noire			
CEV8649B5 210mm	CEV649B5 310mm	CEV9649B5 410mm	
			
Gaine noire pour tube non gainé Pack 3			
CEV8649C5 210mm	CEV649C5 310mm	CEV9649C5 410mm	

Câbles monopolaires 4,5 m


CP391E
 Erbe Storz Wolf








CP391M
 Aesculap Berchtold Martin
 Erbe T Serie Lamidey

CP391V
 Bowa Emc Lamidey Valleylab



Démontable

Instruments rotatifs

Poignées Echelle 1/3	Référence	Poignées Echelle 1/3	Référence
 <p>Poignée revolver, deux branches mobiles Pour tube métallique Ø 5 et 10mm Sans connexion électrique Crémaillère externe longue Bague grise de rotation</p>	CEV102910R	 <p>Poignée revolver, deux branches mobiles Pour tube métallique Ø 5 et 10mm Sans connexion électrique Sans crémaillère Bague grise de rotation</p>	CEV1059-10B
 <p>Poignée axiale Pour tube métallique Ø 5 et 10mm Sans connexion électrique Crémaillère interne 3 dents Bague grise de rotation</p>	CEV628-10	 <p>Poignée axiale Pour tube métallique Ø 5 et 10mm Sans connexion électrique Sans crémaillère Bague grise de rotation</p>	CEV658-10
 <p>Poignée Ergonomique fine Pour tube métallique Ø 5 et 10mm Sans connexion électrique Crémaillère débrayable Bague grise de rotation</p>	CEV72810R	 <p>Poignée Ergonomique grip large Pour tube métallique Ø 5 et 10mm Sans connexion électrique Crémaillère débrayable Bague grise de rotation</p>	CEV728BR
	CEV728T10	<p>Poignée axiale Pour tube métallique Ø 5 et 10mm Sans connexion électrique Crémaillère externe longue Bague grise de rotation</p>	

Démontable

Instruments rotatifs

Longueur utile

Court

Standard

Long



Tube métallique pour instrument rotatif Ø 10mm

CEV864910B
215mm

CEV649-10B
305mm

X









Tube métallique pour instrument rotatif Ø 5mm

CEV8649X5
210mm


CEV649X5
310mm

CEV9649X5
410mm

Poignées non rotatives - 5 mm

Démontable			
Instruments non rotatifs			
Poignées Echelle 1/3	Référence	Poignées Echelle 1/3	Référence
 Poignée revolver pour tube gainé Connexion Monopolaire - Crémaillère externe longue	CEV1019-5N	 Poignée axiale pour tube gainé Connexion Monopolaire - Crémaillère interne longue	CEV618-5N
 Poignée revolver pour tube gainé Connexion Monopolaire - Crémaillère externe longue	CEV10195NA	 Poignée axiale pour tube gainé Sans Connexion électrique - Crémaillère interne 3 dent	CEV628-5N
 Poignée revolver pour tube gainé Connexion Monopolaire - Sans Crémaillère	CEV1039-5N	 Poignée axiale pour tube gainé Connexion Monopolaire - Sans Crémaillère	CEV638-5N

Tubes gainés pour instrument non rotatif



 Tube gainé noir pour instrument NON rotatif Ø 5mm			
Longueur utile			
Court	Standard	Long	
CEV8649-5N 210mm	CEV649-5N 310mm	CEV9649-5N 410mm	




Poignées non rotatives - 5 mm











Démontable

Instruments non rotatifs

Poignées Echelle 1/3	Référence	Poignées Echelle 1/3	Référence
 Poignée ergonomique fine pour tube métallique Ø 5mm Sans connexion électrique Crémaillère débrayable externe longue	CEV720	 Poignée ergonomique grip large pour tube métallique Ø 5mm Sans connexion électrique Crémaillère débrayable externe longue	CEV720B

Tubes métalliques pour instrument non rotatif

 Tube métallique pour instrument NON rotatif Ø 5mm			
Longueur utile			
Court	Standard		Long
CEV8649P5 210mm	CEV649P5 310mm		CEV9649P5 410mm






Démontable					
Inserts					Poignée
Mors Echelle 1/1		Longueur utile			
		Court	Standard	Long	
	Manhès Grip-pince	CEV8611H 235 mm	CEV611H 335 mm	CEV9611H 435 mm	
	Manhès Cobra	CEV8612LH 245 mm	CEV612LH 345 mm	CEV9612LH 445 mm	
	Alligator	CEV8615H 240 mm	CEV615H 340 mm	CEV9615H 440 mm	
	Johann 20x5mm	CEV8625H 245 mm	CEV625H 345 mm	CEV9625H 445 mm	
	Botella Mors triangulaires	CEV8633H 245 mm	CEV633H 345 mm	CEV9633H 445 mm	
	Dissecteur Courbe à gauche	CEV8642H 245 mm	CEV642H 345 mm	CEV9642H 445 mm	
	Dissecteur Courbe à droite	CEV8642HD 245 mm	CEV642HD 345 mm	CEV9642HD 445 mm	




CEV600H
Embout de protection
livré avec insert bipolaire
pour nettoyage et stérilisation


CEV669E
Poignée Ergonomique grip-large
Connexion Bipolaire
Sans crémaillère
avec bague bleue de rotation
pour tube gainé Ø 5mm

Tubes gainés - 5 mm

Démontable		
Instruments rotatifs		
Longueur utile		
Court	Standard	Long
 		
Tube gainé noir		
CEV8649-5-B 210mm	CEV649-5B 310mm	CEV9649-5-B 410mm
		
Tube gainé jaune		
CEV8646B5 210mm	CEV646B5 310mm	CEV9646B5 410mm
		
Tube gainé bleu		
CEV8647B5 210mm	CEV647B5 310mm	CEV9647B5 410mm
		
Tube gainé vert		
CEV8648B5 210mm	CEV648B5 310mm	CEV9648B5 410mm


Tube non gainé et boîte de 3 gaines





Tube non gainé à utiliser avec gaine noire

CEV8649B5 210mm	CEV649B5 310mm	CEV9649B5 410mm
--------------------	-------------------	--------------------



Gaine noire pour tube non gainé Pack 3

CEV8649C5 210mm	CEV649C5 310mm	CEV9649C5 410mm
--------------------	-------------------	--------------------

Câbles bipolaires 4,5 m



CP393-2
Bowa Emc Lamidey Valleylab



CP393-3
Erbe Storz Wolf











CP393-4
Aesculap Berchtold Martin

Démontable									
Inserts & Tubes								Poignées Non rotatif	
Mors Echelle 1/1	Longueur utile								
	Court		Standard		Long				
	Mors	Tube 1/3	Mors	Tube 1/3	Mors	Tube 1/3			
	 Mouiel 15x5mm	CEV86341A 245 mm		CEV634-1A 340 mm		CEV9634-1A 430 mm		 CEV669B Poignée revolver	
	 avec bec 15x5mm	X	 CEV86795B 210 mm	CEV632-1A 340 mm	 CEV6795B 310 mm	CEV96321A 430 mm		 CEV669BG Gayet Poignée Ergonomique	
	 Gayet 20x5mm	CEV86361A 250 mm		CEV636-1A 345 mm		CEV96361A 435 mm		 MCEN54P Poignée revolver	
	 Vallancien A Griffes 20x5mm	X		CEV637I 345 mm	X		CEV96795B 395 mm		












NON démontable

Instruments complets

Mors Echelle 1/1	Poignée	Longueur utile		
		Court	Standard	Long
 15x5mm	 Revolver	CEV834 240 mm	Mouiel CEV134 360 mm	X
	 Ergonomique	X	Gayet CEV134BG 360 mm	Gayet CEV9134BG 450 mm
	 Axiale	X	CEV580-2 365 mm	X
 15x5mm	 Revolver	X	CEV132 360 mm	X
 Gayet 20x5mm	 Revolver	X	Gayet CEV136 365 mm	X
X	X	X	X	X






Démontable							Poignées Non rotatif
Inserts & Tubes							
Mors Echelle 1/1	Longueur utile						
	Court		Standard		Long		
	Mors	Tube 1/3	Mors	Tube 1/3	Mors	Tube 1/3	
 Manhès mors striés spatulés 3mm	X		CEV630-1A 340 mm		CEV9630-1A 425 mm		 CEV669B Poignée revolver
 Botella Mors fenêtrés triangulaires	X		CEV633-1A 340 mm		CEV96331A 430 mm		 Gayet CEV669BG Poignée Ergonomique
 Mors spatulés coudés 2mm	X		CEV630C 340 mm		X		 MCEN54P Poignée revolver
	X	CEV86795B 210 mm		CEV6795B 310 mm	CEV96795B 395 mm		X
	X		X		X		X



NON démontable






Instruments complets

Mors Echelle 1/2	Poignée		Longueur utile		
			Court	Standard	Long
 3mm		Revolver	Montupet CEV830 240 mm	Manhès CEV130 360 mm	X
 Botella Mors fenêtrés triangulaires		Revolver	X	Botella CEV133 360 mm	X
		Axiale	X	Botella CEV580-3 365 mm	X
X	X	X	X	X	X
 15x5mm		Revolver	X	Botella CEV133-1 360 mm	X
 Manhès 2mm		Revolver	X	Manhès CM131 360 mm	X




	Démontable			
	Mors de crochet			
	Echelle 1/1			
	CEV229-2A	CEV229-3A	CEV229-4A	CEV2295A
	Crochet n° 2	Crochet n° 3	Crochet n° 4	Crochet n° 5
	Pack 3	Pack 3	Pack 3	Pack 3
	Manche de crochet			
	Echelle 1/3			
	CEV225A	Longueur utile 430mm		
	CEV82291	Longueur utile 230mm		
	CEV229-1A	Longueur utile 350mm		
	CEV9229-1	Longueur utile 450mm		
	CEV229B	Longueur utile 380mm		

	Crochet non démontable		
	Echelle 1/3		
	1/1	CEV225	Longueur utile 430mm
	1/1	Périssat CEV230-1	Longueur utile 330mm
	1/1	Montupet CEV825	Longueur utile 220mm

Bistouris monopolaires

NON démontable				
Instruments complets				
	1/3			
	1/1		CEV135-5	Bistouri à lame rétractable Ø 5mm 300mm
	1/3			
	1/1		CM109 Manhès	Bistouri monopolaire rétractable Ø 5mm 320mm

Palpateur monopolaire

	1/3			
	1/1		CEV443 Delaitre	Palpateur boutonnée monopolaire Ø 5mm 350mm









Câbles monopolaires - 4,5 m












Lames de bistouri


^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

Palpateurs

	1/3				
	1/1		CEV204	Palpateur boutonné	
	320 mm -Ø 5mm				
	1/1		CEV204G45	Palpateur boutonné avec graduation	
	450 mm -Ø 5mm				
	1/1		CEV205	Palpateur spatulé	
	340 mm -Ø 5mm				
	1/3				
1/1		CEV207	Palpateur double, boutonné / spatulé, avec graduation		
410 mm -Ø 5mm					





Ecarteurs

			1/3
	Ecarteur rétracteur articulé CEV416 380mm - Ø 5mm		
			1/3
	Ecarteur à 3 palettes 35mm CEV413 370mm - Ø 5mm		
			1/3
	Nouaille Ecarteur CEV425 320mm - Ø 5mm		
			1/3
	Ecarteur à 3 palettes 65mm CEV423 400mm - Ø 5mm		
			1/3
	Ecarteur à 5 palettes 65mm CEV453 400mm - Ø10mm		
			1/3
	Ecarteur rétracteur articulé 5 palettes 65mm modèle Strasbourg CEV453A 330mm - Ø10mm		



NON démontable

Instruments complets

Bras articulé flexible de Mosnier livré avec porte-instrument CEV980-3	Accessoires pour bras articulé	
 <p>Mosnier 500mm : CEV980A 600mm : CEV980B</p>	<p>CEV980-3 Ø 5 et 10mm Mosnier</p>	
	<p>CEV984 Cavalier à vis</p>	
	<p>CEV985 Cavalier autobloquant</p>	

Laveur aspirateur électrique et accessoires

Laveur aspirateur électrique

CM201



Tubulures aspiration irrigation
stériles - Pack 10

CM217S^(D)



Poignée de commande électrique

CM201-9



Aspirateurs irrigateurs pour poignée CM201-9

1/1

«L» Longueur utile

1/3



CM20132H10

Hydro à crépine

Ø 10mm L 320mm



CM20128H-10

Hydro à crépine

Ø 10mm L 280mm



CM20132H-5

Hydro à crépine

Ø 5mm L 320mm



CM20128H-5

Hydro à crépine

Ø 5mm L 280mm



CM20140H5

Hydro à crépine

Ø 5mm L 400mm



CM20132L-5

à crépine

Ø 5mm L 320mm



Chemise lavante pour optique




Chemise pour optique 0°
Ø 10mm 300mm
Echelle 1/3

CEV81

^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)






Aspirateur irrigateur standard



Aspirateur irrigateur démontable

Aspirations Ø 5mm			Poignées pour aspiration Ø 5mm
1/1	CEV8103D5 Ø 5mm 195mm		1/3 CEV103AH
CEV103-5 Ø 5mm 295mm			
CEV9103D5 Ø 5mm 395mm			
1/1	CEV8103G5 Ø 5mm 195mm		1/3 CEV103GH
CEV103G5 Ø 5mm 295mm			
CEV9103G5 Ø 5mm 395mm			
Aspirations Ø 10mm			Poignée pour aspiration Ø 10mm
1/1	CEV103-10 295mm		1/3 CEV103AH
1/1	CEV103P Prete 410mm		




Passe-fil

	Passe-fil articulé	1/3
	CEV438 460mm - Ø 10mm Bertrand	
	Passe-fil articulé	1/3
	CEV438B LU 335mm - Ø 5mm	
1/1	Passe-fil rétractable	1/3
	CEV438D5 430mm - Ø 5mm Morino	
	Passe-fil rétractable	1/3
	CEV456 170mm - Ø 2,5mm	

Set de Mintz pour ponction

Chemise - Ø 2,5mm - 240mm	1/3
CM170-1	
Mandrin pointu	
CM170-2	
Mandrin mousse	
CM170-3	

Aiguilles

Aiguille à insufflation luer-lock	1/3
120mm	
CEV60-120	
150mm	
CEV60-150	
Aiguille à ponction luer-lock	1/3
Ø 5mm - 300mm	
CEV65	
Ø 1,2mm - 40mm	
CEV24F	
Ø 2,0mm - 40mm	
CEV24G	

Cholangiographie

1/3



1/1



Pince mors fenêtrés à cholangiographie

CEV448

350mm - Ø 2,5mm

1/3



Aiguille à cholangiographie

CEV440

230mm - int Ø 2,5mm

Joint

CEV440P6

Pack 6



1/3



Joint

CEV103P6

Pack 6

Chemise-guide à cholangiographie

CEV455

170mm - Ø 4,0mm

Falchero



Cholédoscopie

1/3

Mauras



Chemise-guide à cholédoscopie

CEV449

190mm - Ø 8mm


1/3

Pièces détachées

Mandrin blanc pour chemise CEV449

CEV449G

400mm



Joint













CEV105P6

Pack 6

















Echelle 1/1

				Longueur utile			
				50 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Mandrin		mousse conique		CEV8145A5	CEV145A5	CEV7145A5	CEV9145A5
		pointu		CEV8145A3	CEV145A3	CEV7145A3	CEV9145A3
Joint capuchon		Bleu		CEV105P6 Pack 6			
Tête de trocart		à valve aimantée		CEV177A5			
		à valve silicone		CEV127T			
Valve pour tête de trocart		Aimantée		CEV179A5 Pack 6			
		Silicone		CEV125P6 Pack 6			
Chemise	Avec robinet	A pas de vis		CEV8145A6	CEV145A6	CEV7145A6	CEV9145A6
		Lisse		CEV8145A7	CEV145A7	CEV7145A7	CEV9145A7
	Sans robinet	A pas de vis		CEV8145B6	CEV145B6	CEV7145B6	CEV9145B6
		Lisse		CEV8145B7	CEV145B7	CEV7145B7	CEV9145B7





















Echelle 1/1

				Longueur utile	
				90 mm	130 mm
Mandrin		mousse		CEV150-4	CEV9150A4
		pointu		CEV150-3	CEV9150A3
Joint capuchon		Rouge		CEV110P6 Pack 6	
Tête de trocart		à valve aimantée		CEV177A10	
		à valve silicone		CEV127T10	
Valve pour tête de trocart		Aimantée		CEV179A10 Pack 6	
		Silicone		CEV125Q6 Pack 6	
Chemise	Avec robinet	A pas de vis		CEV150A6	CEV9150A6
		Lisse		CEV150A7	CEV9150A7
	Sans robinet	A pas de vis		CEV150B6	CEV9150B6
		Lisse		CEV150B7	CEV9150B7



Echelle 1/1

				Longueur utile	
				90 mm	130 mm
Mandrin		mousse		CEV172A4	CEV9172A4
		pointu		CEV172A3	CEV9172A3
Joint capuchon		Orange		CEV112P6 Pack 6	
Tête de trocart		à valve aimantée		CEV177A12	
		à valve silicone		CEV127T12	
Valve pour tête de trocart		Aimantée		CEV179A12 Pack 6	
		Silicone		CEV125Q6 Pack 6	
Chemise	Avec robinet	A pas de vis		CEV172A6	CEV9172A6
		Lisse		CEV172A7	CEV9172A7
	Sans robinet	A pas de vis		CEV172B6	CEV9172B6
		Lisse		CEV172B7	CEV9172B7

1/3	CEV105	CEV105I	CEV110I	CEV122I	CEV112I
					
	Ø 5,5mm 80mm	Ø 5,5mm 80mm	Ø 10,5mm 80mm	Ø 12,5mm 80mm	Ø 10,5mm 120mm
	sans robinet	avec robinet	avec robinet	avec robinet	avec robinet
1/3	CEV805I				
					
	Montupet				
	Ø 5,5mm 50mm				
	avec robinet				

Joint pour trocart à piston



CEV105P6

Ø 5,5mm

Joint bleu

Pack 6



CEV110P6

Ø 10,5mm

Joint rouge

Pack 6



CEV112P6

Ø 12mm

Joint orange

Pack 6



				Diamètre		
				5,5mm diam.	10mm diam.	12,5mm diam.
Mandrin		mousse		CEV145-4	CEV150-4	-
		pointu		CEV145-3	CEV150-3	CEV172-3
Joint capuchon				 CEV105P6 Pack 6	 CEV110P6 Pack 6	 CEV112P6 Pack 6
Tête de trocart	avec robinet		 CEV178-5	 CEV278-10	 CEV278-12	
	sans robinet		 CEV177-5	-	 CEV177-12	
Chemise	Sans robinet	A pas de vis	 CEV145-6	 CEV150-6	 CEV172-1	
		Lisse	 CEV145-7	 CEV150-7	-	

Jointes pour trocart



CEV103P6

Ø 3,5mm

Pack 6



CEV105P6

Ø 5,5mm

Pack 6



CEV110P6

Ø 10,5mm

Pack 6



CEV112P6

Ø 12mm

Pack 6

Réducteur Trocart

1/1



CEV155A

de Ø 10,5 à 5,5mm



CEV156A

de Ø 12/13 à 5,5mm



CEV181A

de Ø 12/13 à 10,5mm

Anneau silicone
de fixation pour
réducteur

CEV155B

Pack 6

1/3



CEV153

135 mm

de Ø 5,5 à 3,5mm



CEV155

135 mm

de Ø 10,5 à 5,5mm



CEV155-1

65 mm

de Ø 10,5 à 5,5mm



CEV155P

135 mm

de Ø 12/13 à 5,5mm

Tube
interne
Ø 5mm

CEV156

135 mm

de Ø 12/13 à 10,5mm



CEV181

135 mm

de Ø 12/13 à 10,5mm



CEV181-1

65 mm

de Ø 12/13 à 10,5mm

Ecarteurs double "Open laparo"

1/3



Descottes

CEV417

200 mm

Paire

Ecarteur double de Descottes, 2 valves mousses



CEV418

200 mm

Paire

Ecarteur double, 2 valves mousses



Mosnier










CEV419

160 mm









Paire

Ecarteur double de Mosnier, 2 valves mousses





Trocarts 85mm

Echelle 1/3	Mandrin Mousse	Mandrin Pointu	Chemise à pas de vis
	CET105-1	CET105-2	CET105-3
Ø 5,5mm			
	CET110-1	CET110-2	CET110-3
Ø 10,5mm			
	CET112-1	CET112T2	CET112-3
Ø 12,5mm			
Joints : voir page 67			

Instruments complets non démontables

	Mors Echelle 1/1	Poignée		Longueur utile		
				Court	Standard	Long
	 Manhès Mors curettes 12x5mm Ø 5mm		Revolver, monopolaire	X	CM107 355mm	X
	 Mors curettes 12x5mm, 2 mors mobiles Ø 5mm		Revolver	X	CEV444 355mm	X
	 Mors fenêtrés 20x5mm, tube courbe Ø 5mm	 	Axiale à crémaillère Tube courbe	X	CET525 340mm	X

Pince modulaire démontable

	 Manhès Mors curettes 12x5mm Ø 5mm	 Rotatif Page 40 - 47  Non rotatif Page 48 - 49	CEV8107I 245mm	CEV107I 345mm	CEV9107I 445mm
---	---	--	--------------------------	-------------------------	--------------------------



1/2



Belghiti	Soubrane		Dousset	Gayet	Partenski
215mm	215mm	215mm	290mm	220mm	190mm
CEV392D20	CEV392S20	CEV392P20	CEV392D30	CEV392G24	CEV392R15
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite	Baïonnette
Mors 2mm	Mors 2mm double irrigation	mors striés 2mm	Mors 3mm double irrigation	Mors 5x15mm	Mors 4x10mm

Câbles bipolaires - 4,5 m
















CP393-2
Bowa Emc Lamidey Valleylab












CP393-3
Erbe Storz Wolf












CP393-4
Aesculap Berchtold Martin

Semi-démontable			
Inserts - Tubes			Poignée
	Mors avec tube gainé Echelle 1/1	Longueur utile	N° Pages
	 Insert Babcock	CEV391I 335 mm	   Rotatif 8 -> 11
	 Insert ciseaux courbes lames crantées 8 mm	CEV393I 330 mm	
	 Insert ciseaux droits lames crantées 8mm	CEV394I 330 mm	
	 Insert mors fenêtrés 12x3,5mm	CEV395I 335 mm	
	 Insert mors striés alligator 6 mm	CEV396I 330 mm	
	 Insert dissector courbure moyenne à gauche 10 mm	CEV398I 340 mm	
	-	-	
	-	-	
 CEV39L Raccord luer lock pour lavage insert et tube			 

NON démontable			
Instruments complets			
Mors Echelle 1/1	Poignée		Longueur utile
 Pince monopolaire mors Babcock		Revolver avec crémaillère longue monopolaire	CEV391B 355 mm
 Ciseaux droits monopolaires lames crantées 8mm		Revolver, monopolaire	CEV394B 350 mm
 Pince monopolaire mors fenêtrés 12x3mm		Revolver avec crémaillère longue monopolaire	CEV395B 355 mm
 Porte-aiguille mors droits tungstènes		Axiale	CEV992B 340 mm
 Porte-aiguille mors courbes tungstènes			CEV992C 340 mm



NON démontable			
Instruments complets : Pinces bipolaires			
Mors Echelle 1/1		Poignée	Longueur utile
<div></div> <p>Gayet Pince mors fenêtrés bipolaires 10x3mm, tube gradué à 100mm</p>		<div></div> <p>Ergonomique, bipolaire</p>	CEV397BG 305mm
<div></div> <p>1/3</p>			
<div></div> <p>Pince mors striés spatulés bipolaires</p>		<div></div> <p>Ergonomique, bipolaire</p>	CEV397C 305mm
<div></div> <p>1/3</p>			
<div></div> <p>Pince mors striés bipolaires 1,5mm</p>		<div></div> <p>Revolver, bipolaire</p>	CEV397 305mm
<div></div> <p>1/3</p>			

Pince de Cadière




Palpeur




Crochets monopolaires




Aspirateurs irrigateurs



Pousse-noeud




Trocarts




Echelle 1/1

				Longueur utile	
				50 mm	80 mm
Mandrin		mousse		CEV8143A4	CEV143A4
		pointu		CEV8143A3	CEV143A3
Joint capuchon		Vert		CEV103P6 Pack 6	
Tête de trocart		à valve aimantée		CEV177A3	
		à valve silicone		CEV127T3	
Valve pour tête de trocart		Aimantée		CEV179A5 Pack 6	
		Silicone		CEV125P6 Pack 6	
Chemise		Avec robinet		CEV8143A7	CEV143A7
		Sans robinet		CEV8143B7	CEV143B7


Crochet monopolaire



Bistouri à lame rétractable















Aspirateurs irrigateurs



Pince mors à griffes pour discision









Semi-démontable			
Inserts - Tubes			Poignée
	Mors avec tube gainé Echelle 1/1	Longueur utile	N° Pages
	 Insert Babcock	CEV891I 235 mm	   Rotatif 8 -> 11
	 Insert ciseaux courbes lames crantées 8 mm	CEV893I 230 mm	
	 Insert ciseaux droits lames crantées 8mm	CEV894I 230 mm	
	 Insert mors fenêtrés 12x3,5mm	CEV895I 235 mm	
	 Insert mors striés alligator 6 mm	CEV896I 235 mm	
	 Insert dissecteur passe-fil courbure moyenne à gauche 10 mm	CEV898I 230 mm	
 <div>CEV39L Raccord luer lock pour lavage insert et tube</div> 			



NON démontable

Instruments complets







Mors Echelle 1/1	Poignée		Longueur utile
 Montupet Pince monopolaire mors Babcock		Revolver avec crémaillère longue monopolaire	CEV891M 200 mm
 Montupet Ciseaux droits monopolaires lames crantées 8mm		Revolver, monopolaire	CEV894M 220 mm
 Montupet Pince monopolaire mors fenêtrés 12x3mm		Revolver avec crémaillère longue monopolaire	CEV895M 195 mm






NON démontable

Instruments complets : pinces bipolaires

Mors Echelle 1/1	Poignée		Longueur utile
 Pince mors striés bipolaires 1,5mm		Revolver, bipolaire	CEV897 250 mm
 1/3			
 Pince mors spatulés bipolaires		Ergonomique, bipolaire	CEV897C 250 mm
 1/3			




















NON démontable

Instruments complets

Instruments Monopolaires Porte-aiguille

Mors Echelle 1/1	Poignée	Longueur utile
 De Lagaussie Pince mors fenêtrés 12x3mm	 Axiale, monopolaire	CEV995M 220 mm
 De Lagaussie Ciseaux droits monopolaires lames crantées 8mm	 Axiale, monopolaire	CEV996M 220 mm
 De Lagaussie Pince monopolaire mors striés alligator 6mm	 Axiale, monopolaire	CEV997M 210 mm
 De Lagaussie Dissecteur monopolaire courbure moyenne à gauche 10mm	 Axiale, monopolaire	CEV998M 220 mm
 Page 43		
 Montupet Porte-aiguille mors droits tungstènes	 Revolver avec crémaillère longue	CEV892 220 mm
 Reinberg Porte-aiguille mors droits	 Axiale	CEV992 220 mm
 Porte-aiguille mors courbes tungstènes	 Axiale	CEV992D 220 mm

Pince mors fenêtrés



MCLP20

180mm

Poignée revolver monopolaire

mors 8x3mm

Pince mors fenêtrés

MCLP25

L 100mm

Poignée axiale monopolaire

mors 8x3mm



Echelle 1/2

Longueur utile «L»

MCLP20

Pince mors striés alligator



MCLP30

L 95mm

Poignée axiale monopolaire

mors 8x3mm



MCLP30

Ciseaux courbes à droite



MCLP40

L 95mm

Poignée axiale monopolaire

lames 4mm



MCLP40

Crochet monopolaire



MCLP50

L 105mm



MCLP50

Trocart sans valve 55mm
avec mandrin mousse



MCLP10

Bague de fixation
pour trocart Ø 10mm



MCLP70

Echelle 1/2

Ecarteur double
2 valves mousses
180mm

MCLT10

petite taille

MCLT11

grande taille

**MCLT10****MCLT11**

Décolleur courbe 190mm

MCLT20

2mm

MCLT21

4mm

**MCLT20****MCLT21**

Porte-boule de coton



200mm - Ø 3mm

MCLT30

Poignée axiale

**MCLT30**

Décolleur Aspirateur

200mm - Ø 3mm

MCLT40

malléable

**MCLT40**

Aspirateur à soupape et crépine

200mm - Ø 3mm

MCLT50

malléable

**MCLT50**




1/3



1/3

CEV504S3 Insert mors curettes pour biopsie Ø5mm et tube Ø5mm
Longueur utile 190mm pour CEV504PS

CEV504S5 Insert mors curettes pour biopsie Ø3mm et tube Ø5mm
Longueur utile 190mm pour CEV504PS




1/3


CEV504PS



La poignée est restérilisable


CEV504PS Poignée axiale pour inserts CEV504S3 et CEV504S5






CEV100-3

1/3



7874MF-34
7874MF-40



7874MF-61

Paniers inox perforés

7874MF-34	Panier 340x200x80mm et couvercle
7874MF-40	Panier 400x200x90mm et couvercle
7874MF-61	Panier 610x180x80mm et couvercle
CEV100-3	3 Paniers pour 7874MF-6



3717001

Panier 530x255x150mm et couvercle, 3 niveaux



MCOS10SC

Panier 385x256x128mm et couvercle de Selesnick, 2 niveaux



MCO731^(D)

Spray lubrifiant
pour instruments chirurgicaux



CEV56

Capuchon inox
pour raccord luer-lock
instruments non démontables
Pack 6



CEV57

Capuchon silicone
pour raccord luer-lock
instruments non démontables
Pack 6

^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

3

3717001 85

7

7874MF-34 85

7874MF-40 85

7874MF-61 85

C

CET105-1 70

CET105-2 70

CET105-3 70

CET110-1 70

CET110-2 70

CET110-3 70

CET112-1 70

CET112-3 70

CET112T2 70

CET525 70

CEV24F 62

CEV24G 62

CEV39L 72,78

CEV56 85

CEV57 85

CEV60-120 62

CEV60-150 62

CEV65 62

CEV81 60

CEV100-3 85

CEV101 61

CEV103-5 61

CEV103-10 61

CEV103AH 61

CEV103G3 75,77

CEV103G5 61

CEV103GH 61,75

CEV103P 61

CEV103P6 63,69,76

CEV104I 26

CEV104M 28

CEV105 67

CEV105I 67

CEV105P6 64,67,68,69

CEV107I 70

CEV110I 67

CEV110P6 65,67,68,69

CEV112I 67

CEV112P6 66,68,69

CEV114M 28

CEV122I 67

CEV125P6 64,76

CEV125Q6 65,66

CEV127T 64

CEV127T3 76

CEV127T10 65

CEV127T12 66

CEV130 55

CEV132 53

CEV133 55

CEV133-1 55

CEV134 53

CEV134BG 53

CEV135-5 57

CEV136 53

CEV143A3 76

CEV143A4 76

CEV143A7 76

CEV143B7 76

CEV145-3 68

CEV145-4 68

CEV145-6 68

CEV145-7 68

CEV145A3 64

CEV145A5 64

CEV145A6 64

CEV145A7 64

CEV145B6 64

CEV145B7 64

CEV150-3 65,68

CEV150-4 65,68

CEV150-6 68

CEV150-7 68

CEV150A6 65

CEV150A7 65

CEV150B6 65

CEV150B7 65

CEV153 69

CEV155 69

CEV155-1 69

CEV155A 69

CEV155B 69

CEV155P 69

CEV156 69

CEV156A 69

CEV172-1 68

CEV172-3 68

CEV172A3 66

CEV172A4 66

CEV172A6 66

CEV172A7 66

CEV172B6 66

CEV172B7 66

CEV177-5 68

CEV177-12 68

CEV177A3 76

CEV177A5 64

CEV177A10 65

CEV177A12 66

CEV178-5 68

CEV179A5 64,76

CEV179A10 65

CEV179A12 66

CEV181 69

CEV181-1 69

CEV181A 69

CEV203 75

CEV204 58

CEV204G45 58

CEV205 58

CEV207 58

CEV211 15

CEV220 13

CEV225 56

CEV225A 56

CEV229-1A 56

CEV229-2A 56

CEV229-3A 56

CEV229-4A 56

CEV229B 56

CEV230-1 56

CEV278-10 68

CEV278-12 68

CEV310 39

CEV321 15

CEV342 75

CEV342E 75

CEV350 75

CEV390B 75

CEV391B 73

CEV391I 72

CEV392D20 71

CEV392D30 71

CEV392G24 71

CEV392P20 71

CEV392R15 71

CEV392S20 71

CEV393I 72

CEV394B 73

CEV394I 72

CEV395B 73

CEV395I 72

CEV396I 72

CEV397 74

CEV397BG 74

CEV397C 74

CEV398I 72

CEV404 29

CEV405 3

CEV405BG 3

CEV406 5

CEV406I 4

CEV407 5

CEV407I 4

CEV410.....9	CEV515M.....13	CEV614-1.....12
CEV413.....58	CEV521.....11	CEV615-1.....12
CEV416.....58	CEV525.....3	CEV615H.....50
CEV417.....69	CEV525C.....3	CEV616I.....16
CEV418.....69	CEV525M.....3	CEV617I.....12
CEV419.....69	CEV526.....31	CEV618-5N.....48
CEV420.....11	CEV530.....9	CEV620-1.....12
CEV421.....11	CEV531-2.....19	CEV621-1.....10
CEV423.....58	CEV531-3.....19	CEV622I.....39
CEV425.....58	CEV532.....19	CEV623-1.....26
CEV430.....21	CEV532I.....18	CEV625-1.....2
CEV431-65.....35	CEV533-2.....9	CEV625C.....2
CEV432.....9	CEV535.....33	CEV625D.....2
CEV433.....9	CEV538-10.....24	CEV625E.....6
CEV433-1.....8	CEV538T.....22	CEV625H.....50
CEV433D.....6	CEV538T5.....23	CEV625P.....6
CEV433H.....8	CEV540-5.....23	CEV625P1.....2
CEV435-1.....33	CEV540-10.....24	CEV626-1.....30
CEV435-2.....33	CEV544.....23	CEV627I.....30
CEV438.....62	CEV544I.....22	CEV628-5N.....48
CEV438B.....62	CEV560.....38	CEV628-10.....46
CEV440.....63	CEV560-1.....38	CEV628P5.....42
CEV442.....25	CEV565.....38	CEV630-1A.....54
CEV442E.....25	CEV566.....38	CEV630C.....54
CEV443.....57	CEV567.....38	CEV632-1A.....52
CEV444.....70	CEV568.....38	CEV633-1A.....54
CEV445-5.....25	CEV570.....31	CEV633H.....50
CEV445I.....25	CEV580-2.....53	CEV634-1A.....52
CEV448.....63	CEV580-3.....55	CEV635-1.....32
CEV449G.....63	CEV600H.....50	CEV636-1A.....52
CEV453.....58	CEV601-1.....20	CEV637I.....52
CEV453A.....58	CEV601P.....20	CEV638-5N.....48
CEV455.....63	CEV602-1.....10	CEV641-1.....18
CEV456.....62	CEV603I.....39	CEV641D.....17
CEV460.....5	CEV604-1.....26	CEV641F.....17
CEV470.....3	CEV605-1.....26	CEV642-1.....18
CEV470-1.....5	CEV605-3.....26	CEV642H.....50
CEV500-A10.....24	CEV605BGP.....27	CEV642HD.....50
CEV500T.....22	CEV605G.....26	CEV642TF.....17
CEV500T5.....23	CEV605GP.....27	CEV643I.....17
CEV501.....21	CEV605GT.....26	CEV646B5.....41,43,45,51
CEV501-2.....21	CEV606-1.....14	CEV647B5.....41,43,45,51
CEV502.....11	CEV607.....27	CEV648B5.....41,43,45,51
CEV503.....29	CEV607-1.....27	CEV649-5B.....41,43,45,51
CEV504PS.....84	CEV607C.....27	CEV649-5N.....48
CEV504S3.....84	CEV607D.....27	CEV649-10B.....47
CEV504S5.....84	CEV608-1.....34	CEV649B5.....41,43,45,51
CEV505.....33	CEV608D.....34	CEV649BGP.....27
CEV506.....15	CEV610-1.....8	CEV649C5.....27,41,43,45,51
CEV508.....35	CEV611-1.....14	CEV649G5.....7
CEV511.....15	CEV611H.....50	CEV649M5.....7
CEV511M.....15	CEV612-1.....14	CEV649P5.....49
CEV512.....15	CEV612D.....16	CEV649X5.....47
CEV514M.....28	CEV612LH.....50	CEV650T.....22
CEV515.....13	CEV613-1.....14	CEV650T5D.....23

CEV651-1	20	CEV980-3.....	59	CEV8605G	26
CEV652I.....	20	CEV980A.....	59	CEV8605GT	26
CEV653-1.....	29	CEV980B.....	59	CEV8607-1	27
CEV658-10	46	CEV984.....	59	CEV8611H	50
CEV660-1	4	CEV985.....	59	CEV8612-1	14
CEV661I	4	CEV992.....	81	CEV8612D	16
CEV669B	52,54	CEV992B	73	CEV8612LH	50
CEV669BG	52,54	CEV992C.....	73	CEV8615-1	12
CEV669E	50	CEV992D.....	81	CEV8615H	50
CEV670-1.....	2	CEV995M.....	81	CEV8616I.....	16
CEV670D.....	6	CEV996M.....	81	CEV8621-1	10
CEV671-1.....	4	CEV997M.....	81	CEV8625-1.....	2
CEV700T5.....	23	CEV998M.....	81	CEV8625C	2
CEV700T5D	23	CEV1019-5B	40	CEV8625D	2
CEV720.....	49	CEV1019-5N.....	48	CEV8625E.....	6
CEV720B.....	49	CEV1039-5-B	40	CEV8625H	50
CEV720BR.....	44	CEV1039-5N	48	CEV8627I.....	30
CEV720R	44	CEV1039G5	40	CEV8633H	50
CEV721.....	11	CEV1059-10B	46	CEV8641-1	18
CEV725	3	CEV2295A	56	CEV8642-1	18
CEV728BR.....	46	CEV6185R.....	42	CEV8642H.....	50
CEV728BR5	44	CEV6285R.....	42	CEV8642HD.....	50
CEV728T5.....	42	CEV6385R.....	42	CEV8646B5	41,43,45,51
CEV728T10.....	46	CEV6795B.....	52,54	CEV8647B5	41,43,45,51
CEV738-5.....	23	CEV7145A3.....	64	CEV8648B5	41,43,45,51
CEV738T5.....	23	CEV7145A5.....	64	CEV8649-5-B.....	41,43,45,51
CEV740-5	23	CEV7145A6.....	64	CEV8649-5N.....	48
CEV744T5.....	23	CEV7145A7.....	64	CEV8649B5	41,43,45,51
CEV760.....	5	CEV7145B6.....	64	CEV8649BGP	27
CEV804	28	CEV7145B7	64	CEV8649C5.....	27,41,43,45,51
CEV805I	67	CEV7285R.....	44	CEV8649GP	27
CEV821G.....	11	CEV7625I	7	CEV8649P5	49
CEV825	56	CEV7660I	7	CEV8649X5.....	47
CEV830.....	55	CEV8103D5	61	CEV8650T.....	22
CEV834	53	CEV8103G5	61	CEV8660-1	4
CEV844.....	77	CEV8104I.....	26	CEV8670D.....	6
CEV890	77	CEV8107I	70	CEV9103D5	61
CEV890C.....	77	CEV8143A3.....	76	CEV9103G5	61
CEV891I	78	CEV8143A4.....	76	CEV9104I.....	26
CEV891M.....	79	CEV8143A7.....	76	CEV9107I.....	70
CEV892	81	CEV8143B7	76	CEV9134BG	53
CEV893I.....	78	CEV8145A3.....	64	CEV9145A3.....	64
CEV894I.....	78	CEV8145A5.....	64	CEV9145A5.....	64
CEV894M	79	CEV8145A6.....	64	CEV9145A6	64
CEV895I.....	78	CEV8145A7.....	64	CEV9145A7.....	64
CEV895M	79	CEV8145B6.....	64	CEV9145B6.....	64
CEV896.....	77	CEV8145B7	64	CEV9145B7	64
CEV896I.....	78	CEV8407I.....	4	CEV9150A3	65
CEV897	80	CEV8434I.....	8	CEV9150A4	65
CEV897C.....	80	CEV8445I.....	25	CEV9150A6	65
CEV898	77	CEV8500T	22	CEV9150A7	65
CEV898I.....	78	CEV8538T	22	CEV9150B6	65
CEV898L.....	77	CEV8544I.....	22	CEV9150B7.....	65
CEV904	28	CEV8604-1.....	26	CEV9172A3	66
CEV965.....	23	CEV8605-1.....	26	CEV9172A4.....	66

CEV9172A6.....	66
CEV9172A7.....	66
CEV9172B6.....	66
CEV9172B7.....	66
CEV9229-1.....	56
CEV9407I.....	4
CEV9445I.....	25
CEV9500T.....	22
CEV9538T.....	22
CEV9544I.....	22
CEV9605-1.....	26
CEV9605G.....	26
CEV9605GT.....	26
CEV9607-1.....	27
CEV9611-1.....	14
CEV9611H.....	50
CEV9612-1.....	14
CEV9612D.....	16
CEV9612LH.....	50
CEV9614-1.....	12
CEV9615-1.....	12
CEV9615H.....	50
CEV9617I.....	12
CEV9620-1.....	12
CEV9625-1.....	2
CEV9625C.....	2
CEV9625D.....	2
CEV9625H.....	50
CEV9627I.....	30
CEV9630-1A.....	54
CEV9633H.....	50
CEV9634-1A.....	52
CEV9641-1.....	18
CEV9642H.....	50
CEV9642HD.....	50
CEV9646B5.....	41,43,45,51
CEV9647B5.....	41,43,45,51
CEV9648B5.....	41,43,45,51
CEV9649-5-B.....	41,43,45,51
CEV9649-5N.....	48
CEV9649B5.....	41,43,45,51
CEV9649BGP.....	27
CEV9649C5.....	27,41,43,45,51
CEV9649P5.....	49
CEV9649X5.....	47
CEV9650T.....	22
CEV9660-1.....	4
CEV9670D.....	6
CEV9700T5D.....	23
CEV9738T5.....	23
CEV9744T5.....	23
CEV10195C.....	40
CEV10195D.....	40
CEV10195NA.....	48
CEV10195R.....	40

CEV10395D.....	40
CEV10395R.....	40
CEV72810R.....	46
CEV82291.....	56
CEV86341A.....	52
CEV86361A.....	52
CEV86795B.....	52,54
CEV96321A.....	52
CEV96331A.....	54
CEV96361A.....	52
CEV96795B.....	52,54
CEV102910R.....	46
CEV864910B.....	8,47
CEVA101.....	36
CEVA102.....	36
CEVA103.....	36
CEVA104.....	36
CEVA110.....	37
CEVA112.....	33
CEVA528.....	37
CEVA529.....	37
CM104.....	28
CM106.....	28
CM107.....	70
CM109.....	57
CM110.....	13
CM111.....	15
CM112.....	15
CM113.....	15
CM115.....	13
CM120.....	13
CM131.....	55
CM170-1.....	62
CM170-2.....	62
CM170-3.....	62
CM201.....	60
CM201-9.....	60
CM217S ^(D)	60
CM20128H-5.....	60
CM20128H-10.....	60
CM20132H-5.....	60
CM20132H10.....	60
CM20132L-5.....	60
CM20140H5.....	60
CP391E.....	27,41,43,45,57
CP391M.....	27,41,43,45,57
CP391V.....	27,41,43,45,57
CP393-2.....	51,71
CP393-3.....	51,71
CP393-4.....	51,71

M

MCEN54P.....	52,54
MCLP10.....	82
MCLP20.....	82

MCLP25.....	82
MCLP30.....	82
MCLP40.....	82
MCLP50.....	82
MCLP70.....	82
MCLT10.....	83
MCLT11.....	83
MCLT20.....	83
MCLT21.....	83
MCLT30.....	83
MCLT40.....	83
MCLT50.....	83
MCO731 ^(D)	85
MCOS10SC.....	85

S

SM63 ^(D)	57
SM65 ^(D)	57

^(D) Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

Fabricants :



Integra MicroFrance SAS (France)
Le Pavillon ■ 03160 Saint Aubin le Monial ■ France



Medtronic Xomed
6743 Southpoint Drive N.
Jacksonville 32216-0980 ■ Florida USA



Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands



HEMODIA SAS
85, rue du Chêne Vert
31670 LABEGE ■ France



Fabricants avec produits du catalogue uniquement de classe I

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co.
Mühlentagen
D-20539 Hamburg ■ Allemagne



Swann Morton Ltd
Penn Works ■ Owlerton Green ■ Sheffield
South Yorkshire S6 2BJ ■ Royaume Uni

Informations supplémentaires pour les clients Europe, Moyen-Orient, Afrique :

Attention : la loi restreint la vente de ces appareils à des médecins ou suite à leur prescription.

Toutes les références mentionnées dans ce document sont marquées CE en accord avec la directive du conseil Européen 93/42/EEC sur les dispositifs médicaux et ses amendements. Les références qui ne sont pas des dispositifs médicaux sont identifiées avec la mention "PRODUIT NON DISPOSITIF MEDICAL".

Tous les textes et diagrammes contenus dans ce catalogue sont à considérer comme des notes d'orientations et sont à but illustratif seulement. Aucune information contenue dans ce catalogue n'a pour but de se substituer au mode d'emploi présent dans chaque emballage des produits Integra. Veuillez toujours vous référer au mode d'emploi approprié pour les instructions cliniques complètes. Pour des informations supplémentaires techniques et cliniques sur les produits Integra, veuillez contacter votre spécialiste Integra.

Lire attentivement la notice d'instructions du produit.

La disponibilité de ces produits peut varier d'un pays ou d'une région à l'autre du fait de procédures d'enregistrement réglementaires ou de conditions de vente locales spécifiques.

Les produits identifiés par le symbole ⁽¹⁾ sont distribués par Integra MicroFrance SAS (France).

Produits de classe I, IIa. Pour plus d'informations sur la classe des produits, veuillez contacter le Service Client Integra.

Date de dernière révision: 06/2015

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service client :

Europe, Moyen-Orient, Afrique

France / International : +33 (0) 470 67 98 00 ■ +33 (0) 470 67 98 20 (Fax) ■ microfrance@integralife.com
Royaume-Uni : +44 (0) 1264 312 725 ■ +44 (0) 1264 312 821 (Fax) ■ custsvuk@integralife.com
Allemagne : +49 (0) 2102 5535 6200 ■ +49 (0) 2102 5536 636 (Fax) ■ custsvgermany@integralife.com
Benelux: +32 (0)2 257 4130 ■ +32 (0)2 253 2466 (Fax) ■ custsvcbenelux@integralife.com
integralife.eu/contact

MicroFrance, Integra et le logo Integra sont des marques enregistrées de Integra LifeSciences Corporation ou de ses filiales aux USA et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques et noms de produits sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

©2015 Integra LifeSciences Corporation. Tous droits réservés.

Imprimé en France. 0328572-1-FR.

DOCUMENT DESTINE A L'EUROPE, AU MOYEN-ORIENT ET A L'AFRIQUE UNIQUEMENT.