



# Integra<sup>®</sup> MicroFrance<sup>®</sup>

## Catalogue Integra ORL - Cou

<b>Table des matières</b>	ii	<b>Chirurgie cervicale</b>	16
<b>Informations sur les commandes et garanties</b>	vi	Dilatateur	16
<b>Indications / Contre-indications</b>	vii	Crochet	16
<b>Consultation</b>	2	Sonde	16
Miroir laryngé sur manche	2	Pince à disséquer le nerf facial	16
Abaisse-langue	3	Cisaille	16
<b>Cadre ouvre-bouche</b>	4	Ciseaux en «S»	16
Lame voute palatine	4	Dissecteur	16
Protège-dents	5	<b>Micro chirurgie</b>	17
<b>Abaisse-langue pour ouvre-bouche</b>	6	Micro canule à irrigation	17
<b>Ouvre-bouche de Morinière</b>	8	Micro clamp vasculaire	17
Présentation de l'ouvre-bouche	8	Micro pince à disséquer	17
Composition de l'ouvre-bouche	9	Pince de joaillier	17
Set Instruments complémentaires	10	Micro porte-aiguille	18
<b>Abaisse-langue</b>	11	Micro ciseaux	18
Abaisse-langue aspirateur à panier	11	Container	18
Abaisse-langue double à panier	11	Tapis silicone	18
Abaisse-langue fenêtré	11	<b>Décolleur rugine</b>	19
<b>Pince à amygdales végétations</b>	12	Décolleur courbe	19
Pince à griffes	12	Décolleur double	19
Pince hémostatique à amygdales	12	Rugine courbe double	19
Pince à végétations	12	<b>Bistouri</b>	20
<b>Instruments à amygdales végétations</b>	13	Manche de bistouri	20
Décolleur et Peigne	13	Lames de bistouri	20
Décolleur et Peigne aspirateur monopolaire	13	<b>Rugine courbe</b>	21
Micro pointe monopolaire	13	<b>Ecarteur</b>	23
Décolleur double	13	Ecarteur double 2 valves mousses	23
Décolleur courbe	13	Crochet pointu	23
Curette droite	13	Ecarteur mousse	23
Micro faux pointe mousse	13	Ecarteur articulé	23
Aspirateur	13	Ecarteur 2 griffes	24
Décolleur et écarteur	13	Ecarteur 3 griffes	24
Manche de bistouri	13	Ecarteur 4 griffes	24
<b>Couteau à végétations</b>	14	Ecarteur double 3 griffes	24
Sans panier	14	<b>Ecarteur autostatique grand modèle</b>	25
A panier	14	<b>Lame malléable écarteur - Ecarteur double</b>	26
<b>Serre-noeud, amygdalotome</b>	15	<b>Ecarteur mousse - Ecarteur double</b>	27
Amygdalotome lame	15	Ecarteur double en «S»	27
Amygdalotome poignée	15	Ecarteur mousse 2 griffes	27
Serre-noeud	15	Ecarteur mousse 4 griffes	27
Anse fil d'acier	15	<b>Ciseaux pointus courts</b>	28
Fil d'acier inox	15	<b>Ciseaux pointus longs</b>	29

<b>Ciseaux mousses courts</b>	30	<b>Pince hémostatique fine</b>	51
Lames courbes mousses	30	Droite sans griffes	51
Lames droites mousses	30	Droite à griffes	51
<b>Ciseaux mousses longs</b>	31	Courbe sans griffes	51
<b>Ciseaux Metzenbaum petits</b>	32	Courbe à griffes	51
Lames courbes mousses	32	<b>Pince hémostatique moyenne</b>	52
Lames courbes mousses tungstène	32	Droite sans griffes	52
Lames droites mousses	32	Droite à griffes	52
<b>Ciseaux Metzenbaum grands</b>	33	Courbe sans griffes	52
<b>Ciseaux de Mayo</b>	34	<b>Pince à préhension</b>	53
Lames courbes mousses	34	Pince à champs	53
Lames droites mousses	34	Pince à griffes en «T»	53
Lames droites pointues	34	Pince à 2x3 griffes	53
<b>Ciseaux lames baïonnettes petits</b>	35	Pince striée	53
Lames crantées	35	Pince à griffes	54
Lames crantées tungstène	35	Pince droite à griffes	54
<b>Ciseaux lames baïonnettes grands</b>	36	Pince hémostatique fenêtrée	54
<b>Pince à disséquer fine</b>	37	<b>Aspirateur à soupape</b>	55
Pince à griffes et plateaux	37	<b>Oesophagoscope</b>	56
Pince striée	37	Aspirateur boutonné à crépine	56
Pince à griffes	37	Micro pinces	56
<b>Pince à disséquer Adson</b>	38	Œsophagoscope	56
<b>Pince à disséquer moyenne</b>	39	Fibre à lumière froide	56
<b>Pince à disséquer 180mm</b>	41	Poignée pour tube Œsophagoscope	56
<b>Pince à disséquer 200mm</b>	42	Container	56
<b>Pince à disséquer bipolaire moyenne</b>	43	<b>Hypopharyngoscope</b>	57
<b>Pince à disséquer bipolaire 200mm</b>	44	Micro pinces	57
<b>Pince bipolaire avec irrigation</b>	45	Hypopharyngoscope	57
<b>Pince à disséquer monopolaire moyenne</b>	46	Aspirateur boutonné à crépine	57
<b>Pince à disséquer monopolaire longue</b>	47	<b>Diverticuloscope</b>	58
<b>Porte-aiguille mors tungstène</b>	48	Aspirateur boutonné à crépine	58
Mors tungstène	48	Diverticuloscope	58
Mors tungstène diamantés	48	<b>Suspension, Lumière froide</b>	59
Mors tungstène lisses	48	Bras de suspension appui thoracique débrayable	59
Mors tungstène striés	48	Plaque pour bras de suspension	59
Mors tungstène forts	48	Tablette de Mustard	59
<b>Porte-aiguille mors tungstène long</b>	49	Cavalier pour tablette	59
<b>Porte-aiguille Stratte, Porte-aiguille ciseaux</b>	50	Câble à lumière froide	59
		Raccords câble Lumière froide	59
		<b>Laryngoscope ouvert</b>	60
		<b>Laryngoscope sans aspiration</b>	61
		<b>Laryngoscope avec aspiration</b>	62
		<b>Laryngoscope de Sataloff</b>	63

<b>Micro aspirateur</b>	64	<b>Instruments divers</b>	73
Aspirateur raccord olivaire	64	Chemise-guide fibre laser	73
Aspirateur boutonné à crépine	64	Micro canule à irrigation laryngée	73
Aspirateur gainé à soupape	64	Micro pince écarteur (chirurgie corde vocale)	73
Aspirateur à soupape	64	Micro écarteur mousse	73
Aspirateur double	64	Porte-aiguille	73
Aspirateur de Sataloff	64		
<b>Instruments de Bouchayer</b>	65	<b>Micro coagulation</b>	74
Pince mors striés	65	Micro pointe baïonnette monopolaire	74
Pince mors en cœur	65	Aspirateur à soupape monopolaire	74
Pince mors curettes	65	Micro pinces bipolaires	74
Pince mors curettes mors ovale	65		
<b>Micro ciseaux, bistouris</b>	66	<b>Micro injection</b>	75
Bistouri falciforme	66	Pistolet pour injection	75
Bistouri lancéolé	66	Raccord luer-lock	75
Bistouri lancéolé démontable	66	Aiguilles à injection en baïonnette	76
Manche de bistouri et lames	66	Aiguilles à injection droite	76
Micro ciseaux laryngés	66	Aiguilles à injection droite malléable	76
		Injecteur Oro-trachéal	77
		Aiguille à injection Oro-trachéal	77
<b>Micro décolleur - 320mm</b>	67	<b>Set d'Henry - 3.0mm</b>	78
<b>Instruments de Abitbol</b>	68	Pince mors fenêtrés	78
Micro aspirateur gainé à soupape	68	Pince mors striés alligator	78
Pince monopolaire et aspirante	68	Ciseaux	78
		Trocart	78
<b>Instruments de Sataloff</b>	69	Bague de fixation	78
Micro Bistouris	69	Crochet monopolaire	78
Micro crochets mousses	69	Palpateur	78
Micro décolleurs	69		
Micro écarteur	69	<b>Set de Terris</b>	79
Miroir	69	Ecarteur double	79
Micro palpateur	69	Décolleur courbe	79
Micro curette à kyste	69	Porte-boule de coton	79
Poignée porte instruments	69	Décolleur aspirateur malléable	79
Pince mors curettes	70	Aspirateur malléable à soupape et crépine	79
Pince mors en cœur	70		
Pince mors striés	70		
Container	71		
<b>Instruments de Benninger</b>	72		
Ciseaux	72		
Pince mors curettes	72		
Pince mors en cœur	72		
Pince mors striés	72		
Porte-aiguille	72		
Pousse-noeud	72		



<b>Instrumentation mini invasive Ø 3,5mm</b>	80
Crochets monopolaires	80
Bistouri à lame rétractable	80
Aspirateur irrigateur	80
Pincés bipolaires	81
Pincés monopolaires	81
Ciseaux monopolaires	81
Porte-aiguille	81
Instruments monopolaires de De Lagausie	82
Dissecteur monopolaire	82
Trocant	83
Mandrin	83
Tête de trocant	83
Valve pour tête de trocant	83
Chemise de trocant métal lisse	83
Joint pour trocant	83
<b>Panier inox, Cupule, Plateau inox, Lubrifiant</b>	84
<b>Panier plastique</b>	85
<b>Panier plastique grande taille</b>	86
<b>INDEX numérique</b>	88

**Prix :**

Les prix mentionnés dans le cadre de devis particuliers établis par écrit sont fermes pendant trente jours à compter de la date du devis, et sont autrement sujets à modification sans préavis. Les conditions de prix qui sont énoncées dans les contrats écrits sont régies par lesdits contrats.

**Montant minimum de commande :**

Le montant minimum de commande est de 250 € (Integra se réserve le droit d'appliquer des frais de manutention de 20 € ainsi que des frais de transport pour toute commande d'un montant inférieur à 250 €). Pour les commandes d'unité partielle, contacter le service clients pour obtenir un devis.

**Frais de traitement administratif des commandes :**

Pour toute commande, des frais pourront être appliqués.

**Procédure de commande :**

Pour l'achat des produits Integra MicroFrance®, un bon de commande écrit est requis.

**Acceptation des commandes :**

Les commandes sont acceptées sur l'approbation du service clients d'Integra MicroFrance.

**Procédure de retour des produits :**

- L'autorisation du service clients doit être obtenue avant tout retour de produit.
- Les produits stériles doivent être renvoyés dans leur conditionnement non ouvert et non endommagé, emballés de façon à prévenir tout dégât.
- Les produits non stériles doivent être renvoyés dans leur emballage d'origine, sans avoir été utilisés et dans un état permettant leur vente.
- Aucun crédit ne pourra être accepté pour les produits personnalisés ou faisant l'objet d'une commande spéciale.
- Un avoir sera accordé pour les marchandises retournées moins de quatre vingt dix jours après la date d'expédition, avec des frais de restockage de 20%, sous réserve que le produit retourné ne soit pas endommagé et que l'on puisse vérifier qu'il n'a pas été utilisé ou ouvert.

**Garantie limitée d'Integra**

Pour connaître les garanties applicables, merci de vous référer aux garanties précisées dans l'emballage de chaque produit.

**Contacts Services Clients:****France / International**

+33 (0) 470 67 98 00  
+33 (0) 470 67 98 20 (Fax)  
microfrance@integralife.com

**Benelux**

+32 (0) 2 257 4130  
+32 (0) 2 253 2466 (Fax)  
custsvcbenelux@integralife.com

**Royaume-Uni**

+44 (0) 1264 312 725  
+44 (0) 1264 312 821 (Fax)  
custsvcuk@integralife.com

**Allemagne**

+49 (0) 2102 5535 6200  
+49 (0) 2102 5536 636 (Fax)  
custsvcgermany@integralife.com

## Instrumentation O.R.L. MicroFrance®


### INDICATIONS

- Tous les dispositifs médicaux présentés dans ce catalogue sont indiqués pour le diagnostic et/ou la chirurgie ORL.
- Les dimensions présentes dans ce document ne sont pas contractuelles et sont données à titre indicatif seulement.

### CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser dans d'autres indications que celles prévues (mentionnées) dans la notice d'instruction ou l'étiquetage.

Explications sur la présentation de ce catalogue



Explications sur le tableau référence produit et description complémentaire

#### Titre ou sous titre

description complémentaire globale

Réf. produit1 description complémentaire1

Réf. produit2 description complémentaire2

## Miroir laryngé sur manche

	8mm	10mm	12mm
	3734048	3734049	3734050
	14mm	16mm	18mm
	3734051	3734052	3734053
	20mm	22mm	24mm
	3734147	3734054	3734055
	26mm	28mm	30mm
	3734056	3734057	3734058
	170mm		
	3734057		

Check



Double

155mm

3714450

Doyen



Double

150mm - Pack 10

7798T<sup>(D)</sup>

Doyen



Double

150mm - Pack 10

7798T1<sup>(D)</sup>

Abaisse-langue

Canuyt



Abaisse-langue fenêtré

185mm

7796

<sup>(D)</sup> Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

Mac-Ivor



3734152

Kilner



Lame voute palatine


7803B

7803C

Echelle 2/3

April

Davis-Boyle



Echelle 1/2

## Chabolle



150mm

40x80mm


MCR2A

40x90mm

MCR3A

MCR2A

## Dingmann



Dingmann


1	3734060	24x52mm
2	3734061	28x55mm
3	3734062	30x68mm

Mac-Ivor

1	3734066	23x74mm
2	3734067	25x90mm
3	3734068	26x100mm

3734061

## Davis



1	3734075	20x36mm
2	3734077	24x69mm
3	3734079	25x83mm
4	3734081	26x95mm
5	3734082	27x112mm

3734077

## Kilner



30x60mm

7803S-1

35x70mm

7803S-2

40x75mm

7803S-3

## Davis-Boyle



25x105mm

7802S-5

25x90mm

7802S-4

25x75mm

7802S-3

25x60mm

7802S-2

20x25mm

7802S-1



Echelle 1/2

**Masson**

140mm

7809MF


**Doyen**

7821B

120mm

7821A

140mm




7821B

**Seemann-Seiffert**

7805-11

7805-11 11mm 160mm

7805-13 13mm 180mm


**Jennings**

7804-13

7804-9 9mm 140mm

7804-11 11mm 160mm

7804-13 13mm 180mm

**Dingmann**

3734059

Avec 3 abaisse-langues



**Denhardt**

30mm

3734151



## Présentation de l'ouvre-bouche pour chirurgie mini invasive endoscopique



Echelle 1/2

MCL206A1

MCL206C

MCL206P


Cadre MCL206C  
avec abaisse-langue MCL206A1  
et pièce intermédiaire MCL206P

## Composition de l'ouvre-bouche

### Cadre

Echelle 1/3

MCL2o6C



### Abaisse-langue

MCL2o6A1 35x120mm fenêtré



MCL2o6A2 35x120mm



MCL2o6A3 35x110mm



MCL2o6A4 40x85mm



MCL2o6A5 35x65mm



### Clé de serrage

MCL2o6K



### Pièce intermédiaire

MCL2o6P



## Instruments complémentaires

### Protège-dents

**7802P** Protège-dents (Pk 2)

**7960T40<sup>(D)</sup>** Protège-dents - (Pk 40)  
Usage unique

### Lumière froide

**MCL38N<sup>(D)</sup>** Câble à lumière froide 2200mm

### Raccords

**MCL170<sup>(D)(1)</sup>**

**MCL171<sup>(D)(1)</sup>**

**Wolf**

**MCL173<sup>(D)(1)</sup>**

**MCL174<sup>(D)(1)</sup>**

**Storz**

**MCL197<sup>(D)(1)</sup>**

**Olympus**



(1) Produit non dispositif médical


### Fibre à lumière froide

**MCL89-2** Fibre à lumière froide

### Suspension

**MCL76** Bras de Suspension

**MCL35** Plaque



### Aspirateurs

**MCL89-1** Aspirateur raccord olivaire

**MCL100** Aspirateur boutoné




### Container

**7874MF-34** Container 380x205x85mm  
340x200x80mm



### Tapis silicone

**MCM25-3** Tapis silicone



<sup>(D)</sup> Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

Photos à titre indicatif, sans échelle

Portmann



203mm

7857

Wieder



3734093

3734092

30mm

3734093

35mm

Lecouteur



160mm

7800MF

Le Mée



7797-2

170mm

7797-1

Petit

7797-2

Grand

Echelle 1/2

**Birkett**



200mm

7823

**Schmidt**



190mm

7822

**Négus**



200mm

7825

**White**



240mm

3731007

**Bourgeois**



200mm

7819

**Portmann**



200mm

7820

**Chatelier**



210mm

7826-1-7

Echelle 1/2



<sup>(D)</sup> Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

Echelle 1/2



7828-1-13

## Moure

220mm

	7828-1-10	6/10mm
	7828-1-13	8/13mm
	7828-1-16	10/16mm
	7828-1-19	12/19mm



7828-16

## Moure

220mm

	7828-10	6/10mm
	7828-13	8/13mm
	7828-16	10/16mm
	7828-19	12/19mm



3734007

## Barnhill

215mm

0	3734003	10mm
1	3734004	12mm
2	3734005	14mm
3	3734006	16mm
4	3734007	18mm



3734134

## Stubbs

220mm

0	3734131	11mm
1	3734132	14mm
2	3734133	16mm
3	3734134	18mm



7829-10

## Lermoyez

220mm



7829-10	5/10mm
7829-13	7/13mm
7829-16	9/16mm
7829-19	13/19mm



Echelle 1/2

Longueur utile «L»

Sluder

L 125mm



Lame amygdalotome

7808L-1

7808L-2

7808L-3



Poignée

7808M

Brünings




Anse

7813-1

Ø 0,40mm

Pack 20


L 130mm



Serre-noeud

7813

Vacher



Fil acier inox 70 m

7755-1-0-4 Ø 0.40mm

7755-1-0-5 Ø 0.50mm

7755-1-0-6 Ø 0.60mm



Serre-noeud

7810

Trousseau



Dilatateur

150mm

3734167

Laborde



45°

155mm

3734168

Laborde



80°

120mm

7840

Guerrier



Crochet

180mm

7838



Sonde

145mm

7839



Pince à disséquer  
le nerf facial

160mm

7830M

Echelle 1/2



Moure



Cisaille

200mm

7835

Guerrier



forme en  
«S»

Ciseaux en «S»

180mm

7921

Mixter-Baby



90°

140mm

3755129

O'Shaugnessy



90°

Dissecteur

180mm

7837-18

Redon



90°

140mm

7920

Longueur utile «L»

Micro canule à irrigation



MCM10-0-5 Ø 0,5mm  
MCM10-1-0 Ø 1,0mm L 30mm

Micro clamp vasculaire




MCM9<sup>(D)</sup>  
30mm

Micro clamp vasculaire - 55mm




Moyon

MCM13 L 13mm



Petit

MCM13-1 L 13mm




MCM13

Gilbert O'Brien


Micro pince à disséquer - 150mm



MCM4BISR



MCM4BISR  
Mors à griffes et plateaux



MCM4R  
Mors lisses à plateaux

Pince de joaillier



130mm

MCM973D3 n°3 3740068

MCM973D5 n°5 3740069



120mm

n°1



110mm

3740071 n°5



110mm

3740072

Mors coudés

<sup>(D)</sup> Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

Micro ciseaux

Micro porte-aiguille

**Vanas**



**MCM7BISR**

8,0mm  
Courbes mousses

**Vanas**



**MCM7R**

8,0mm  
Droits crantés



**MCM970**

8,0mm  
Courbes atraumatiques



**MCM7BISR**  
150mm



**MCM12R**  
150mm

**O'Brien**



**MCM12R**

5,0x0.30mm  
Mors lisses courbes

**Barraquer-Comtet**



**MCM1R**

8,0mm  
Mors lisses droits



à arrêt  
**3752011**  
140mm

**Castroviejo**



**3752011**

10,0mm  
Mors lisses courbes

**Castroviejo**




**3752008**

10,0mm  
Mors lisses droits



**MCEN136SC**

290x175x55mm - 270x160x35mm



**MCM25-3**

210x130mm

Lempert



160mm
3714115
2,0mm
3714116
3,0mm



190mm
CP985
5,0mm

Sébileau



180mm
MCO305
8,5mm

Freer



160mm
MCO803
2,5mm

Fleury



185mm
CP611
5,0mm

Howarth



220mm
CP625

Cottle




220mm
CP626

McKenty



240mm
CP627

## Bistouris



CP821B	100mm
CP821C	130mm
CP821D	150mm
CP821E	190mm

## Heavy



195mm

3724059

6,5mm

## Farabeuf



150mm

7787-10

10mm

## Fleury



170mm

MCO979

6,5mm

## Sébileau



150mm

CP825

4,0mm

## Plester



180mm

MCO988


7,5mm

<sup>(D)</sup> Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)


## Joseph



## Obwegeser



## Obwegeser-Tessier





## Army navy



210mm

3714018

## Farabeuf



140mm

7768-1

120mm

7768

## Desmarres



140mm

CP822-12

12mm

CP822-10

10mm

CP822-14

14mm

## Gillies



180mm

CP17

3,0mm

CP17-1

2,0mm

## Gillies



145mm

CP17-3

2,0mm

CP17-2

3,0mm



145mm

CP628

5,0mm

## Humby



110mm

CP941

Knapp

Blair

Guthrie

Volkman

Senn-Miller



150mm

3714027

8,0mm

3714028

Mousse



140mm

3714184



140mm

CP21-3

Pointu

CP21A-3

Mousse



130mm

3714044

2,0mm

Erigne



150mm

7782-1-2



180mm

CP335



160mm

CP609

3 griffes pointues

3714032

3 griffes mousses

## Weitlaner

160mm

0-28-7	Courbe pointu
3724333	Courbe mousse
3724244	Droit pointu
3724245	Droit mousse

0-28-7

## Weitlaner-Beckmann

165mm

7781

## House

165mm

1352248

Griffes mousses à droite

1352247

Griffes mousses à gauche

1352248

Malléable



Malléable

Echelle 2/3



CEV418

200mm - Pack 2


Descottes



CEV417

200mm - Pack 2

Mosnier



160mm

CEV419

Pack 2

Pessey



180mm

CP335P

Leroux-Robert



160mm

7923

Pack 2



105mm

CP353

Offret

105mm

CP356



Streiff

105mm

CP16-1 Lames courbes

CP16 Lames droites




Joseph

120mm

CP354A Lames courbes

CP354 Lames droites



Joseph

110mm

CP919A Lames courbes

CP919 Lames droites




Fox

110mm

CP358A Lames courbes

CP358 Lames droites



Kilner-jost



120mm

CP362

Courbe

Boetcher



180mm

CP997

Courbe

Brophy



150mm

CP367-1

CP367

Courbe

Droit

Joseph



150mm

CP355A

CP355

Courbe

Droit

## Shea

120mm

**CP637**

Lames courbes



## Stevens

115mm

**CP922B**

Lames courbes  
modèle «Angers»



## Bregeat

110mm

**CP363**

Lames courbes



## Stevens

110mm

**CP922A**

Lames courbes



## Stevens

110mm


**CP922**

Lames droites





Ragnell



150mm

CP616-15

courbe

Léger




150mm

CP365

courbe

Reynolds



160mm

CP921

courbe

Joseph



150mm

CP355C


courbe

130mm

CP616-13

courbe

## Metzenbaum



110mm

CP351-7	Lames courbes
CP351-6	Lames droites

## Lames Fines



150mm

CP931-1	Lames courbes
CP931	Lames droites

## Lames tungstène



150mm

CP351-3	Lames courbes
CP351-2	Lames droites



150vmm

3741065	Lames courbes
3741071	modèle fin



Fin

Standard


Standard

Fin

Standard



200mm  
CP931-5  
Courbe



180mm  
CP931-3  
Courbe

180mm  
CP351-1  
Courbe - standard



Courbe - Lames tungstènes  
180mm 230mm  
3741067 3741075

## Mayo



CP352-1



CP352-3

## Mayo-Stille



150mm

3741057

Ciseaux lames droites pointues



3741080

Mayo-Stille

150mm

170mm

Lames courbes

3741080

3741082

Lames droites

3741081

3741083

Mayo	150mm	170mm
Lames courbes	CP352-1	CP352-3
Lames droites	CP352	CP352-2

Tessier

Kaye

Kaye



160mm

CP914

Courbe



120mm

CP364

Courbe



150mm

3741011

Courbe - lames crantées



Lames crantées  
Tungstène

Lames crantées

115mm

3741017

Courbe  
lames crantées tungstène

Gorney

Kaye



200mm

CP357-2

Courbe



160mm

CP357-1


Courbe



190mm

3741016

Courbe



190mm

3741015

Droit



180mm

3741019

Courbe

Lames crantées tungstène

Lames crantées  
Tungstène

## Pince à griffes et plateaux



110mm

**CP37**

Griffes obliques et plateaux

110mm

**CP938-1**

Griffes horizontales et plateaux

**Castroviejo**

## Pince striée

## Pince à griffes



110mm

**CP332**



120mm

**CP414**

Mors 1,0mm



120mm

**7831A-12**

Mors 1,5mm



120mm

**CP406**

Mors 1,0mm



120mm

**7833A-12**

Mors 1,5mm



120mm

**CP400-1**

Mors 5x5

150mm

Adson



CP604-15

Mors 1,5mm

Striés

Adson



CP605-15

Mors 1,5mm

A griffes

Adson-Brown



CP606-15

Mors 7x7

120mm



Adson-Tubiana

Adson

Adson-Brown

M832	M833	CP604	CP605	3740027	CP606A	CP606	3740038
Mors 1,0mm	Mors 1,0mm	Mors 1,5mm	Mors 1,5mm	Mors 1,0mm	Mors 1,5mm	Mors 7x7	Mors 7x7
striée	à griffes	striée	à griffes	striés à griffes	Mors tungstène		Mors coudés



## Mac-Indoe



140mm

**CP934**

Dents obliques

## Mac-Indoe




140mm

**CP934-1**

striée

## Debakey

## Barraya



150mm

140mm

**CP415**

**7831A-15**

**CP407**

**7833A-15**

**CP988-15**

**CP933-14**

**CP400**

Mors 1,0mm

Mors 1,5mm

Mors 1,0mm

Mors 1,5mm

Mors 1,5mm

Mors 3x4

Mors 5x5

Cottle



110mm

3740067

14.0mm

Précelle



150mm

CP345

Barraya



160mm

CP933-16

3x4

Claoué



160mm

CP401

5x6

Mac-Indoe



170mm

CP936



150mm

3740015

2.0mm



150mm

3740019

2.0mm

Debaquey

Potts-Smith

Barraya



1.5mm  
7831A-18



1.5mm  
CP988-18



1.0mm  
CP409  
1x2



1.5mm  
7833A-18  
1x2



3.0mm  
3740090  
1x2



1.5mm  
CP933-18  
3x4



6x6  
CP400-2

## Gruenwald-Jansen



210mm

3711100



1.0mm

7832



2.0mm

7831A-20

## Debaquey



1.5mm

CP988-20



2.0mm

7833A-20

1X2

Câbles bipolaires - 4,5 m



CP393-2  
Bowa Emc Lamidey Valleylab



CP393-3  
Erbe Storz Wolf



CP393-4  
Aesculap Berchtold Martin

Magnan

Adson



110mm

CP392-1R

Mors 1x8mm



120mm

CP604BR

Mors striés



CP605BR

Mors à griffes



160mm

CP392-2R

Mors 1x8mm



CP392-8R

Mors 1x8mm



200mm

CP392BI

Mors 0,5x5mm



CP392BS

Mors 0,5x5mm



**CP392-3R**  
Droite  
Mors lisses  
1x8mm

**CP392-10R**  
Coudée  
Mors lisses  
1x8mm

**CP392-5R**  
Baïonnette  
Mors lisses  
1x8mm

**CP392-5R**  
Baïonnette  
Mors coudés  
1x8mm

Câbles bipolaires - 4,5 m



**CP393-2**  
Bowa Emc Lamidey Valleylab



**CP393-3**  
Erbe Storz Wolf



**CP393-4**  
Aesculap Berchtold Martin





Dousset



300mm

CEV392D30

Mors 3mm

Belghiti



230mm

CEV392D20

Mors 2mm



230mm

CEV392P20

Mors 2mm



Soubrane



230mm

CEV392S20

Mors 2mm

Gayet



240mm

CEV392G24

Mors 5x15mm

Partenski



210mm

CEV392R15

Mors 4x10mm

Câbles monopolaires - 4,5 m



**CP391E**  
Erbe Storz Wolf



**CP391M**  
Aesculap Berchtold Martin  
Erbe T Serie Lamidey



**CP391V**  
Bowa Emc Lamidey Valleylab

## Adson



110mm

**CP390-1**

Mors 1x8mm



120mm

**CP604M**

Mors striés



**CP605M**

Mors à griffes



160mm

**CP390-2**

Mors 1x8mm



**CP390-8**

Mors à griffes



Echelle 2/3

Longueur utile - «L»

Chambon



290mm L 260mm

CP390L26

Mors lisses 1x8mm



CP390-3

Mors lisses 1x8mm



230mm L 200mm

CP390-5

Mors coudés 1x8mm



CP390-7

Mors lisses 1x8mm

Câbles monopolaires 4.5 m



CP391E

Erbe Storz Wolf



CP391M


Aesculap Berchtold Martin  
Erbe T Serie Lamidey




CP391V

Bowa Emc Lamidey Valleylab

### Halsey





### Ryder



### Crile-Wood




### Becker



702T

CP1107

Crile-Wood



200mm

720T


Mayo-Hegar



200mm

3744032

Crile-Wood



180mm

701T

Mayo-Hegar



180mm

3744031



720T



701T

### Stratte

Porte-aiguille



210mm


7945T



7945T

### Olsen-Webster

Porte-aiguille Ciseaux




120mm

3744019




3744019

Hartmann-Mosquito




95mm

3755111	3755110
Courbe	Droite
sans griffes	



3755111

Halsted-Mosquito




120mm

3755102	3755101
Courbe	Droite
sans griffes	





3755102

Leriche



140mm


7867-1
Droite
Sans griffe



140mm

7867-4	7867-3
Courbe	Droite
Avec griffes	

Leriche




140mm

7867-2
Courbe
Sans griffe


7867-1

Halsted



120mm

P761-7	P761-8
Droite	Courbe
A griffes	




P761-7

## Crile

140mm - Sans griffes

Courbe

Droite



3755117


3755116

## Kelly

140mm - Sans griffes

Courbe

Droite



P762-2

3755114

160mm


P762-4

## Rochester-Péan

## Kocher

3755117

P762-2



170mm

3755133

Droite sans griffes


165mm

3755136

Courbe sans griffes

3755133

Kocher



Droite sans griffes


140mm

160mm

P764-1

P764-5

Kocher



Droite à griffes

140mm

160mm

180mm

P764-3

P764-7

P764-11

P764-3

## Backauss


Pince à champs

90mm

3755000

120mm

3755001



3755000

## Backauss-Roeder

Pince à champs



130mm

3755002

## Martel

Pince à griffes en «T»



130mm

P763




P763

## Péan

### Péan

Pince striée

140mm



P765-14

160mm

P765-16


### Terrier

Pince striée

130mm



P769



P765-14


## Chaput



7866-13

Pince à 2x3 griffes


130mm



7866-13

## Allis

Pince à griffes



3755161

150mm

4x5 griffes

3755160

140mm

3x4 griffes

3755162

150mm

5x6 griffes





Babcock

Ombredanne

Foerster



Pince à griffes

130mm

P771

Pince droite  
à griffes

160mm

3755100

Pince hémostatique  
fenêtrée

180mm

3755152

mors en cœur

Pince hémostatique  
fenêtrée

160mm

P770

mors en cœur



Wertheimer

Jankowski

Lempert

○ 1,5mm

○ 2,0mm

○ 2,5mm

○ 3,0mm

○ 3,5mm

○ 4,0mm



Longueur utile 120mm

MCO770-3-5	3,5mm
MCO770-1-5	1,5mm
MCO770-2-0	2,0mm
MCO770-2-5	2,5mm
MCO770-3-0	3,0mm
MCO770-3-5	3,5mm
MCO770-4-0	4,0mm



Longueur utile 120mm

MCEN770J40	4,0mm
MCEN770J30	3,0mm



Longueur utile 120mm

MCO771-2-5	2,5mm
MCO771-3-0	3,0mm
MCO771-4-0	4,0mm



Longueur utile 110mm

CP330-3-0	3,0mm
CP330-4-0	4,0mm

## Aspirateur boutoné

Echelle 1/4


Longueur utile - «L»



		L 450mm					
		2,0mm	2,5mm	3,0mm	3,5mm	4,0mm	
510mm	L 450mm	MCL920L45	MCL925L45	MCL930L45	MCL935L45	MCL940L45	MCL940L45
610mm	L 550mm	MCL920L55	MCL925L55	MCL930L55	MCL935L55	MCL940L55	


## Pinces

L 400mm



Pinces		Mors crocodile	Mors curette Ø 4,0mm	Mors curette s'ouvrant en haut 3,5x10mm	Mors curette coudée dessus Ø 4,0mm	
480mm	L 400mm	7844T3L40	7844T5L40	7844T6L40	7844T74L40	7844T5L40
530mm	L 450mm	7844T3L45	7844T5L45	7844T6L45	7844T74L45	
580mm	L 500mm	7844T3L50	7844T5L50	7844T6L50	7844T74L50	
630mm	L 550mm	7844T3L55	7844T5L55	7844T6L55	7844T74L55	
680mm	L 600mm	7844T3L60	7844T5L60	7844T6L60	7844T74L60	

## Oesophagoscope



Poignée

MCL112H

150mm

Fibre

MCL320F

290mm - Ø3,0mm

Poignée

MCL112H

150mm

Fibre

MCL330F

490mm - Ø3,0mm

Container


7874MF-61

640x189x95mm - L 610x180x80mm

Echelle 1/3

Echelle 1/4

Longueur utile - «L»





		2,0mm	2,5mm	3,0mm	3,5mm	4,0mm	MCL930L25
310mm	L 250mm	MCL920L25	MCL925L25	MCL930L25	MCL935L25	MCL940L25	
410mm	L 350mm	MCL920L35	MCL925L35	MCL930L35	MCL935L35	MCL940L35	


**Aspirateur boutoné**

**Pinces**



						7844T5L25
Pinces	Mors crocodile	Mors curette Ø 4,0mm	Mors curette s'ouvrant en haut 3,5x10mm	Mors curette coudée dessus Ø 4,0mm		
280mm	L 400mm	7844T3L20	7844T5L20	7844T6L20	7844T74L20	
330mm	L 450mm	7844T3L25	7844T5L25	7844T6L25	7844T74L25	
380mm	L 500mm	7844T3L30	7844T5L30	7844T6L30	7844T74L30	
430mm	L 550mm	7844T3L35	7844T5L35	7844T6L35	7844T74L35	



**Jackson**



**Hypopharyngoscope**




Echelle 1/3

Longueur utile - «L»




		500mm					MCL935L30
Aspirateur boutoné Suction tube		2,0mm	2,5mm	3,0mm	3,5mm	4,0mm	
360mm	L 300mm	MCL920L30	MCL925L30	MCL930L30	MCL935L30	MCL940L30	

Lacau




Reyt



Photos à titre indicatif, sans échelle

## Bouchayer



Plaque pour bras de suspension

**MCL35**

Bras de suspension appui thoracique débrayable

**MCL76**

## Bouchayer

**MCL35 + MCL76**

## Mustard

Tablette

**3734500**

225x595mm

Cavalier

**CEV984**

## Lumière froide

Raccords

### Storz

**MCL75**

### Wolf

**MCL171<sup>(D)(t)</sup>**

### Storz

**MCL174<sup>(D)(t)</sup>**

Câble à lumière froide

**MCL38N<sup>(D)</sup>**

2200mm

### Wolf

**MCL170<sup>(D)(t)</sup>**

### Storz

**MCL173<sup>(D)(t)</sup>**

### Olympus

**MCL197<sup>(D)(t)</sup>**


<sup>(t)</sup> Produit non dispositif médical

<sup>(D)</sup> Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)


Echelle 1/3

Longueur utile - «L»


## Lescanne




## Lescanne




## Garabédian




## Garcin



## Legent




## Legent




Echelle 1/3

Longueur utile - «L»


## Bouchayer




## Bouchayer



## Pignat





## Pignat




Echelle 1/3


Longueur utile - «L»




## Abitbol




## Brasnu



## Abitbol



## Dédo-Frèche





Echelle 1/3


**Sataloff**

Longueur utile - «L»

180mm

**MCL120**


Avec fibre et aspiration  
16x20mm  
Sortie 8x9mm



210mm

**MCL121**


Avec fibre et aspiration  
19x16mm  
Sortie 12x14mm



210mm

**MCL122**


Avec fibre et aspiration  
21x30mm  
Sortie 12x16mm



175mm

**MCL123**


Avec fibre et aspiration  
15x27mm  
Sortie 13x16mm



175mm

**MCL124**


Avec fibre et aspiration  
25x35mm  
Sortie 14x15mm



170mm

**MCL125**

Avec fibre et aspiration  
17x26mm  
Sortie 10x14mm



Laryngoscope complet

Fibre à lumière froide droite

Fibre à lumière froide gauche

Aspirateur double

MCL120

MCLS120-2

MCLS120-1

MCLS120-3

MCL121

MCLS121-2

MCLS121-1

MCLS121-3

MCL122

MCLS122-2

MCLS122-1

MCLS122-3

MCL123

MCLS123-2

MCLS123-1

MCLS1233

MCL124

MCL124FR

MCL124FL

MCL124ST

MCL125

MCL125FR

MCL125FL


MCL124ST

## Aspirateur raccord olivaire

Bouchayer



MCL10  
300mm  
Ø 2,5mm




Echelle 1/3

## Aspirateur boutonné à crépine

Brasnu




MCL100  
300mm  
Ø 2,5mm



Garabédian



MCL100T20 MCL100T15  
300mm  
Ø 2,0mm Ø 1,5mm




## Aspirateur gainé à soupape

Abitbol




MCL210  
300mm - Ø  
2,5mm



## Aspirateur à soupape



3734111 3734109 3734110  
Ø 3,0mm Ø 2,0mm Ø 2,5mm




## Aspirateur double

Huttenbrink



MCL103  
285mm  
Ø 2,5mm




## Aspirateur de Sataloff


Sataloff




Micro aspirateur  
à crépine  
MCL-S16



Micro aspirateur  
rétracteur dessous  
MCL-S17




Micro aspirateur  
rétracteur dessus  
MCL-S17-1



MCL-S17

Longueur utile - «L»

Echelle 1/3



**MCL18**  
A droite

**MCL15**  
A Gauche


**MCL25**  
Droite

### Pince mors striés 300mm

L 220mm

**Bouchayer**

**MCL18**



**MCL19**  
A Gauche


**MCL19BIS**  
A droite

### Pince mors en coeur 45° - 300mm

L 220mm

**Bouchayer**

**MCL19**




### Pince mors curettes Ø 2,0mm - 300mm

L 220mm

**Bouchayer**

**MCL33**




**MCL12**

**MCL29**  
A Gauche  
45°

**MCL30**  
A droite  
45°

**MCL33**  
Coudée dessus



### Pince mors curettes mors ovale 300mm

L 220mm

**Bouchayer**


**MCL67**



**MCL67**  
Coudée dessus

**MCL68**  
A Gauche

**MCL69**  
A droite



## Bistouris

Longueur utile - «L»

Echelle 1/3


Bistouri falciforme



MCL1BIS


320mm

L 220mm



## Bouchayer

Bistouri lancéolé



MCL57


320mm

L 220mm



## Bouchayer


Jeu de 3 lames pour MCL93



MCL93-2


215mm

L 220mm



## Pérouse

Lames stériles à usage unique




1458234

Pack 5

L 220mm

MCL92-1

Poignée seule 250mm  
pour lames 1458234



## Garabédian

Lames de bistouri - Pack 25 - Echelle 1/2



SM63<sup>(D)</sup>



SM64<sup>(D)</sup>



SM65<sup>(D)</sup>



CP821E

Manche de Bistouri 170mm  
Echelle 1/2

## Ciseaux

### Bouchayer

L 220mm



MCL11

Droit




MCL31

Coudés dessus - 45°




MCL16

Courbe à droite



MCL17

Courbe à gauche



### Woo



MCLW10

Droit



MCLW11

Coudés dessus


L 200mm



<sup>(D)</sup> Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)


Echelle 1/3

Longueur utile - «L»




**MCL56BL**

Courbe à gauche




**Bouchayer**




**MCL56BR**

Courbe à droite




**MCL56PL**

Courbe à gauche



**Pérouse**




**MCL56PR**

Courbe à droite



**MCL81BL**

Courbe à gauche  
90°



**Bouchayer**




**MCL81BR**

Courbe à droite  
90°



**MCL81PL**

Courbe à gauche  
90°



**Pérouse**



**MCL81PR**

Courbe à droite  
90°



## Abitbol

### Micro aspirateur gainé à soupape


Longueur utile - «L»

Echelle 1/3



**MCL210**

300mm - Ø 2,5mm




### Pince mors fenêtrés



**MCL205**

320mm



### Pince mors en coeur




**MCL219**

320mm  
Courbe à droite



**MCL219-1**

320mm  
Courbe à gauche



### Pince mors alligator




**MCL241**

320mm  
Courbe à droite



**MCL241-1**

320mm  
Courbe à gauche



Câbles monopolaires - 4,5 m



**CP391E**

Erbe Storz Wolf



**CP391M**

Aesculap Berchtold Martin Erbe T Serie Lamidey



**CP391V**


Bowa Emc Lamidey Valleylab

Longueur utile - «L»

Echelle 1/3

## Montage instruments de Sataloff

Sataloff



## Instruments démontables

Poignée  
porte-micro instrumentsMCL-S19  
pack 2

## Micro bistouris



MCL-S6

MCL-S9

Falciforme  
pack 6

Tranchant

## Micro crochets mousses



MCL-S11

MCL-S12

MCL-S13

45°  
Ø 3,0mm90°  
Ø 2,5mm90°  
Ø 3,0mm

## Micro décolleurs



MCL-S8


MCL-S1

MCL-S7

Coudé  
20°Courbe  
1x9mmDroit  
1x10mm

## Autres instruments démontables

Ecarteur



MCL-S2

Pointu, 2 griffes

Miroir



MCL-S14

70° - Ø 3,5mm



MCL-S15


70° - Ø 5,0mm

Palpateur




MCL-S10

Porte-coton



MCL-S15

Curette courbe à kyste



MCL-S38



A kyste

## Pinces non démontables

Echelle 2/3

Longueur utile - «L»

### Sataloff





Echelle 1/3

Sataloff



MCLS28

540x250x70mm

Echelle 1/3

Longueur utile 220mm

## Benninger

### Ciseaux



**MCLB16**

Courbe à droite



**MCLB17**

Courbe à gauche



**MCLB31**

Coudés dessus



**MCLB31**

### Pince mors curettes



**MCLS18R**

280mm

Coudées dessus



**MCLS18R**

### Pince mors en cœur



**MCL-S21R**

A droite



**MCL-S22R**

A gauche



**MCL-S23R**

A droite



**MCL-S24R**

A gauche



**MCL-S22R**

### Pince mors striés

### Porte-aiguille



**MCLB94**

280mm

Mors coudés - 45°



**MCLB94**

### Pousse-noeud



**MCLB30**

250mm



**MCLB30**


Longueur utile - «L»

Echelle 1/3

## Pignat


Chemise-guide fibre laser - Ø 1.5 mm

L 120mm	MCL108A	235mm
L 260mm	MCL108B	375mm




## Parsons

Micro canule à irrigation laryngée



MCL98  
230mm  
Ø 1,5mm




## Bouchayer


Micro pince écarteur



MCL82  
310mm



Micro écarteur mousse



MCL48  
320mm  
2 griffes




## Bouchayer

Porte-aiguille mors droits



MCL94  
300mm



## Garabédian

Porte-aiguille mors tungstènes



MCL94G  
330mm




## Instruments monopolaires

Echelle 1/3  
Longueur utile - «L»

### Frèche

Micro pointe baïonnette




MCL59

360mm



MCL59

Aspirateur à soupape



MCL62

300mm  
Ø 2,5mm



MCL62

Câbles monopolaires - 4,5 m



CP391E

Erbe Storz Wolf



CP391M

Aesculap Berchtold Martin Erbe T Serie Lamidey




CP391V

Bowa Emc Lamidey Valleylab

## Pinces bipolaires

Micro pince mors droits




MCL34

340mm  
Ø 3,0mm



Livré avec container



MCL34

### Peretti


Micro pince mors coudés



MCL340

270mm - Ø 3,5mm

Mors 45° - 2,0mm



MCL340

Câbles bipolaires - 4,5 m



CP393-2

Bowa Emc Lamidey Valleylab



CP393-3

Erbe Storz Wolf



CP393-4

Aesculap Berchtold Martin

Echelle 1/2


Longueur utile - «L»

## Pistolet pour injection

Pistolet pour injection

**MCL55**

livré avec aiguille MCL55-1




MCL55

Aiguille à injection en  
baïonnette

**MCL55-1**

270mm - Ø 1,0mm



L 220mm

30°

MCL55-1

## Pistolet pour injection avec raccord

Pistolet pour injection

**MCL55B**

livré avec raccord MCL55R



Raccord luer-lock





**MCL55R**

Echelle 1/1


## Aiguilles à injection

Echelle 1/2

Longueur utile - «L»




Echelle 1/2



## Injecteur Oro-trachéal

avec canules courbe et droite  
pour aiguille 1650050

1650025



avec canule courbe seule  
pour aiguille 1650050

1650030



Aiguille à injection  
Oro-trachéal

1650050

Pack 5

Stérile

Echelle 2/1

Pince mors fenêtrés



**MCLP20**

180mm

Poignée revolver monopolaire

mors 8x3mm

Pince mors fenêtrés

**MCLP25**

L 100mm

Poignée axiale monopolaire

mors 8x3mm



Echelle 1/2  
Longueur utile - «L»

**MCLP20**

Pince mors striés alligator



**MCLP30**

L 95mm

Poignée axiale monopolaire

mors 8x3mm



**MCLP30**

Ciseaux courbes à droite



**MCLP40**

L 95mm

Poignée axiale monopolaire

lames 4mm



**MCLP40**

Crochet monopolaire



**MCLP50**

L 105mm



**MCLP50**

Trocart sans valve 55mm  
avec mandrin mousse



**MCLP10**

Bague de fixation  
pour trocart Ø 10mm



**MCLP70**



## Echelle 1/2

Ecarteur double  
2 valves mousses  
180mm

**MCLT10**

petite taille

**MCLT11**

grande taille

**MCLT10****MCLT11**

## Décolleur courbe 190mm

**MCLT20**

2mm

**MCLT21**

4mm

**MCLT20****MCLT21**

## Porte-boule de coton



200mm - Ø 3mm

**MCLT30**

poignée axiale

**MCLT30**

## Décolleur Aspirateur

200mm - Ø 3mm

**MCLT40**

malléable

**MCLT40**

## Aspirateur à soupape et crépine

200mm - Ø 3mm

**MCLT50**

malléable

**MCLT50**

Crochet monopolaire



**CEV890**

L 225mm



**CEV890C**

90°

CEV890

L 225mm

Echelle 1/3  
Longueur utile - «L»

**Montupet**


CEV890C

Bistouri à lame rétractable



**CEV898**

Pylorotome - L 190mm



**CEV898L**

Lame de bistouri pour CEV898


Pack 3

CEV898

L 190mm

CEV898L

Aspirateur irrigateur gradué



**CEV8103G3**

L 195mm

graduation 50/100/150mm

CEV8103G3

L 195mm

**CEV103GH**

Poignée de commande  
pour aspirateur CEV8103G3

**CEV103GH**

Aspirateur irrigateur à robinet



**CEV896**

L 220mm















CEV896


L 220mm

Longueur utile - «L»

## NON Démontable

### Instruments complets














	Mors Echelle 1/1		Poignée Sans échelle	Référence Longueur utile
	Pince mors fenêtrés bipolaires mors 10x3mm		Ergonomique, bipolaire	CEV897BG L 250 mm
	Pince mors striés bipolaires mors 1.5mm		Revolver, bipolaire	CEV897 L 230 mm
	Pince mors striés spatulés bipolaires		Ergonomique, bipolaire	CEV897C L 250 mm
	<b>Montupet</b> Pince monopolaire mors Babcock		Revolver avec crémaillère longue monopolaire	CEV891M L 200 mm
	<b>Montupet</b> Pince monopolaire mors fenêtrés 12x3mm		Revolver avec crémaillère longue monopolaire	CEV895M L 195 mm
	<b>Montupet</b> Ciseaux droits monopolaires lames crantées 8mm		Revolver, monopolaire	CEV894M L 220 mm
	<b>Montupet</b> Porte-aiguille mors droits tungstènes		Revolver avec crémaillère longue	CEV892 L 220 mm

Câbles monopolaires - 4,5 m			Câbles bipolaires - 4,5 m		
					
CP391E	CP391M	CP391V	CP393-2	CP393-3	CP393-4
Erbe Storz Wolf	Aesculap Berchtold Martin Erbe T Serie Lamidey	Bowa Emc Lamidey Valleylab	Bowa Emc Lamidey Valleylab	Erbe Storz Wolf	Aesculap Berchtold Martin

## NON Démontable

### Instruments complets

Longueur utile - «L»

	Mors Echelle 1/1		Poignée Sans échelle	Référence Longueur utile
	<b>De Lagausie</b> Pince mors fenêtrés 12x3mm		Axiale, monopolaire	CEV995M L 220 mm
	<b>De Lagausie</b> Ciseaux droits monopolaires lames crantées 8mm		Axiale, monopolaire	CEV996M L 220 mm
	<b>De Lagausie</b> Pince monopolaire mors striés alligator 6mm		Axiale, monopolaire	CEV997M L 210 mm
	<b>De Lagausie</b> Dissecteur monopolaire courbure moyenne à gauche 10mm		Axiale, monopolaire	CEV998M L 220 mm
<div> <p>Câbles monopolaires - 4,5 m</p> <div>    </div> <div> <p>CP391E CP391M CP391V</p> <p>Erbe Storz Wolf Aesculap Berchtold Martin Erbe T Serie Lamidey Bowa Emc Lamidey Valleylab</p> </div> </div>				
	<b>Reinberg</b> Porte-aiguille mors droits tungstène		Axiale	CEV992 L 220 mm













Longueur utile - «L»

## Trocarts

Longueur utile

L 50 mm

L 80 mm

	Mandrin		mousse		CEV8143A4	CEV143A4
			pointu		CEV8143A3	CEV143A3
	Joint capuchon		Vert		CEV103P6 Pack 6	
	Tête de trocart	à valve aimantée		CEV177A3		
		à valve silicone		CEV127T3		
	Valve pour tête de trocart	Aimantée		CEV179A5 Pack 6		
		Silicone		CEV125P6 Pack 6		
	Chemise de trocart métal lisse	Avec robinet		CEV8143A7	CEV143A7	
		Sans robinet		CEV8143B7	CEV143B7	
	Echelle 1/1					

Photos à titre indicatif, sans échelle



Cupule

7876-60 <sup>(D)</sup>	60mm
7876-80 <sup>(D)</sup>	80mm
7876-100 <sup>(D)</sup>	100mm
7876-120 <sup>(D)</sup>	120mm
7876-160 <sup>(D)</sup>	160mm




Plateau inox

7872-24 <sup>(D)</sup>	240x180mm
------------------------	-----------




MCO731<sup>(D)</sup>

Spray lubrifiant  
instruments




7874MF-22

240x105x45mm  
220x100x40mm




7874MF-25

270x155x65mm  
250x150x60mm



7874MF-34

380x205x85mm  
340x200x80mm



7874MF-40

440x205x95mm -  
400x200x90mm

<sup>(D)</sup> Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

Photos à titre indicatif, sans échelle



**MCEN136SC**  
290x175x55mm  
270x160x35mm




**3717012**  
380x255x74mm



**MCOS10SC**  
385x256x128mm



**3717011**  
528x250x123mm



**3717002**  
520x250x28mm



**3717000**  
530x255x140mm



**3717006**  
530x250x140mm



Photos à titre indicatif, sans échelle


3717001

530x250x140mm



3717023

525x250x180mm



MCOHoSC

545x260x120mm





**O**

O-28-7 .....	25
--------------	----

**1**

1003IG <sup>(D)</sup> .....	20
1003LI <sup>(D)</sup> .....	13, 20
1004IG <sup>(D)</sup> .....	20
1005I <sup>(D)</sup> .....	20
1352247 .....	25
1352248 .....	25
1458234 .....	66
1650025 .....	77
1650030 .....	77
1650050 .....	77

**3**

3711100 .....	42
3714018 .....	23
3714027 .....	24
3714028 .....	24
3714032 .....	24
3714044 .....	24
3714115 .....	19
3714116 .....	19
3714184 .....	24
3714450 .....	3
3717000 .....	85
3717001 .....	86
3717002 .....	85
3717006 .....	85
3717011 .....	85
3717012 .....	85
3717023 .....	86
3724059 .....	21
3724244 .....	25
3724245 .....	25
3724333 .....	25
3731007 .....	12
3734003 .....	14
3734004 .....	14
3734005 .....	14
3734006 .....	14
3734007 .....	14
3734045 .....	13
3734048 .....	2
3734049 .....	2
3734050 .....	2
3734051 .....	2
3734052 .....	2
3734053 .....	2

3734054 .....	2
3734055 .....	2
3734056 .....	2
3734057 .....	2
3734058 .....	2
3734059 .....	7
3734060 .....	6
3734061 .....	6
3734062 .....	6
3734066 .....	6
3734067 .....	6
3734068 .....	6
3734075 .....	6
3734077 .....	6
3734079 .....	6
3734081 .....	6
3734082 .....	6
3734092 .....	11
3734093 .....	11
3734109 .....	64
3734110 .....	64
3734111 .....	64
3734131 .....	14
3734132 .....	14
3734133 .....	14
3734134 .....	14
3734147 .....	2
3734151 .....	7
3734152 .....	4
3734155 .....	13
3734167 .....	16
3734168 .....	16
3734218 .....	57
3734500 .....	59
3740015 .....	40
3740019 .....	40
3740027 .....	38
3740038 .....	38
3740067 .....	40
3740068 .....	17
3740069 .....	17
3740071 .....	17
3740072 .....	17
3740090 .....	41
3741011 .....	35
3741015 .....	36
3741016 .....	36
3741017 .....	35
3741019 .....	36
3741057 .....	34
3741065 .....	32
3741067 .....	33
3741071 .....	32

3741075 .....	33
3741080 .....	34
3741081 .....	34
3741082 .....	34
3741083 .....	34
3744019 .....	50
3744027 .....	48
3752008 .....	18
3752011 .....	18
3755000 .....	53
3755001 .....	53
3755002 .....	53
3755100 .....	54
3755101 .....	51
3755102 .....	51
3755110 .....	51
3755111 .....	51
3755114 .....	52
3755116 .....	52
3755117 .....	52
3755129 .....	16
3755133 .....	52
3755136 .....	52
3755152 .....	54
3755160 .....	53
3755161 .....	53
3755162 .....	53

**7**

701T .....	49
702T .....	48
703T .....	48
704T .....	48
714T .....	48
720T .....	49
7755-1-O-4 .....	15
7755-1-O-5 .....	15
7755-1-O-6 .....	15
7768 .....	23
7768-1 .....	23
7773 .....	26
7781 .....	25
7782-1-2 .....	24
7787-10 .....	21
7796 .....	3
7797-1 .....	11
7797-2 .....	11
7798T <sup>(D)</sup> .....	3
7798T1 <sup>(D)</sup> .....	3
7800MF .....	11
7802C .....	5
7802P .....	5, 10

<sup>(D)</sup> Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

7802S-1 .....	6	7832 .....	42	7876-160 <sup>(D)</sup> .....	84
7802S-2 .....	6	7833A-12 .....	37	7879 .....	13
7802S-3 .....	6	7833A-15 .....	39	7884 .....	13
7802S-4 .....	6	7833A-18 .....	41	7895 .....	13
7802S-5 .....	6	7833A-20 .....	42	7920 .....	16
7803B .....	4	7835 .....	16	7921 .....	16
7803C .....	4	7837-18 .....	16	7923 .....	27
7803S-1 .....	6	7838 .....	16	7945T .....	50
7803S-2 .....	6	7839 .....	16	7960T40 <sup>(D)</sup> .....	10
7803S-3 .....	6	7840 .....	16		
7804-9 .....	7	7843-1 .....	57		
7804-11 .....	7	7843A-1 .....	57		
7804-13 .....	7	7844T3L40 .....	56, 57		
7805-11 .....	7	7844T3L45 .....	56, 57		
7805-13 .....	7	7844T3L50 .....	56, 57		
7808L-1 .....	15	7844T3L55 .....	56, 57		
7808L-2 .....	15	7844T3L60 .....	56		
7808L-3 .....	15	7844T5L25 .....	57		
7808M .....	15	7844T5L40 .....	56, 57		
7809MF .....	7	7844T5L45 .....	56, 57		
7810 .....	15	7844T5L50 .....	56, 57		
7811 .....	13	7844T5L55 .....	56, 57		
7812 .....	13	7844T5L60 .....	56		
7813 .....	15	7844T6L40 .....	56, 57		
7813-1 .....	15	7844T6L45 .....	56, 57		
7814 .....	13	7844T6L50 .....	56, 57		
7814M .....	13	7844T6L55 .....	56, 57		
7815 .....	13	7844T6L60 .....	56		
7819 .....	12	7844T74L20 .....	57		
7820 .....	12	7844T74L25 .....	57		
7821A .....	7	7844T74L30 .....	57		
7821B .....	7	7844T74L35 .....	57		
7822 .....	12	7844T74L40 .....	56		
7823 .....	12	7844T74L45 .....	56		
7825 .....	12	7844T74L50 .....	56		
7826-1-7 .....	12	7844T74L55 .....	56		
7828-1-10 .....	14	7844T74L60 .....	56		
7828-1-13 .....	14	7857 .....	11		
7828-1-16 .....	14	7866-13 .....	53		
7828-1-19 .....	14	7867-1 .....	51		
7828-10 .....	14	7867-2 .....	51		
7828-13 .....	14	7867-3 .....	51		
7828-16 .....	14	7867-4 .....	51		
7828-19 .....	14	7872-24 <sup>(D)</sup> .....	84		
7829-10 .....	14	7874MF-22 .....	84		
7829-13 .....	14	7874MF-25 .....	84		
7829-16 .....	14	7874MF-34 .....	10, 84		
7829-19 .....	14	7874MF-40 .....	84		
7830M .....	16	7874MF-61 .....	56		
7831A-12 .....	37	7876-60 <sup>(D)</sup> .....	84		
7831A-15 .....	39	7876-80 <sup>(D)</sup> .....	84		
7831A-18 .....	41	7876-100 <sup>(D)</sup> .....	84		
7831A-20 .....	42	7876-120 <sup>(D)</sup> .....	84		

## C

CEV103GH .....	80
CEV103P6 .....	83
CEV125P6 .....	83
CEV127T3 .....	83
CEV143A3 .....	83
CEV143A4 .....	83
CEV143A7 .....	83
CEV143B7 .....	83
CEV177A3 .....	83
CEV179A5 .....	83
CEV392D20 .....	45
CEV392D30 .....	45
CEV392G24 .....	45
CEV392P20 .....	45
CEV392R15 .....	45
CEV392S20 .....	45
CEV417 .....	27
CEV418 .....	27
CEV419 .....	27
CEV890 .....	80
CEV890C .....	80
CEV891M .....	81
CEV892 .....	81
CEV894M .....	81
CEV895M .....	81
CEV896 .....	80
CEV897 .....	81
CEV897BG .....	81
CEV897C .....	81
CEV898 .....	80
CEV898L .....	80
CEV984 .....	59
CEV992 .....	82
CEV995M .....	82
CEV996M .....	82
CEV997M .....	82
CEV998M .....	82
CEV8103G3 .....	80
CEV8143A3 .....	83
CEV8143A4 .....	83
CEV8143A7 .....	83

<sup>(D)</sup> Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

CEV8143B7 .....	83
CP16 .....	28
CP16-1 .....	28
CP17 .....	23
CP17-1 .....	23
CP17-2 .....	23
CP17-3 .....	23
CP21-3 .....	24
CP21A-3 .....	24
CP37 .....	37
CP310 .....	22
CP310D .....	22
CP310E .....	22
CP330-3-O .....	55
CP330-4-O .....	55
CP332 .....	37
CP335 .....	24
CP335P .....	27
CP344B .....	22
CP344BT .....	22
CP344C .....	22
CP344CT .....	22
CP344D .....	22
CP344DT .....	22
CP344E .....	22
CP344ET .....	22
CP345 .....	40
CP351-1 .....	33
CP351-2 .....	32
CP351-3 .....	32
CP351-5 .....	33
CP351-6 .....	32
CP351-7 .....	32
CP352 .....	34
CP352-1 .....	34
CP352-2 .....	34
CP352-3 .....	34
CP353 .....	28
CP354 .....	28
CP354A .....	28
CP355 .....	29
CP355A .....	29
CP355C .....	31
CP356 .....	28
CP357-1 .....	36
CP357-2 .....	36
CP358 .....	28
CP358A .....	28
CP362 .....	29
CP363 .....	30
CP364 .....	35
CP365 .....	31
CP367 .....	29
CP390-1 .....	46
CP390-2 .....	46
CP390-3 .....	47
CP390-5 .....	47
CP390-7 .....	47
CP390-8 .....	46
CP390L26 .....	47
CP391E .....	13, 46, 47, 68, 74, 81, 82
CP391M .....	13, 46, 47, 68, 74, 81, 82
CP391V .....	13, 46, 47, 68, 74, 81, 82
CP392-1R .....	43
CP392-2R .....	43
CP392-8R .....	43
CP392BI .....	43
CP392BS .....	43
CP393-2 .....	43, 44, 45, 74, 81
CP393-3 .....	43, 44, 45, 74, 81
CP393-4 .....	43, 44, 45, 74, 81
CP400 .....	39, 41
CP400-1 .....	37
CP401 .....	40
CP406 .....	37
CP407 .....	39
CP409 .....	41
CP414 .....	37
CP415 .....	39
CP604 .....	38
CP604-15 .....	38
CP604BR .....	43
CP604M .....	46
CP605 .....	38
CP605-15 .....	38
CP605BR .....	43
CP605M .....	46
CP606 .....	38
CP606-15 .....	38
CP606A .....	38
CP609 .....	24
CP611 .....	19
CP616-13 .....	31
CP616-15 .....	31
CP625 .....	19
CP626 .....	19
CP627 .....	19
CP628 .....	23
CP637 .....	30
CP818-8 .....	26
CP818-10 .....	26
CP818-12 .....	26
CP818-15 .....	26
CP818-20 .....	26
CP821 .....	20
CP821B .....	20
CP821C .....	20
CP821D .....	20
CP821E .....	20, 66
CP822-10 .....	23
CP822-12 .....	23
CP822-14 .....	23
CP825 .....	21
CP914 .....	35
CP919 .....	28
CP919A .....	28
CP921 .....	31
CP922 .....	30
CP922A .....	30
CP922B .....	30
CP931 .....	32
CP931-1 .....	32
CP931-3 .....	33
CP931-5 .....	33
CP933-14 .....	39
CP933-16 .....	40
CP933-18 .....	41
CP934 .....	39
CP934-1 .....	39
CP936 .....	40
CP938-1 .....	37
CP941 .....	23
CP984 .....	26
CP984-1 .....	26
CP985 .....	19
CP988-15 .....	39
CP988-18 .....	41
CP988-20 .....	42
CP997 .....	29
CP1107 .....	48

## M

M832 .....	38
M833 .....	38
MCEN136SC .....	18, 85
MCEN770J30 .....	55
MCEN770J40 .....	55
MCL1BIS .....	66
MCL10 .....	64
MCL11 .....	66
MCL12 .....	65
MCL15 .....	65
MCL16 .....	66
MCL17 .....	66
MCL18 .....	65
MCL19 .....	65
MCL19BIS .....	65
MCL25 .....	65

MCL29.....	65	MCL79.....	61	MCL206A3.....	9
MCL30.....	65	MCL81BL.....	67	MCL206A4.....	9
MCL31.....	66	MCL81BR.....	67	MCL206A5.....	9
MCL33.....	65	MCL81PL.....	67	MCL206C.....	8, 9
MCL34.....	74	MCL81PR.....	67	MCL206K.....	9
MCL35.....	10, 59	MCL82.....	73	MCL206P.....	8, 9
MCL37.....	60	MCL83.....	62	MCL210.....	64, 68
MCL37C.....	60	MCL83-1.....	62	MCL219.....	68
MCL37CF.....	60	MCL84.....	62	MCL219-1.....	68
MCL37D.....	60	MCL88.....	58	MCL241.....	68
MCL37DF.....	60	MCL88-1.....	58	MCL241-1.....	68
MCL37G.....	60	MCL88-2.....	58	MCL290.....	62
MCL38N <sup>(D)</sup> .....	10, 59	MCL89.....	62	MCL291.....	62
MCL42.....	60	MCL89-1.....	10, 58, 62	MCL291AD.....	62
MCL46.....	62	MCL89-2.....	10, 62	MCL291AG.....	62
MCL46A.....	62	MCL92-1.....	66	MCL291FD.....	62
MCL47.....	62	MCL93.....	66	MCL291FG.....	62
MCL48.....	73	MCL93-2.....	66	MCL294.....	62
MCL49.....	58	MCL94.....	73	MCL295.....	62
MCL49F.....	58	MCL94G.....	73	MCL330.....	56
MCL51.....	60	MCL98.....	73	MCL330F.....	56
MCL52.....	60	MCL100.....	10, 64	MCL340.....	74
MCL53.....	60	MCL100T15.....	64	MCL920L30.....	58
MCL54.....	60	MCL100T20.....	64	MCL920L45.....	56, 57
MCL55.....	75	MCL103.....	64	MCL920L55.....	56, 57
MCL55-1.....	75, 76	MCL108A.....	73	MCL925L30.....	58
MCL55-2.....	76	MCL108B.....	73	MCL925L45.....	56, 57
MCL55-3.....	76	MCL110.....	57	MCL925L55.....	56, 57
MCL55B.....	75	MCL111.....	57	MCL930L25.....	57
MCL55R.....	75	MCL112.....	57	MCL930L30.....	58
MCL55U.....	76	MCL112F.....	57	MCL930L45.....	56, 57
MCL56BL.....	67	MCL112H.....	56, 57	MCL930L55.....	56, 57
MCL56BR.....	67	MCL120.....	63	MCL935L30.....	58
MCL56PL.....	67	MCL121.....	63	MCL935L45.....	56, 57
MCL56PR.....	67	MCL122.....	63	MCL935L55.....	56, 57
MCL57.....	66	MCL123.....	63	MCL940L30.....	58
MCL58.....	76	MCL124.....	63	MCL940L45.....	56, 57
MCL59.....	74	MCL124FL.....	63	MCL940L55.....	56, 57
MCL62.....	74	MCL124FR.....	63	MCLB16.....	72
MCL63.....	61	MCL124ST.....	63	MCLB17.....	72
MCL63F.....	61	MCL125.....	63	MCLB30.....	72
MCL64.....	61	MCL125FL.....	63	MCLB31.....	72
MCL64F.....	61	MCL125FR.....	63	MCLB94.....	72
MCL65A.....	62	MCL170 <sup>(D)(i)</sup> .....	10, 59	MCLP10.....	78
MCL65AF.....	62	MCL171 <sup>(D)(i)</sup> .....	10, 59	MCLP20.....	78
MCL65AS.....	62	MCL173 <sup>(D)(i)</sup> .....	10, 59	MCLP25.....	78
MCL67.....	65	MCL174 <sup>(D)(i)</sup> .....	10, 59	MCLP30.....	78
MCL68.....	65	MCL197 <sup>(D)(i)</sup> .....	10, 59	MCLP40.....	78
MCL69.....	65	MCL200.....	5	MCLP50.....	78
MCL75.....	59	MCL201.....	5	MCLP70.....	78
MCL76.....	10, 59	MCL205.....	68	MCL-So.....	76
MCL77.....	61	MCL206A1.....	8, 9	MCL-S1.....	69
MCL78.....	61	MCL206A2.....	9	MCL-S2.....	69

<sup>(i)</sup> Produit non dispositif médical<sup>(D)</sup> Distribué par Integra MicroFrance SAS (France)

MCL-S4 .....	76
MCL-S5.....	76
MCL-S6 .....	69
MCL-S7.....	69
MCL-S8 .....	69
MCL-S9 .....	69
MCL-S10.....	69
MCL-S11.....	69
MCL-S12 .....	69
MCL-S13 .....	69
MCL-S14 .....	69
MCL-S15.....	69
MCL-S16.....	64
MCL-S17 .....	64
MCL-S17-1 .....	64
MCL-S18.....	70
MCL-S18R.....	72
MCL-S19.....	69
MCL-S21.....	70
MCL-S21R.....	72
MCL-S22 .....	70
MCL-S22R.....	72
MCL-S23.....	70
MCL-S23R.....	72
MCL-S24 .....	70
MCL-S24R.....	72
MCL-S27.....	76
MCL-S28.....	71
MCL-S35.....	76
MCL-S38.....	69
MCL-S39 .....	70
MCL-S41.....	70
MCL-S120-1.....	63
MCL-S120-2 .....	63
MCL-S120-3 .....	63
MCL-S121-1.....	63
MCL-S121-2 .....	63
MCL-S121-3 .....	63
MCL-S122-1 .....	63
MCL-S122-2 .....	63
MCL-S122-3 .....	63
MCL-S123-1 .....	63
MCL-S123-2.....	63
MCL-S1233 .....	63
MCLT10 .....	79
MCLT11 .....	79
MCLT20.....	79
MCLT21 .....	79
MCLT30.....	79
MCLT40.....	79
MCLT50.....	79
MCLW10.....	66
MCLW11.....	66

MCM1R.....	18
MCM4BISR .....	17
MCM4R.....	17
MCM7BISR.....	18
MCM7R .....	18
MCM9 <sup>(D)</sup> .....	17
MCM10-O-5.....	17
MCM10-1-O .....	17
MCM12R .....	18
MCM13 .....	17
MCM13-1 .....	17
MCM25-3.....	10, 18
MCM970.....	18
MCM973D3.....	17
MCM973D5 .....	17
MCO305.....	19
MCO731 <sup>(D)</sup> .....	84
MCO770-1-5 .....	55
MCO770-2-0 .....	55
MCO770-2-5 .....	55
MCO770-3-0 .....	55
MCO770-3-5 .....	55
MCO770-4-0 .....	55
MCO771-2-5 .....	55
MCO771-3-0.....	55
MCO771-4-0.....	55
MCO803.....	19
MCO979.....	21
MCO988.....	21
MCOHoSC.....	86
MCOS1oSC .....	85
MCR2A .....	6
MCR3A .....	6

## P

P761-7 .....	51
P761-8.....	51
P762-2 .....	52
P762-4 .....	52
P763 .....	53
P764-1.....	52
P764-3 .....	52
P764-5 .....	52
P764-7.....	52
P764-11 .....	52
P765-14.....	53
P765-16.....	53
P769.....	53
P770.....	54
P771.....	54

## S

SM63 <sup>(D)</sup> .....	20, 66
SM64 <sup>(D)</sup> .....	20, 66
SM65 <sup>(D)</sup> .....	20, 66



### Fabricants :



Integra MicroFrance SAS (France)  
Le Pavillon ■ 03160 Saint Aubin le Monial ■ France



Medtronic Xomed  
6743 Southpoint Drive N.  
Jacksonville 32216-0980 ■ Florida USA



Medtronic B.V.  
Earl Bakkenstraat 10  
6422 PJ Heerlen ■ The Netherlands



Swann Morton Ltd  
Penn Works ■ Owlerton Green ■ Sheffield  
South Yorkshire S6 2BJ ■ Royaume Uni

### Fabricants avec produits du catalogue uniquement de classe I



Agencinox  
Zone Industrielle  
89110 Aillant sur Tholon ■ France



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co.  
Mühlenhagen  
D-20539 Hamburg ■ Allemagne



Moria S.A.  
15, rue Georges Besse  
92160 Antony ■ France



Directa AB  
Box 723  
19427 Upplands Vasby ■ Suède



Sunoptic Technologies  
6018 Bowdendale Avenue  
Jacksonville 32216 ■ Florida USA



RMS - UK Limited  
28 Trinity Road ■ Nailsea  
Somerset BS48 4NU ■ Royaume Uni

### Informations supplémentaires pour les clients Europe, Moyen-Orient, Afrique :

**Attention :** la loi restreint la vente de ces appareils à des médecins ou suite à leur prescription.

Toutes les références mentionnées dans ce document sont marquées CE en accord avec la directive du conseil Européen 93/42/EEC sur les dispositifs médicaux et ses amendements. Les références qui ne sont pas des dispositifs médicaux sont identifiées avec la mention "PRODUIT NON DISPOSITIF MEDICAL".

Tous les textes et diagrammes contenus dans ce catalogue sont à considérer comme des notes d'orientations et sont à but illustratif seulement. Aucune information contenue dans ce catalogue n'a pour but de se substituer au mode d'emploi présent dans chaque emballage des produits Integra. Veuillez toujours vous référer au mode d'emploi approprié pour les instructions cliniques complètes. Pour des informations supplémentaires techniques et cliniques sur les produits Integra, veuillez contacter votre spécialiste Integra. Lire attentivement la notice d'instructions du produit.

La disponibilité de ces produits peut varier d'un pays ou d'une région à l'autre du fait de procédures d'enregistrement réglementaires ou de conditions de vente locales spécifiques.

Les produits identifiés par le symbole <sup>(1)</sup> sont distribués par Integra MicroFrance SAS (France).

Produits de classe I, IIa. Pour plus d'informations sur la classe des produits, veuillez contacter le Service Client Integra.

Date de dernière révision: 06/2015

### Pour plus d'informations, veuillez contacter le service client :

#### Europe, Moyen-Orient, Afrique

France / International : +33 (0) 470 67 98 00 ■ +33 (0) 470 67 98 20 (Fax) ■ [microfrance@integralife.com](mailto:microfrance@integralife.com)  
Royaume-Uni : +44 (0) 1264 312 725 ■ +44 (0) 1264 312 821 (Fax) ■ [custsvuk@integralife.com](mailto:custsvuk@integralife.com)  
Allemagne : +49 (0) 2102 5535 6200 ■ +49 (0) 2102 5536 636 (Fax) ■ [custsvgermany@integralife.com](mailto:custsvgermany@integralife.com)  
Benelux: +32 (0)2 257 4130 ■ +32 (0)2 253 2466 (Fax) ■ [custsvcbenelux@integralife.com](mailto:custsvcbenelux@integralife.com)  
[integralife.eu/contact](http://integralife.eu/contact)

MicroFrance, Integra et le logo Integra sont des marques enregistrées de Integra LifeSciences Corporation ou de ses filiales aux USA et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques et noms de produits sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

©2015 Integra LifeSciences Corporation. Tous droits réservés.

Imprimé en France. 0329661-1-FR

DOCUMENT DESTINE A L'EUROPE, AU MOYEN-ORIENT ET A L'AFRIQUE UNIQUEMENT.