



**Integra**  
**Ultraschall**  
**CUSA<sup>®</sup> NXT**  
Produktkatalog

## Bestell- und Garantieinformationen

### Preisgestaltung:

Die in spezifischen schriftlichen Angeboten genannten Preise verstehen sich fest und unveränderlich für einen im Angebot definierten Zeitraum und unterliegen ansonsten Änderungen mit vorheriger Benachrichtigung.

### Mindestauftragsvolumen:

Das Mindestauftragsvolumen beträgt 250 € (für tbd jeden Auftrag unter 250 € wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20 € erhoben).

### Auftragsverfahren:

Bestellungen von Integra LifeScience Produkten bedürfen der Schriftform.

### Auftragsannahme:

Die Aufträge werden per Genehmigung durch Integras Kundendienst den Customer Service angenommen.

### Rücksendeverfahren:

- Vor jeder Rücksendung eines Produkts ist die Einwilligung des Kundendienstes einzuholen
- Nach Genehmigung kann die Ware unter Angabe der von uns erteilten Rücksendenummer zurück gesandt werden.
- Sterile Produkte sind in ungeöffneten, unbeschädigten Kartons zurückzusenden, deren Verpackung Schäden verhindert.
- Nicht sterile Produkte sind in ungebrauchten, versiegelten Originalverpackungen zurückzusenden.
- Für speziell angepasste Produkte oder Sonderanfertigungen wird keine Gutschrift erteilt.
- Gutschriften werden für Waren ausgestellt, die innerhalb von neunzig Tagen ab dem Versanddatum zurückgeschickt werden, und zwar abzüglich einer 20 %igen Rücknahmegebühr, bzw. 50%igen Rücknahmegebühr nach 3-6 Monaten. Nach mehr als 6 Monaten kann für Waren keine Gutschrift mehr erteilt werden. Voraussetzung ist, dass das zurückgesandte Produkt unbeschädigt ist und nachweislich weder benutzt noch geöffnet worden ist.

## Kontaktinformationen Customer Service:

### International

+33 (0) 437 47 59 50  
+33 (0) 437 47 59 25 (Fax)  
csemea@integralife.com

### Frankreich

+33 (0) 437 47 59 10  
+33 (0) 437 47 59 29 (Fax)  
custsvcfance@integralife.com

### Benelux

+32 (0) 2 257 4130  
+32 (0) 2 253 2466 (Fax)  
custsvcbenelux@integralife.com

### Großbritannien

+44 (0) 1264 312 725  
+44 (0) 1264 312 821 (Fax)  
custsvcsuk@integralife.com

### Deutschland

+49 (0) 2102 5535 6200  
+49 (0) 2102 5536 636 (Fax)  
custsvcgermany@integralife.com

### Schweiz

+41 22 721 23 00  
+41 22 721 23 99 (Fax)  
custsvcsuisse@integralife.com

### Italien

+39 (0) 2 577 89 21  
+39 (0) 2 575 113 71 (Fax)  
custsvcitaly@integralife.com

## Gewährleistung seitens Integra für das chirurgische Ultraschall-Ablations-Gerät CUSA® NXT

### 1. Gewährleistung

INTEGRA LIFESCIENCES CORPORATION und ihre sich zu 100 % in ihrem Besitz befindenden Tochtergesellschaften („Integra“) garantieren den zugelassenen Integra-Vertriebspartnern und dem ursprünglichen Käufer lediglich, dass jede neue chirurgische Ultraschall-Absaugvorrichtung CUSA® NXT von Integra (nachstehend die Ausrüstung oder das Produkt) bei der regulären Verwendung und Nutzung über einen Zeitraum von 1 (einem) Jahr ab dem Rechnungsdatum seitens Integra (oder zugelassenen Vertriebspartnern) gegenüber dem ursprünglichen Käufer frei von Sachmängeln hinsichtlich des Materials und der Fertigung ist (soweit für Zubehör nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges vorgesehen wird), jedoch unter keinen Umständen über das auf dem Produktetikett angegebene Haltbarkeitsdatum hinaus (nachstehend die Gewährleistungsfrist). Bei von Integra oder über einen zugelassenen Vertriebspartner von Integra verkauften Produkten beinhaltet der Begriff „ursprünglicher Käufer“ den Käufer des Integra-Produkts, an den der Vertriebspartner das Produkt als Erster verkauft. Der ursprüngliche Käufer wird hierin als Kunde bezeichnet.

- 1.1. **Abdeckung.** Integra leistet während der Gewährleistungsfrist kostenlosen Kundendienst und kostenlose Wartung gemäß den Bestimmungen aus Abschnitt 3 dieser Gewährleistung, so dass die Ausrüstung den Spezifikationen entspricht, die in dem Betriebshandbuch des CUSA® NXT definiert werden, wobei das Betriebshandbuch von Integra von Zeit zu Zeit abgeändert werden kann (die „Spezifikationen“).
- 1.2. **Ausnahmen.** Die Garantie gilt in keiner Weise für Reparatur- oder Wartungsarbeiten an dem Gerät oder die Auswechslung von Teilen desselben in Bezug zu:
  - i. Verwendung des Geräts mit Spitzen, Absaugungen und Verteilungsschlauchsätzen sowie Zubehör, die nicht durch Integra LifeSciences hergestellt wurden;
  - ii. Schäden, die aufgrund von Materialien oder Teilen entstehen, welche nicht durch einen autorisierten Integra Service-Agenten geliefert wurden (der Integra „Service Agent“);
  - iii. Mängel aufgrund von unsachgemäßer oder nachlässiger Installation, Lagerung oder Nutzung der Ausrüstung oder irgendeiner ihrer Komponenten, unter Einschluss u. a. vom Betrieb der Ausrüstung entgegen den Anweisungen aus dem Betriebshandbuch;
  - iv. Mängel aufgrund von unsachgemäßer oder nachlässiger Reinigung oder Sterilisierungsverfahren oder unsachgemäßer Wartung der Ausrüstung;
  - v. Mängel aufgrund von Reparaturen oder Wartungsarbeiten an der Ausrüstung

- vi. Mängel aufgrund von versehentlichen Beschädigungen an der Ausrüstung, höherer Gewalt, Stromschäden, Störungen an der Ausrüstung, ungewöhnlicher Belastung, unsachgemäßer Betriebsverfahren oder unsachgemäßer oder extremer Betriebsbedingungen;
- vii. sowie normale Abnutzung.

### 2. 2. Wartung, Reparatur und Ersatz

- 2.1. Wartung und Reparaturen Jegliche unter diese Gewährleistung fallenden Wartungen und Reparaturen können nachstehend als „Gewährleistungs-Reparaturen“ bezeichnet werden, und jegliche nicht unter diese Gewährleistung fallenden Wartungsarbeiten und Reparaturen können als „Reparaturen außerhalb der Gewährleistung“ bezeichnet werden. Integras Verpflichtung zur Durchführung von Gewährleistungs-Reparaturen besteht ausschließlich in der Vornahme jeglicher notwendiger Anpassungen und Reparaturen gemäß dieser Gewährleistung. Für von Integra durchgeführte Reparaturen außerhalb der Gewährleistung berechnet Integra dem Kunden ihre Standardtarife.
- 2.2. Ersatz von Ausrüstungen. Die mangelhafte Ausrüstung oder Teile davon, die entsprechend der Gewährleistung ersetzt wird, geht in das Eigentum von Integra über. Integra behält sich das Recht vor, Anfragen nach Ersatzteilen unter Hinzuziehung von instand gesetzten Unterstrukturen nachzukommen, sofern derartige Unterstrukturen funktional mit den neuen Unterstrukturen äquivalent sind und derselben Gewährleistung unterliegen wie die ersetzten Unterstrukturen.
- 2.3. Benachrichtigung. Zur Geltendmachung seiner Rechte im Rahmen der Gewährleistung muss der Kunde oder der zugelassene Integra-Vertriebspartner Integra unverzüglich über jegliche Mängel benachrichtigen und Integra ausreichend Gelegenheit geben, die Mängel zu besichtigen und zu beheben.

### 3. Reparierte Teile und Wartung.

#### 3.1. In der Garantie sind die folgenden Leistungen enthalten:

- 3.1.1. **Konsolen.** Integra oder ihr zu diesem Zweck autorisierter Vertragshändler soll, wenn möglich, Reparaturen von Konsolen vor Ort ausführen, und, wenn dies nicht möglich ist oder nach freiem Ermessen von Integra, soll Integra oder ihr Vertragshändler den Transport des betroffenen Geräts zu einer benannten Reparaturreinrichtung organisieren und bezahlen. Integra oder ihr zu diesem Zweck autorisierter Vertragshändler soll das betroffene Gerät reparieren oder eine Konsole

- durch eine neue oder instandgesetzte Konsole ersetzen (nach freiem Ermessen von Integra), die der gleichen Garantie wie das Originalgerät unterliegt.
- 3.1.2. *Handstücke.* Integra soll alle durch die Garantie abgedeckten defekten Handstücke durch ein neues oder instandgesetztes Handstück ersetzen (nach freiem Ermessen von Integra) das der gleichen Garantie wie das Originalgerät unterliegt (ein "Austausch-Handstück").
- 3.2. *Änderungen an der unter die Gewährleistung fallenden Ausrüstung.* Integra kann in ihrem eigenen Ermessen von Zeit zu Zeit Änderungen an den unter die Gewährleistung fallenden Ausrüstungen und den Spezifikationen der Ausrüstungen vorschlagen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Kunden und auf dessen ausschließliche Kosten kann Integra solche Abänderungen für den Kunden vornehmen, zu denen der Einbau von neuen Teilen in die Ausrüstung gehören kann, und zwar zu demselben Preis wie aus der zu dem Zeitpunkt für derartige Änderungen gültigen Preisliste, wobei diese Preisliste von Integra in ihrem alleinigen Ermessen erstellt wird.
- 4. Qualitätskontrolle.**
- 4.1. Der Kunde hat zumutbare Standards bei der Qualitätskontrolle, dem Betrieb, den Verfahren, den Sicherheitstest und der Begutachtung der Ausrüstung zu gewährleisten, um sicherzustellen, dass unnötige Wartung und Instandhaltung diesbezüglich nicht erforderlich werden.
- 4.2. Der Kunde hat einen technischen Ansprechpartner für den Kundendienstmitarbeiter von Integra zur Unterstützung bei der telefonischen Diagnose bei Störungen an der Ausrüstung vorzusehen. Der Kunde hat vernünftigerweise Integras Entscheidung darüber, ob eine Reparatur oder eine Wartung unter die Gewährleistung fällt oder nicht, zu akzeptieren.
- 5. Haftungsbeschränkung.**
- 5.1. INTEGRAs Haftung aus der in Abschnitt 1 beschriebenen Gewährleistung bleibt in INTEGRAs alleinigem Ermessen und auf ihre Kosten ausschließlich auf die Reparatur oder den Ersatz beschränkt und unterliegt den Bestimmungen dieser Gewährleistung sowie den jeweiligen Vereinbarungen. Die in Abschnitt 1 beschriebene Gewährleistung ist exklusiv und wird anstelle jeglicher anderer schriftlicher oder mündlicher, expliziter oder impliziter Gewährleistungen seitens Integra oder ihrer Kundendienstmitarbeiter bezüglich der Qualität, der Leistung und des Betriebs der Ausrüstung sowie unabhängig davon gewährt und akzeptiert, ob sie gemäß der Gewährleistung erbrachten Leistungen zuzuschreiben ist oder nicht. Alle anderen expliziten oder impliziten Erklärungen oder Gewährleistungen seitens Integra oder ihren Vertretern bezüglich der Ausrüstung oder der Leistungen, Diagnosen, Beratung, Unterstützung oder anzubietenden Teilen gemäß der Gewährleistung, wozu u. a. auch die der Marktfähigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck gehören, werden hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Auf keinen Fall haftet Integra, ihre Beauftragten oder Kundendienstmitarbeiter für den Verlust des Gebrauchs, Einkommenseinbußen oder entgangenem Gewinn oder irgendwelche anderen indirekten, Neben-, beispielhaften-, Folge-, Sonder- oder andere Schäden, ganz gleich, ob sie aus einem Vertrag oder aus unerlaubter Handlung entstanden sind, im Rahmen der Gewährleistung oder irgendeiner Leistung oder eines Verstoßes seitens Integra, ihren Bevollmächtigten oder KUNDENDIENSTMITARBEITERN im Rahmen dieser Gewährleistung.
- 5.2. Der Kunde erklärt, dass er ungeachtet der im Rahmen der Gewährleistung von Integra oder ihren Vertretern gewährten technischen Unterstützung ausschließlich und in vollem Umfang für jede Behandlung haftet, die er mit der Ausrüstung vorgenommen oder damit versucht hat. Integra gibt bezüglich der Wirksamkeit der Ausrüstung oder der technischen Unterstützung, die von Integra, ihren Bevollmächtigten oder Kundendienstmitarbeitern zum Zwecke der speziellen Behandlung, die der Kunde für Dritte durchzuführen beabsichtigt, keinerlei Erklärung oder Gewährleistung ab. Darüber hinaus lehnt Integra jegliche Haftung bezüglich der Wirksamkeit der Ausrüstung oder der genannten technischen Unterstützung oder bezüglich jeglicher Ansprüche Dritter in Bezug auf jegliche vom Kunden durchgeführte Behandlung ab.
- 5.3. Diese vollumfänglich begrenzte Gewährleistung versteht sich ausschließlich und anstelle jeglicher anderer, expliziter oder impliziter Gewährleistungen sowie jeglicher weiterer Verpflichtungen oder Haftung seitens Integra oder seitens ihrer Vertriebspartner, und Integra übernimmt weder selbst eine Haftung noch gestattet ihren Vertretern oder anderen Personen die Übernahme einer Haftung im Zusammenhang mit Integras Produkten. Integra lehnt jegliche weiteren expliziten oder impliziten Gewährleistungen für die Marktfähigkeit oder die Eignung zu einem bestimmten Zweck oder einer Anwendung oder einer Qualitätsgarantie sowie irgendwelcher expliziter oder impliziter Gewährleistung gegenüber Patienten ab. Keinerlei Urkunde oder Erklärung vermag eine Gewährleistung oder Garantie begründen, noch kann diese Standardgewährleistung, ganz gleich auf welche Weise, verändert werden; hiervon ausgenommen sind von einem leitenden Angestellten von INTEGRA unterzeichnete Schriftstücke. Auf diese

Einschränkungen über die Begründung oder Änderung dieser Gewährleistung darf weder mündlich noch durch eine Handlung verzichtet werden, noch dürfen sie mündlich oder durch eine Handlung abgeändert werden.

- 5.4. Unter keinen Umständen haften Integras zugelassene Vertriebspartner gegenüber dem Kunden für Neben-, indirekte, Folgeschäden oder Strafzuschläge von Schadensersatz, gleich welcher Art, im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Nutzung irgendeines Integra-Produkts. Darüber hinaus gilt diese Gewährleistung nicht für Verluste, die im Zusammenhang mit dem Kauf oder der Verwendung eines Integra-Produkts entstehen, das von anderen Personen als Integra zugelassenen Kundendienstmitarbeitern repariert wurde oder auf andere Weise verändert wurde, so dass seine Stabilität oder Zuverlässigkeit beeinträchtigt wurde, oder das einer unsachgemäßen Nutzung, Fahrlässigkeit oder einem Unfall unterlag oder das auf andere Weise als gemäß den von Integra gemachten Anweisungen verwendet wurde, und die diesbezügliche Haftung seitens Integras zugelassenen Vertriebspartnern gegenüber dem Kunden ist ausgeschlossen. Diese eingeschränkte Gewährleistung seitens Integras Vertriebspartnern versteht sich ausschließlich und anstelle aller anderen expliziten oder impliziten Gewährleistungen gegenüber dem Kunden sowie jeglicher anderer Verpflichtungen oder Haftungen gegenüber dem Kunden seitens des zugelassenen Vertriebspartners von Integra. Integras zugelassene Vertriebspartner lehnen jegliche weitere implizite oder explizite Gewährleistung gegenüber dem Kunden ab, unter Einschluss jeglicher impliziten Gewährleistung der Marktfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Anwendung oder der Qualitätsgarantie sowie jeglicher expliziter oder impliziter Gewährleistung gegenüber den Patienten oder anderen Dritten.
- 5.5. Höhere Gewalt. Unbeschadet jeglicher hierin enthaltener gegenteiliger Bestimmungen haben Integra, Integras zugelassene Vertriebspartner oder der Kunde, je nach Sachlage, diese andere Vertragspartei unverzüglich über die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten zu informieren, wenn die Erfüllung der Gewährleistung durch Integra, Integras zugelassene Vertriebspartner oder des Kunden oder irgendeine Verpflichtung seitens Integra, Integras zugelassene Vertriebspartner oder des Kunden aufgrund von Feuer, Explosion, Verfügungen von Hoher Hand, Arbeitskämpfen oder Unfällen, die die Erfüllung im Rahmen der Gewährleistung beeinträchtigen, oder Krieg, Mobilmachung, Aufruhr, Blockaden oder Embargos oder jegliche zukünftige Gesetze, Anordnungen, Erlasse oder Anforderungen seitens irgendeiner Regierung oder Behörde oder irgendeine andere Handlung, ganz gleich in welcher den o. g. Handlungen ähnliche Weise, oder andere Umstände außerhalb der zumutbaren Einflussnahme von Integra, Integras zugelassenen Vertriebspartnern oder dem Kunden verhindert, eingeschränkt oder behindert wird und jegliches der vorgenannten Ereignisse soll jegliche im Rahmen der Gewährleistung erforderliche Erfüllung entschuldigen.

## Bestell- und Garantieinformationen

<b>Informationen zur Auftragserteilung und Garantie</b>	<b>2-3</b>
<b>Empfohlene Startersets</b>	<b>5</b>
<b>Handstücke und Spitzen für die Neurochirurgie</b>	<b>6</b>
24 kHz Neuro-Handstück, lang	6
24 kHz Neuro-Handstück, kurz	6
35 kHz Neuro-Handstück	7
24 kHz Neuro-Mikro-Handstück	7
<b>Handstücke und Spitzen für die Leberchirurgie</b>	<b>8</b>
24 kHz Handstück, gerade	8
24 kHz Handstück, gewinkelt	8
35 kHz Handstück, gerade	9
24 kHz Laparoskopisches Handstück	9
<b>Konsole</b>	<b>10</b>
<b>Zubehör</b>	<b>10</b>
<b>Indikationen und Gegenanzeigen</b>	<b>11</b>

## Empfohlene Startersets




Katalog-Nr.	Beschreibung	Anzahl für Eingriffe in der Neurochirurgie	Anzahl für Eingriffe in der Leberchirurgie
<b>CUSANXT</b>	CUSA® NXT Konsole 220-230 V mit Fußschalter	1	1
<b>CUSANXT2</b>	CUSA® NXT Servicemodul 220-230 V	1	1
<b>NXT80002</b>	Netzkabel, Europa	1	1
<b>NXT80003</b>	Netzkabel, Großbritannien / Nordirland		
<b>NXT00005</b>	Kontaminationsschutz	1 Schachtel mit 2	1 Schachtel mit 2
<b>1523000M7</b>	24 kHz Neuro-Handstück, kurz	1	
<b>1523215</b>	24 kHz Neuro-Spitze, kurz und Absaugröhrchen (Einweg)	1 Schachtel mit 5	
<b>1523000M9</b>	35 kHz Neuro-Handstück	1	
<b>1523235</b>	35 kHz Neuro-Spitze und Absaugröhrchen (Einweg)	1 Schachtel mit 5	
<b>1523000M1</b>	24 kHz Handstück, gerade		1
<b>1523013</b>	24 kHz Standardspitze, gerade (wiederverwendbar)		1
<b>1523042</b>	24 kHz Absaugröhrchen, gerade		1 Schachtel mit 20
<b>1523000M3</b>	35 kHz Handstück, gerade		1
<b>1523014</b>	35 kHz Standardspitze, gerade (wiederverwendbar)		1
<b>1523043</b>	35 kHz Absaugröhrchen, gerade		1 Schachtel mit 20
<b>1523072M3</b>	Montageschlüssel-Set für Handstücke für die Neurochirurgie	2	
<b>1523072M1</b>	Montageschlüssel-Set für Handstücke für die Leberchirurgie		2
<b>1517079</b>	Einweg-Schlauchset	1 Schachtel mit 10	1 Schachtel mit 10
<b>07289</b>	Sterilisationsbehälter	2	2
<b>1523101</b>	Reinigungsbürste für die Aspirationsöffnung des Handstücks	2	2




## Handstücke und Spitzen für die Neurochirurgie

### 24 kHz Neuro-Handstück, lang



Katalog -Nr.	Steril	Beschreibung	Menge
1523000M5	Nein	24 kHz Neuro-Handstück, lang <sup>1</sup>	1 st.
1523225	Ja	24 kHz Neuro-Spitzensatz und Absaugröhrchen, lang (Einweg)	5 st.
1523049	Nein	24 kHz Neuro-Ummantelung, gewinkelt	1 st.
1523052	Nein	24 kHz Neuro-Verlängerung gewinkelt, lang	1 st.

### 24 kHz Neuro-Handstück, kurz



### Spitzen zur Knochenabtragung



Katalog -Nr.	Steril	Beschreibung	Menge
1523000M7	Nein	24 kHz Neuro-Handstück, kurz <sup>1</sup>	1 st.
1523215	Ja	24 kHz Neuro-Spitzensatz und Absaugröhrchen, kurz (Einweg)	5 st.
1523216	Ja	24 kHz SaberTip™ Spitze und Absaugröhrchen (Einweg)	5 st.
NXT3218	Ja	24 kHz Spitze zur Knochenabtragung oben vorwärts arbeitend <sup>2/3</sup> und Absaugröhrchen (Einweg)	5 st.
NXT3218EA			1 st.
NXT3219	Ja	24 kHz Spitze zur Knochenabtragung oben rückwärts arbeitend <sup>2/3</sup> und Absaugröhrchen (Einweg)	5 st.
NXT3219EA			1 st.
NXT3220	Ja	24 kHz Spitze zur Knochenabtragung unten vorwärts arbeitend <sup>2/3</sup> und Absaugröhrchen (Einweg)	5 st.
NXT3220EA			1 st.
1523049	Nein	24 kHz Neuro-Ummantelung, gewinkelt	1 st.
1523053	Nein	24 kHz Neuro-Verlängerung gewinkelt, kurz	1 st.

1. Handstücke werden mit Ummantelung und Verlängerung aber ohne Spitze geliefert

2. Nicht kompatibel mit dem CUSA® Selector®

3. Nicht MRT-getestet


## 35 kHz Neuro-Handstück



### Transssphenoidale Spitze




1523243/EA



Katalog -Nr.	Steril	Beschreibung	Menge
1523000M9	Nein	35 kHz Neuro-Handstück <sup>1</sup>	1 st.
1523235	Ja	35 kHz Neuro-Spitzensatz und Absaugröhrchen (Einweg)	5 st.
1523064	Nein	35 kHz Neuro-Spitze (wiederverwendbar) und Absaugröhrchen (Einweg) <i>1 Spitze / 5 Absaugröhrchen</i>	1 st.
1523243	Ja	35 kHz Verlängerte Spitze und Absaugröhrchen <sup>2/3</sup> (Einweg)	5 st.
1523243EA			1 st.
1523060	Nein	35 kHz Neuro-Ummantelung, gewinkelt	1 st.
1523058	Nein	35 kHz Neuro-Verlängerung, gewinkelt	1 st.

## 24 kHz Neuro-Mikro-Handstück



Katalog -Nr.	Steril	Beschreibung	Menge
1529000M2	Nein	24 kHz Mikro-Handstück <sup>1</sup>	1 st.
1529165	Ja	24 kHz Mikro-Spitze und Absaugröhrchen (Einweg)	5 st.
1529161			1 st.
1529063	Nein	24 kHz Mikro-Spitze (wiederverwendbar) und Absaugröhrchen (Einweg) <i>1 Spitze / 5 Absaugröhrchen</i>	1 st.
1529024	Nein	24 kHz Mikro-Ummantelung, gewinkelt	1 st.
1529043	Nein	24 kHz Mikro-Verlängerung, gewinkelt	1 st.

1. Handstücke werden mit Ummantelung und Verlängerung aber ohne Spitze geliefert

2. Nicht kompatibel mit dem CUSA® Selector®

3. Nicht MRT-getestet





## Handstücke und Spitzen für die Leberchirurgie


### 24 kHz Handstück, gerade



- 1 Transducer
- 2 Absaugröhrchen
- 3 Spitze
- 4 Ummantelung, gerade

Katalog-Nr.	Steril	Beschreibung	Menge
1523000M1	Nein	24 kHz Handstück <sup>1</sup> , gerade	1 st.
1523013	Nein	24 kHz Standardspitze, gerade (wiederverwendbar)	1 st.
1523042	Nein	24 kHz Absaugröhrchen, gerade	20 st.
1523017	Nein	24 kHz Ummantelung, gerade	1 st.

### 24 kHz Handstück, gewinkelt




- 1 Transducer
- 2 Gewinkelte Verlängerung
- 3 Spitze
- 4 Gewinkelte Ummantelung
- 5 Ummantelung, verlängert
- 6 Absaugröhrchen

Katalog -Nr.	Steril	Beschreibung	Menge
1523000M2	Nein	24 kHz Handstück <sup>1</sup> , gewinkelt	1 st.
1523015	Nein	24 kHz Standardspitze, gewinkelt (wiederverwendbar)	1 st.
1523042	Nein	24 kHz Absaugröhrchen, gewinkelt	20 st.
1523049	Nein	24 kHz Ummantelung, gewinkelt	1 st.
1523035	Nein	24 kHz Ummantelung, verlängert	1 st.
1523033	Nein	24 kHz Verlängerung, gewinkelt	1 st.

1. Handstücke werden mit Ummantelung und Verlängerung aber ohne Spitze geliefert




## 35 kHz Handstück, gerade



- 1 Transducer
- 2 Absaugröhrchen
- 3 Ummantelung, gerade
- 4 Spitze

Katalog-Nr.	Steril	Beschreibung	Menge
1523000M3	Nein	35 kHz Handstück <sup>1</sup> , gerade	1 st.
1523014	Nein	35 kHz Standardspitze, gerade (wiederverwendbar)	1 st.
1523043	Nein	35 kHz Absaugröhrchen, gerade	20 st.
1523018	Nein	35 kHz Ummantelung, gerade	1 st.

## 24 kHz Laparoskopisches Handstück



- 1 Transducer
- 2 Absaugröhrchen
- 3 Verlängerung
- 4 Spitze
- 5 Ummantelung
- 6 Abdeckung für Spitzenverlängerung
- 7 Schlauchklemme

Katalog-Nr.	Steril	Beschreibung	Menge
1523000M6	Nein	24 kHz Laparoskopisches Handstück <sup>1</sup>	1 st.
1523029	Nein	24 kHz Laparoskopische Spitze (wiederverwendbar)	1 st.
1523032	Nein	24 kHz Laparoskopisches Absaugröhrchen	10 st.
1523030	Nein	24 kHz Laparoskopische Ummantelung	10 st.

1. Handstücke werden mit Ummantelung und Verlängerung aber ohne Spitze geliefert

## Konsole



NXT10001




F75320

Katalog -Nr.	Steril	Beschreibung	Menge
CUSANXT	Nein	CUSA® NXT Konsole 220-230 V mit Fußschalter	1 st.
CUSANXT2	Nein	CUSA® NXT Servicemodul 220-230 V	1 st.
F75320	Nein	Trolley	1 st.
NXT80002	Nein	Netzkabel, Europa	1 st.
NXT80003	Nein	Netzkabel, Großbritannien / Nordirland	1 st.
NXT10001	Nein	Fußschalter	1 st.

## Zubehör



07289



1523101



NXT00005



1523072M1/2/3 - 1529056

Katalog -Nr.	Steril	Beschreibung	Menge
1517079	Ja	Einweg-Schlauchset	10 st.
1529036	Ja	Erweiterung für das Mikro-Schlauchset (Einweg) <i>für die Verwendung mit dem mikrochirurgischen Handstück</i>	10 st.
1532024	Ja	MRT-Erweiterung für das Schlauchset (Einweg) <i>für die Verwendung mit MRT-kompatiblen Handstücken</i>	10 st.
07289	Nein	Sterilisationsbehälter für Handstück	1 st.
1523101	Nein	Reinigungsbürste für die Aspirationsöffnung des Handstücks	1 st.
NXT00005	Nein	Kontaminationsschutz	2 st.
1523072M3	Nein	Montageschlüssel-Set für Handstücke für die Neurochirurgie	1 st.
1529056	Nein	Montageschlüssel-Set für Mikro-Handstück	1 st.
1523072M1	Nein	Montageschlüssel-Set für Handstücke für die Leberchirurgie	1 st.
1523072M2	Nein	Montageschlüssel-Set für Laparoskopisches Handstück	1 st.

Der chirurgische CUSA® NXT Ultraschallaspirator ist für die Verwendung bei chirurgischen Eingriffen indiziert, bei denen die Fragmentierung, Emulgierung und Aspiration von weichem und hartem Gewebe (z.B. Knochen) gewünscht ist. Hierzu zählen Eingriffe in der Neurochirurgie, gastrointestinale Eingriffe und Eingriffe an ähnlichen Organen, urologische Eingriffe, plastisch-chirurgische und rekonstruktive Eingriffe, Eingriffe in der Allgemeinchirurgie, Orthopädie, Gynäkologie, Thoraxchirurgie, laparoskopischen Chirurgie und thorakoskopische Eingriffe.

Der chirurgische CUSA® NXT Ultraschallaspirator darf nicht für andere als die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Anwendungsgebiete verwendet werden.



Vertrieb durch

**Sales & Marketing EMEA**  
 Integra LifeSciences Services (France) SAS  
 Immeuble Séquoia 2 • 97 allée Alexandre Bordin  
 Parc technologique de la Porte des Alpes  
 69800 Saint Priest • FRANCE  
 Phone: +33 (0)4 37 47 59 00 • Fax: +33 (0)4 37 47 59 99  
 emea.info@integralife.com • [integralife.eu](http://integralife.eu)

**Integra LifeSciences (Ireland) Ltd**  
 IDA Business and Technology Park  
 Tullamore, Offaly • IRELAND

**Kundendienst**  
 International: +33 (0) 437 47 59 50 • +33 (0) 437 47 59 25 (Fax) • [csema@integralife.com](mailto:csema@integralife.com)  
 Frankreich: +33 (0) 437 47 59 10 • +33 (0) 437 47 59 29 (Fax) • [custsvcf@integralife.com](mailto:custsvcf@integralife.com)  
 Großbritannien: +44 (0) 1264 312 725 • +44 (0) 1264 312 821 (Fax) • [custsvcuk@integralife.com](mailto:custsvcuk@integralife.com)  
 Deutschland: +49 (0) 2102 5535 6200 • +49 (0) 2102 5536 636 (Fax) • [custsvcgermany@integralife.com](mailto:custsvcgermany@integralife.com)  
 Benelux: +32 (0)2 257 4130 • +32 (0)2 253 2466 (Fax) • [custsvcbelux@integralife.com](mailto:custsvcbelux@integralife.com)  
 Schweiz: +41 (0)2 27 21 23 00 • +41 (0)2 27 21 23 99 (Fax) • [custsvcsuisse@integralife.com](mailto:custsvcsuisse@integralife.com)  
 Italien: +39 (0)2 577 89 21 • +39 (0)2 575 113 71 (Fax) • [custsvcity@integralife.com](mailto:custsvcity@integralife.com)